




CATALOGO GENERALE



INDICE

INGREDIENTI PER TERRENI DI CULTURA	pag.3
TERRENI DI CULTURA DISIDRATATI	pag.7
SUPPLEMENTI	pag.37
COMPLEMENTI	pag.43
TERRENI DI CULTURA PRONTI IN PIASTRE	pag.49
TERRENI DI CULTURA PRONTI IN PIASTRE A SETTORI	pag.71
TERRENI DI CULTURA PRONTI IN PROVETTE	pag.73
TERRENI DI CULTURA PRONTI IN FLACONI	pag.89
TERRENI DI CULTURA PRONTI IN SLIDES	pag.106
INDICATORI BIOLOGICI E CHIMICI	pag.110
MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	pag.112
MATERIALE DISPOSABILE	pag.114
MATERIALE VARIO	pag.121

INGREDIENTI PER TERRENI DI COLTURA

Sono disponibili confezioni preparate secondo esigenza da 100 gr. a 5 Kg

Durata per tutti circa 2-3 anni

Conservazione 15+25°C, salvo eccezioni

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Agar type 1			
<i>Agar per microbiologia</i>	Agar Bacteriological: High clarity	15-997	500 gr
		15-997-M	250 gr
		15-997-2	100 gr
Agar type 2			
<i>Agar per microbiologia</i>	Agar Bacteriological: general purpose	25-997	500 gr
		25-997-2	100 gr
Agar type 3			
<i>Agar per immunodiffusione, immunoelettroforesi e coltura di tessuti</i>	Agar Bacteriological purified	35-997	500 gr
		35-997-2	100 gr
Agar type 4			
<i>Agar tecnico</i>	Agar Plant tissue culture grade	45-997	500 gr
		45-997-2	100 gr
Bacteriological Peptone			
<i>Peptone preparato per digestione enzimatica di proteine animali</i>	Peptone batteriologico	5-912B	5000 gr
		5-912	500 gr
		5-912-2	100 gr
Balanced Peptone			
<i>Miscela di peptone di carne e di caseina</i>	Peptone mix (Mixture of casein and meat peptone)	25-912	500 gr
Beef Extract Powder			
<i>Estratto di carne selezionato, purificato e neutralizzato</i>	Estratto di carne	5-969B	5000 gr
		5-969	500 gr
		5-969-2	100 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Bile Salts <i>Estratto purificato di bile con glicocolato e taurocolato di sodio</i>	Sali biliari	5-965	500 gr
Bile Salts Mixture n°3 <i>Estratto di sali biliari, con attività diversificata dal normale</i>	Sali biliari n°3	15-965	500 gr
		15-965-2	100 gr
Brain Heart Infusion Powder <i>Infuso ottenuto con cuore di bue e cervello di vitello</i>	Infusione cuore-cervello, Bacteriological	5-925	500 gr
Casein Acid Hydrolysate <i>Prodotto neutralizzato, derivato dall'idrolisi della caseina con HCl</i>	Caseina acida idrolizzata	5-990	500 gr
Casein Peptone <i>Ottenuto per digestione pancreatica della caseina</i>	Pancreatic Digest of Casein	15-990	500 gr
Galactose	D-Galactose, Galattosio	5-907	500 gr
Gelatin <i>Gelatina purificata, solubile per uso batteriologico</i>	Gelatina, Extra Pure	5-946	500 gr
Gelatin Peptone <i>Ottenuto per digestione pancreatica della gelatina</i>	Pancreatic Digest of Gelatin	15-946	500 gr
		15-946-2	100 gr
Glucose <i>Destrosio per uso batteriologico</i>	Dextrose Bacteriological	5-986	500 gr
Lactose <i>Lattosio per uso batteriologico</i>	Lactose Bacteriological	5-979	500 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Malt Extract Powder <i>Polvere ottenuta per estrazione di composti solubili da cereali</i>	Estratto di malto, Pure	5-978	500 gr
Maltose	Maltosio D-Maltose monohydrate	5-905	500 gr
Mannitol	D-Mannitolo	5-915	500 gr
Meat Peptone <i>Digerito peptico di carni selezionate</i>	/	5-929 5-929-2	500 gr 100 gr
Peptone M <i>Miscela di peptoni di fegato, di soia e sali per la coltura di miceti</i>	Mycological peptone	5-963 5-963-2	500 gr 100 gr
Proteose Peptone <i>Peptone speciale preparato per digestione enzimatica di carne fresca</i>	/	5-995	500 gr
Proteose Peptone n°3 <i>Peptone speciale con attività superiore del normale</i>	/	15-995	500 gr
Skim Milk Powder <i>Latte scremato in polvere per uso batteriologico</i>	/	15-931	500 gr
Soya Peptone <i>Peptone preparato per digestione enzimatica di farina di semi di soia</i>	Papaic digest of soyabean meal	5-937 5-937-2	500 gr 100 gr
Sucrose	Saccarosio	5-908	500 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Tryptone <i>Prodotto ottenuto per digestione triptica della caseina</i>	Enzimatic digest of casein	5-909B	5000 gr
		5-909	500 gr
		5-909-2	100 gr
Tryptose <i>Miscela ottenuta per digestione enzimatica di carne, lieviti e caseina</i>	/	5-919B	5000 gr
		5-919	500 gr
Yeast Extract Powder <i>Frazione idrosolubile di autolisato di lievito, in polvere</i>	Estratto di lievito	5-941B	5000 gr
		5-941	500 gr

TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI

Sono disponibili confezioni da 500 gr, 5 Kg, dosi prepesate per 1-2-3 litri di terreno,

dosi prepesate secondo esigenza e formulazioni dedicate

Durata per tutti circa 2-3 anni

Conservazione 15÷25°C, salvo eccezioni

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
A1 - medium		A1		
<i>Per la determinazione dei coliformi fecali nelle acque</i>				
	A1 broth		2-012	500 gr
			2-012-D	31,5 gr/l
			2-012-G	1 gr
Amies Transport medium w/charcoal		/		
<i>Per trasporto campioni clinici</i>	Amies con carbone		1-127	500 gr
			1-127-D	19,75 gr/l
			1-127-G	1 gr
Amies Transport medium w/o charcoal		/		
<i>Per trasporto campioni clinici</i>	Amies senza carbone		11-127	500 gr
			11-127-D	9,75 gr/l
			11-127-G	1 gr
Anaerobic Identification medium Base		/		
<i>Base per coltura di clostridi ed altri anaerobi</i>	Anaerobe Basal agar			
	Anaerobic agar		1-093	500 gr
Cod. 3-854 G.N. Anaerobic Selective supplement			1-093-D	40 gr/l
Cod. 3-855 N.S. Anaerobic Selective supplement			1-093-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 1		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Seed agar			
	Antibiotic medium n°1		2-001	500 gr
			2-001-D	30,5 gr/l
			2-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 2		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Base agar			
	Antibiotic medium n°2		12-001	500 gr
			12-001-D	25,5 gr/l
			12-001-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Antibiotic Assay medium n° 3		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Antibiotic Assay broth		22-001	500 gr
			22-001-D	17,5 gr/l
			22-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 4		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Yeast Beef agar		32-001	500 gr
			32-001-D	26,5 gr/l
			32-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 5		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Streptomycin Assay agar		42-001	500 gr
			42-001-D	25,5 gr/l
			42-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 6		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	/		52-001	500 gr
			52-001-D	30 gr/l
			52-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 8		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	/		62-001	500 gr
			62-001-D	25,5 gr/l
			62-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 9		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Polymyxin Base agar		72-001	500 gr
			72-001-D	50 gr/l
			72-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 10		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Polymyxin Seed agar		82-001	500 gr
			82-001-D	52 gr/l
			82-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 11		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Neomycin Eritromycin Assay agar		92-001	500 gr
			92-001-D	30,5 gr/l
			92-001-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Antibiotic Assay medium n° 12		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Nystatin Assay agar n°12		102-001	500 gr
			102-001-D	62,5 gr/l
			102-001-G	1 gr
Antibiotic Assay medium n° 19		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Nystatin Assay agar n°19		112-001	500 gr
			112-001-D	60 gr/l
			112-001-G	1 gr
Aseptic Commissioning broth		/		
<i>Per test di sterilità in farmaceutica</i>	/		2-036	500 gr
			2-036-D	17,5 gr/l
			2-036-G	1 gr
Azide Blood agar Base		/		
<i>Base per isolamento di streptococchi da campioni ipercontaminati</i>	Base agar sangue con azide		1-034	500 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			1-034-D	33,2 gr/l
			1-034-G	1 gr
Azide Dextrose broth		ADB		
<i>Determinazione presuntiva di streptococchi fecali</i>	Brodo azide			
	Azide Glucose broth		2-034B	5000 gr
			2-034	500 gr
			2-034-D	34,7 gr/l
			2-034-G	1 gr
Azide Violet Blood agar Base		/		
<i>Base per ricerca ed isolamento di enterococchi</i>	Base agar sangue con azide e cristalvioletto		11-034	500 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			11-034-D	33,2 gr/l
			11-034-G	1 gr
Bacillus cereus agar Base		/		
<i>Base per ricerca ed isolamento selettivo di Bacillus cereus</i>	Bacillus cereus agar PEMBA		1-096	500 gr
Cod. 13-803 Bacillus Cereus supplement				
Cod. 3-702 Egg Yolk Emulsion			1-096-2	100 gr
			1-096-D	40,97 gr/l
			1-096-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Bacillus cereus medium Base		PREP		
<i>Base per ricerca ed isolamento selettivo di Bacillus cereus</i>	Phenol Red Egg Yolk Polymyxin agar			
	Mannitol EY Polymyxin agar		11-096	500 gr
Cod. 3-803 Bacillus Cereus supplement				
Cod. 3-702 Egg Yolk Emulsion			11-096-D	46,02 gr/l
			11-096-G	1 gr
Baird-Parker agar Base		BP		
<i>Isolamento e conta di Staphylococcus aureus coagulasi positivo</i>	Baird-Parker medium Base		1-058	500 gr
Cod. 3-826 R.P.F. supplement				
Cod. 3-701 Egg Yolk Tellurite Emulsion			1-058-2	100 gr
			1-058-D	65,5 gr/l
			1-058-G	1 gr
Baird-Parker Liquid medium Base		/		
<i>Brodo Base di arricchimento per ricerca stafilococchi</i>	Liquid Baird-Parker medium Base		2-058	500 gr
Cod. 13-773 Potassium tellurite 1%			2-058-D	86 gr/l
			2-058-G	1 gr
Bi.G.G.Y.agar		BIGGY		
<i>Per isolamento e differenziazione di Candida sp.</i>	Nickerson agar			
	Candida selective agar		1-023	500 gr
			1-023-D	45 gr/l
			1-023-G	1 gr
Bile Aesculin agar		/		
<i>Terreno differenziale per isolamento enterococchi</i>	/		1-050	500 gr
			1-050-D	44,5 gr/l
			1-050-G	1 gr
Bile Aesculin Azide agar		/		
<i>Terreno selettivo per isolamento enterococchi</i>	Aesculin Bile Azide		11-050	500 gr
			11-050-2	100 gr
			11-050-D	56,25 gr/l
			11-050-G	1 gr
Bile Aesculin Azide broth		/		
<i>Terreno selettivo per coltura di enterococchi</i>	Aesculin Bile broth		2-050	500 gr
			2-050-D	45 gr/l
			2-050-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Bismuth Sulphite agar		BSA		
<i>Isolamento Salmonella typhi ed altri bacilli enterici</i>	Wilson and Blair medium			
	Wilson Blair		1-112	500 gr
			1-112-D	54,41 gr/l
			1-112-G	1 gr
Blood agar Base		/		
<i>Base per la preparazione di terreni al sangue</i>	Infusion agar Base		1-199	500 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			1-199-D	37 gr/l
			1-199-G	1 gr
Blood agar Base n°2		/		
<i>Base per la preparazione di terreni al sangue</i>	/		11-199	500 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			11-199-D	39,5 gr/l
			11-199-G	1 gr
Brain Heart Infusion agar		BHIA		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Agar cuore-cervello		1-119B	5000 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			1-119	500 gr
			1-119-D	49 gr/l
			1-119-G	1 gr
Brain Heart Infusion broth		BHIB		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Brodo cuore-cervello		2-119B	5000 gr
			2-119	500 gr
			2-119-2	100 gr
			2-119-D	37 gr/l
			2-119-G	1 gr
Brazier's CCEY agar Base		/		
<i>Base per isolamento di Clostridium difficile</i>	Brazier's Clostridium difficile agar Base		1-114	500 gr
Cod. 3-801 Clostridium Difficile supplement (CC-supplement)			1-114-D	48 gr/l
Cod. 3-702 Egg Yolk Emulsion			1-114-G	1 gr
Brilliant Green agar		BGA		
<i>Per isolamento salmonelle ad eccezione di S. typhi</i>	BPL agar		1-115	500 gr
			1-115-D	58,09 gr/l
			1-115-G	1 gr
Brilliant Green agar, modified		/		
<i>Isolamento ed identificazione salmonelle e conferma altri coliformi</i>	Phenol Red Brilliant Green agar		11-115	500 gr
	BPLS agar modified		11-115-2	100 gr
			11-115-D	51,69 gr/l
			11-115-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Brilliant Green Bile broth 2%		BGBB		
<i>Per la ricerca di coliformi in alimenti, acque e campioni clinici</i>	/		2-115	500 gr
Cod. 3-765 MUG			2-115-2	100 gr
			2-115-D	40,01 gr/l
			2-115-G	1 gr
Brilliant Green Bile broth 2% w/MUG		/		
<i>Per la ricerca di coliformi con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	BGBB con agente fluorogenico		12-115	500 gr
			12-115-D	40,11 gr/l
			12-115-G	1 gr
Brucella agar Base		/		
<i>Base per coltura di Brucella sp.</i>	/		1-018	500 gr
Cod. 3-839 Brucella supplement			1-018-D	43 gr/l
			1-018-G	1 gr
C.L.E.D. agar		CLED		
<i>Per valutazione contaminazione microbiologica delle urine</i>	Cystine Lactose Electrolyte Deficient			
	Single indicator Brolacin agar		1-045	500 gr
Cod. 3-765 MUG			1-045-D	36,15 gr/l
			1-045-G	1 gr
C.L.E.D. agar w/Andrade indicator		/		
<i>Per valutazione contaminazione microbiologica delle urine</i>	Bevis modification Double indicator		11-045	500 gr
			11-045-D	36,25 gr/l
			11-045-G	1 gr
C.L.E.D. agar w/MUG		/		
<i>Carica microbica nelle urine con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	CLED con agente fluorogenico		21-045	500 gr
			21-045-D	36 gr/l
			21-045-G	1 gr
C.T.A. agar		/		
<i>Per test fermentazione carboidrati, motilità e conservazione ceppi</i>	/		1-024	500 gr
			1-024-D	29,5 gr/l
			1-024-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
C.T.A. medium		/		
<i>Per test fermentazione carboidrati, motilità e conservazione ceppi</i>	Brodo CTA		2-024	500 gr
			2-024-D	27 gr/l
			2-024-G	1 gr
Campylobacter agar Base		/		
<i>Terreno Base per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Preston/Butzler medium Base		1-042	500 gr
Cod. 3-840 Campylobacter Growth supplement				
Cod. 3-841 Campylobacter supplement I (BlaserWang)				
Cod. 3-842 Campylobacter supplement II (Butzler)				
Cod. 3-843 Campylobacter supplement III(Skirrow)			1-042-D	39,5 gr/l
Cod. 3-844 Campylobacter supplement IV (Preston)			1-042-G	1 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone				
Campylobacter Blood Free medium Base		/		
<i>Terreno Base per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Campylobacter modified CCDA Base		11-042	500 gr
Cod. 3-845 CCDA supplement			11-042-D	45,5 gr/l
			11-042-G	1 gr
Campylobacter Enrichment broth Base		/		
<i>Terreno Base per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Brodo Campylobacter Base		2-042	500 gr
Cod. 3-846 CVTC supplement			2-042-D	27,6 gr/l
			2-042-G	1 gr
Cary-Blair Transport medium		/		
<i>Per il trasporto di campioni clinici</i>	Transport medium without charcoal		1-085	500 gr
			1-085-D	13,3 gr/l
			1-085-G	1 gr
Cetrimide Pseudomonas agar Base		CGA		
<i>Per l'isolamento selettivo di Pseudomonas sp.</i>	Cetrimide agar Base		1-146	500 gr
Cod. 3-703 Glicerolo			1-146-D	45,3 gr/l
			1-146-G	1 gr
China Blue Lactose agar		/		
<i>Per il conteggio e l'isolamento dei batteri nel latte</i>	/		1-116	500 gr
			1-116-D	35 gr/l
			1-116-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Clostridium Difficile agar Base		/		
<i>Base per l'isolamento selettivo di Clostridium difficile</i>	FAA Clostridium Difficile medium Base		1-021	500 gr
Cod. 3-801 Clostridium Difficile supplement (CC-supplement)			1-021-D	69 gr/l
			1-021-G	1 gr
Columbia Blood agar Base		/		
<i>Base altamente nutritiva di crescita generale e per test emolitici</i>	/		1-135	500 gr
Cod. 3-802 Streptococchi supplement				
Cod. 3-813 Gardnerella Vaginalis supplement				
Cod. 3-820 Gram Positive Cocci supplement (C.N.A.)			1-135-D	41 gr/l
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			1-135-G	1 gr
Columbia broth		/		
<i>Terreno di coltura altamente nutritivo</i>	/		2-135	500 gr
			2-135-D	35 gr/l
			2-135-G	1 gr
D.C.L.S. agar		DCLS		
<i>Per isolamento Gram negativi</i>	Desoxicholate Citrate Lactose Sucrose agar		31-070	500 gr
			31-070-D	50,03 gr/l
			31-070-G	1 gr
D.N.ase Test agar		/		
<i>Per il saggio della DNasi</i>	Dnase agar		1-067	500 gr
			1-067-D	39 gr/l
			1-067-G	1 gr
D.T.M. agar Base		DTM		
<i>Base per isolamento selettivo di funghi patogeni in infezioni cutanee</i>	Dermatophyte Test medium Base		1-165	500 gr
Cod. 3-833 C.A.F. Selective supplement			1-165-D	62 gr/l
			1-165-G	1 gr
Desoxicholate agar		/		
<i>Per isolamento enterobatteri</i>	Agar desossicolato		1-070	500 gr
			1-070-D	46,03 gr/l
			1-070-G	1 gr
Desoxicholate Citrate agar		DCA		
<i>Per isolamento enterobatteri patogeni</i>	D.C.A.			
	Agar desossicolato citrato		11-070	500 gr
			11-070-D	45,52 gr/l
			11-070-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Desoxicholate Citrate agar (Hynes)		/		
<i>Per isolamento Salmonella e Shigella</i>	Agar desossicolato di Hynes		21-070	500 gr
			21-070-2	100 gr
			21-070-D	51,92 gr/l
			21-070-G	1 gr
Dextrose agar		/		
<i>Terreno di uso generale</i>	/		1-168	500 gr
			1-168-D	43 gr/l
			1-168-G	1 gr
Dextrose Tryptone agar		DTA		
<i>Per identificazione microrganismi termofili e mesofili degli alimenti</i>	/		1-176	500 gr
			1-176-D	30,04 gr/l
			1-176-G	1 gr
DIASSALM agar Base		/		
<i>Terreno Base per l'isolamento di Salmonella sp.</i>	Diagnostic Semi-solid Salmonella agar Base		1-144	500 gr
Cod. 3-860 Salmonella supplement			1-144-D	53 gr/l
			1-144-G	1 gr
Drigalski agar		/		
<i>Per distinzione Enterobacteriaceae lattosio fermentanti e non</i>	Bromocresol Purple Lactose agar		1-149	500 gr
			1-149-D	28 gr/l
			1-149-G	1 gr
E.C. broth		ECB		
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con metodo MPN</i>	E.C. medium		2-150	500 gr
			2-150-D	37 gr/l
			2-150-G	1 gr
E.E. broth, Mossel		EEB		
<i>Terreno di arricchimento per Enterobacteriaceae negli alimenti</i>	Enterobacteriaceae Enrichment broth			
	Buffered Glucose BG broth		2-110	500 gr
			2-110-D	43,46 gr/l
			2-110-G	1 gr
E.M.B. agar, Levine		EMB		
<i>Per la ricerca ed il conteggio dei coliformi</i>	Eosin Methylene Blue agar		1-186	500 gr
			1-186-D	37,46 gr/l
			1-186-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
E.V.A. broth		EVA		
<i>Per la ricerca degli enterococchi</i>	Ethyl Violet Azide broth		2-090	500 gr
			2-090-D	35,8 gr/l
			2-090-G	1 gr
Easter&Gibson Pre-enrichment medium Base		/		
<i>Per identificazione rapida delle salmonelle con test di conduttanza</i>	/		2-180	500 gr
Cod. 3-850 T.M.A.O. supplement			2-180-D	25 gr/l
	/		2-180-G	1 gr
Easter&Gibson Salmonella medium Base		/		
<i>Per identificazione rapida delle salmonelle con test di conduttanza</i>	/		12-180	500 gr
Cod. 13-850 T.M.A.O. Selenite supplement			12-180-D	25 gr/l
			12-180-G	1 gr
Endo agar Base		/		
<i>Per la ricerca ed il conteggio di coliformi</i>	/		1-022	500 gr
Cod. 3-710 Fucsina basica			1-022-D	41 gr/l
			1-022-G	1 gr
Fastidiosus Anaerobe agar Base		FAA		
<i>Terreno universale per anaerobi</i>	Wilkins Chalgren agar Base, mod.		1-103	500 gr
Cod. 3-854 G.N. Anaerobic Selective supplement				
Cod. 3-855 N.S. Anaerobic Selective supplement				
Cod. 3-856 Neomicyn 75 supplement				
Cod. 3-857 Neomicyn 100 supplement				
Cod. 3-858 Actinomyces supplement			1-103-D	46 gr/l
Cod. 3-859 Kanamicyn 75 supplement			1-103-G	1 gr
Cod. 3-801 Clostridium difficile supplement (cc-supplement)				
Fastidiosus Anaerobe broth		FAB		
<i>Terreno universale per anaerobi</i>	Wilkins Chalgren broth, mod.		2-103	500 gr
			2-103-D	29,7 gr/l
			2-103-G	1 gr
Fluid Sabouraud medium		FSM		
<i>Per prove di sterilità micologica</i>	Sabouraud Liquid medium (SLM)		12-220B	5000 gr
Cod. 3-767 Polisorbato 80				
Cod. 3-737 LP1 solution (Polisorbato 20% / Lecitina 3%)				
Cod. 3-747 Neutralin			12-220	500 gr
			12-220-D	30 gr/l
			12-220-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Fluid Thioglycollate medium		FTM		
<i>Per test di sterilità</i>	Thioglycollate medium w/indicator		2-005B	5000 gr
Cod. 3-767 Polisorbato 80				
Cod. 3-737 LP1 solution (Polisorbato 20% / Lecitina 3%)				
Cod. 3-747 Neutralin			2-005	500 gr
			2-005-2	100 gr
			2-005-D	29,75 gr/l
			2-005-G	1 gr
Fluorescent agar Base		/		
<i>Per la ricerca di Pseudomonas sp.</i>	Fluorescence agar Base		1-133	500 gr
Cod. 3-835 C.F.C. supplement				
Cod. 3-703 Glicerolo			1-133-D	35 gr/l
			1-133-G	1 gr
G.C. agar Base		GC		
<i>Base per agar cioccolato per isolamento Neisseria-Haemophilus</i>	/		1-004	500 gr
Cod. 3-804 Vitamino Growth supplement (Vitox/Polivitex)				
Cod. 13-804 L.C.A.T. supplement				
Cod. 23-804 L.C.T. supplement				
Cod. 33-804 V.C.N. supplement			1-004-D	36 gr/l
Cod. 43-804 V.C.N.T. supplement			1-004-G	1 gr
Gelatin Peptone agar		/		
<i>Per conta batterica totale</i>	Agar gelisato		1-035	500 gr
			1-035-22	200 gr
			1-035-D	20 gr/l
			1-035-G	1 gr
Giolitti Cantoni broth Base		/		
<i>Per arricchimento di Staphylococcus aureus</i>	Brodo di Giolitti Cantoni		2-010	500 gr
Cod. 3-773 Potassium Tellurite 3,5%			2-010-2	100 gr
			2-010-D	54,2 gr/l
			2-010-G	1 gr
Glucose broth		/		
<i>Terreno universale per arricchimento generico</i>	/		2-038	500 gr
			2-038-D	25 gr/l
			2-038-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
GN broth, Hajna		/		
<i>Terreno selettivo per batteri Gram negativi</i>	Brodo GN di Hajna		2-077	500 gr
			2-077-D	39 gr/l
			2-077-G	1 gr
Hektoen Enteric agar		HEA		
<i>Per l'isolamento di Salmonella e Shigella</i>	Hektoen agar		1-100	500 gr
			1-100-D	76,06 gr/l
			1-100-G	1 gr
Helicobacter Pylori agar Base		/		
<i>Terreno selettivo per Helicobacter pylori</i>	Agar Helicobacter		1-172	500 gr
Cod. 3-830 Helicobacter Pylori supplement			1-172-D	45 gr/l
			1-172-G	1 gr
Herellea agar		/		
<i>Terreno differenziale Acinetobacter e Neisseria in campioni urinari</i>	/		1-040	500 gr
			1-040-D	62 gr/l
			1-040-G	1 gr
I.U.T.M. medium		/		
<i>Per l'isolamento di micobatteri</i>	/		2-088	500 gr
			2-088-D	35 gr/l
			2-088-G	1 gr
Indole nitrite medium		/		
<i>Terreno per valutazione produzione indolo e nitriti</i>	/		2-080	500 gr
			2-080-D	25 gr/l
			2-080-G	1 gr
Iron Sulphite agar		ISA		
<i>Per ricerca di anaerobi sulfitoriduttori</i>	/		1-117	500 gr
			1-117-D	23 gr/l
			1-117-G	1 gr
K.F. Streptococcal agar Base		KF		
<i>Per isolamento di streptococchi fecali</i>	Azide maltose agar			
	Kenner Fecal agar		1-007	500 gr
Cod. 3-770 TTC 1% (Tryphenil Tetrazolium Chloride)			1-007-2	100 gr
			1-007-D	76,41 gr/l
			1-007-G	1 gr
Kanamycin Aesculin Azide agar		/		
<i>Per isolamento e conta di enterococchi</i>	K.A.A. agar		1-013	500 gr
			1-013-D	43 gr/l
			1-013-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Kanamycin Aesculin Azide broth		/		
<i>Per la coltura di enterococchi</i>	K.A.A. broth		2-013	500 gr
			2-013-D	33 gr/l
			2-013-G	1 gr
Kirchner's T.B.Enrichment medium Base		/		
<i>Base per colture di micobatteri</i>	Kirchner's TB medium Base		2-102	500 gr
			2-102-D	17,4 gr/l
			2-102-G	1 gr
Kligler Iron agar		KIA		
<i>Differenziale per Enterobacteriaceae in base a test di fermentazione</i>	/		1-011	500 gr
			1-011-2	100 gr
			1-011-D	54,52 gr/l
			1-011-G	1 gr
Lactose broth		LB		
<i>Per la ricerca dei coliformi fermentanti il lattosio</i>	Brodo lattosato		2-002B	5000 gr
Cod. 3-767 Polisorbato 80				
Cod. 3-737 LP1 solution (Polisorbato 20%/ Lecitina 3%)				
Cod. 3-747 Neutralin			2-002	500 gr
			2-002-2	100 gr
			2-002-D	13 gr/l
			2-002-G	1 gr
Listeria Buffered broth Base (FDA)		BLEB		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Buffered Listeria Enrichment broth Base		12-151	500 gr
Cod. 3-818 Listeria Enrichment supplement			12-151-D	46,95 gr/l
			12-151-G	1 gr
Listeria Enrichment broth Base, Lovett		LEB		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Brodo di Lovett		2-151	500 gr
Cod. 3-818 Listeria Enrichment supplement			2-151-D	36 gr/l
			2-151-G	1 gr
Listeria Fraser broth Base		/		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Fraser broth Base		82-151	500 gr
Cod. 3-810 Listeria Fraser supplement 1 (1/2 Fraser)				
Cod. 3-819 Listeria Fraser supplement 2				
Cod. 3-737 LP1 solution (Polisorbato 20%/ Lecitina 3%)			82-151-D	57,35 gr/l
			82-151-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Listeria Oxford Isolation agar Base		/		
<i>Terreno culturale per ricerca di Listeria</i>	Oxford Base		11-151	500 gr
Cod. 3-811 Listeria Oxford supplement			11-151-2	100 gr
			11-151-D	57,5 gr/l
			11-151-G	1 gr
Listeria PALCAM broth Base		/		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Polymyxin Acriflavine Litium Chloride			
	Ceftazidine Aesculin Mannitol		42-151	500 gr
Cod. 3-817 Listeria PALCAM Selective supplement			42-151-D	54,38 gr/l
			42-151-G	1 gr
Listeria PALCAM Identification agar Base		/		
<i>Terreno culturale per ricerca di Listeria</i>	Polymyxin Acriflavine Litium Chloride			
	Ceftazidine Aesculin Mannitol		1-151	500 gr
Cod. 3-817 Listeria PALCAM Selective supplement			1-151-D	70,88 gr/l
			1-151-G	1 gr
Listeria UVM Enrichment broth Base		UVM		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Brodo UVM Base		32-151	500 gr
Cod. 3-812 Listeria UVM-1 supplement			32-151-D	54,35 gr/l
Cod. 3-814 Listeria UVM-2 supplement			32-151-G	1 gr
Litmus Milk		/		
<i>Per esami batteriologici su prodotti caseari</i>	/		2-194	500 gr
			2-194-D	100 gr/l
			2-194-G	1 gr
Lowenstein Jensen medium Base		/		
<i>Base per coltura di micobatteri</i>	Terreno di Lowenstein		1-048	500 gr
Cod. 3-703 Glicerolo				
Fresh-Egg			1-048-D	37,2 gr/l
			1-048-G	1 gr
L-S Differential agar		LS		
<i>Per la ricerca dei lattobacilli nello yogurt</i>	/		1-076	500 gr
			1-076-D	63,3 gr/l
			1-076-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Lysine Iron agar		LIA		
<i>Terreno differenziale per Salmonella sp.</i>	/		1-014	500 gr
			1-014-D	34 gr/l
			1-014-G	1 gr
m- Dextrose Tryptone broth		/		
<i>Per identificazione microrganismi termofili e mesofili degli alimenti</i>	/		2-176	500 gr
			2-176-D	15,04 gr/l
			2-176-G	1 gr
m- Endo agar LES		/		
<i>Per la ricerca ed il conteggio di coliformi con tecnica MF</i>	Membrane Endo LES		11-022	500 gr
			11-022-2	100 gr
			11-022-D	51,05 gr/l
			11-022-G	1 gr
m- Endo broth, Membrane Filter		/		
<i>Per la ricerca ed il conteggio di coliformi con tecnica MF</i>	/		2-022	500 gr
			2-022-D	48 gr/l
			2-022-G	1 gr
m- Enterococcus agar		/		
<i>Per la ricerca degli enterococchi fecali</i>	Slanetz & Bartley medium		1-106	500 gr
			1-106-D	41,5 gr/l
			1-106-G	1 gr
m- FC agar		FCA		
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con tecnica MF</i>	FC agar Base		11-003	500 gr
Cod. 3-709 Rosolic acid			11-003-2	100 gr
			11-003-D	52,1 gr/l
			11-003-G	1 gr
m- FC broth		FCB		
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con tecnica MF</i>	FC brodo Base		12-003	500 gr
Cod. 3-709 Rosolic acid			12-003-D	37 gr/l
			12-003-G	1 gr
m- Lauryl Sulphate broth		LSB		
<i>Ricerca dei coliformi nelle acque</i>	Membrane-Lauryl Sulphate broth		2-095	500 gr
Cod. 3-765 MUG			2-095-D	76,2 gr/l
			2-095-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
m- Lauryl Tryptose broth		LTB		
<i>Ricerca dei coliformi nelle acque</i>	Lauryl Sulphate broth		2-104	500 gr
Cod. 3-765 MUG			2-104-D	35,6 gr/l
			2-104-G	1 gr
m- Lauryl Tryptose broth w/MUG		/		
<i>Ricerca coliformi nelle acque con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	Lauryl Sulphate broth con agente fluorogenico		12-104	500 gr
			12-104-D	35,7 gr/l
			12-104-G	1 gr
M.L.C.B. agar		/		
<i>Per isolamento salmonelle esclusa S. typhi e paratyphi</i>	Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant Green agar		1-081	500 gr
			1-081-D	49 gr/l
			1-081-G	1 gr
M.R.S. Lactobacillus agar		MRSA		
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	de Mann, Rogosa&Sharpe agar		1-156	500 gr
			1-156-D	70,25 gr/l
			1-156-G	1 gr
M.R.S. Lactobacillus broth		MRSB		
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	Brodo de Mann, Rogosa&Sharpe		2-156	500 gr
			2-156-D	55,25 gr/l
			2-156-G	1 gr
M-17 agar Base		/		
<i>Per colture di streptococchi lattici in particolare di S.thermophilus</i>	/		11-184	500 gr
Cod. 5-979 Lactose			11-184-D	52,25 gr/l
			11-184-G	1 gr
M-17 broth Base		/		
<i>Per colture di streptococchi lattici</i>	/		12-184	500 gr
Cod. 5-979 Lactose			12-184-D	37,25 gr/l
			12-184-G	1 gr
Mac Conkey agar n°3 (w/CV)		MCA3		
<i>Per ricerca e conteggio coliformi</i>	MCA3 con cristalvioletto		21-020B	5000 gr
Cod. 3-765 MUG			21-020	500 gr
			21-020-D	51,53 gr/l
			21-020-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Mac Conkey agar n°3 w/MUG		/		
<i>Ricerca e conteggio coliformi con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	MCA3 con agente fluorogenico		41-020	500 gr
			41-020-2	100 gr
			41-020-D	51,63 gr/l
			41-020-G	1 gr
Mac Conkey agar w/o Salt		/		
<i>Per ricerca e conteggio coliformi tramite fermentazione del lattosio</i>	MCA senza sale		11-020	500 gr
			11-020-D	48,55 gr/l
			11-020-G	1 gr
Mac Conkey agar w/Salt		/		
<i>Per ricerca e conteggio coliformi bile-resistenti</i>	MCA con sale		1-020	500 gr
			1-020-D	52 gr/l
			1-020-G	1 gr
Mac Conkey Purple broth		MCB		
<i>Per ricerca e conteggio coliformi fecali ed E.coli</i>	/		2-020B	5000 gr
			2-020	500 gr
			2-020-D	35,01 gr/l
			2-020-G	1 gr
Mac Conkey Sorbitol agar Base		SMAC		
<i>Per ricerca ed identificazione Escherichia coli O157:H7</i>	MCA con sorbitolo		1-246	500 gr
Cod. 3-824 CT supplement			1-246-D	51,53 gr/l
			1-246-G	1 gr
Malonate broth		/		
<i>Terreno differenziale per Enterobacter ed Escherichia</i>	/		2-049	500 gr
			2-049-D	8 gr/l
			2-049-G	1 gr
Malt Extract agar		MEA		
<i>Per coltura di funghi e muffe</i>	Agar malto		1-083	500 gr
Cod. 3-705 Acido lattico 10%			1-083-D	50 gr/l
			1-083-G	1 gr
Mannitol Salt agar		MSA		
<i>Per isolamento ed identificazione di stafilococchi patogeni</i>	Sale mannite		1-033B	5000 gr
			1-033	500 gr
			1-033-D	108,02 gr/l
			1-033-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Marine agar		/		
<i>Per batteri con habitat marino</i>	/		1-051	500 gr
			1-051-D	55,1 gr/l
			1-051-G	1 gr
Marine broth		/		
<i>Per batteri con habitat marino</i>	/		2-051	500 gr
			2-051-D	37,4 gr/l
			2-051-G	1 gr
Maximal Recovery Diluent		MRD		
<i>Brodo nutritivo per recupero microrganismi (ISO)</i>	Peptone saline diluent		2-008B	5000 gr
Cod. 3-767 Polisorbato 80				
Cod. 3-737 LP1 solution (Polisorbato 20%/ Lecitina 3%)				
Cod. 3-747 Neutralin			2-008	500 gr
			2-008-D	9,5 gr/l
			2-008-G	1 gr
Milk agar		MA		
<i>Per carica batterica nei prodotti lattiero-caseari</i>	Agar latte		1-019	500 gr
Cod. 3-870 Pre-incubation supplement			1-019-D	24 gr/l
			1-019-G	1 gr
Milk PCA		MPCA		
<i>Per carica batterica nei prodotti lattiero-caseari</i>	Milk Plate Count agar		11-019	500 gr
			11-019-D	19,5 gr/l
			11-019-G	1 gr
Mineral Glutammate medium Base		/		
<i>Per conteggio coliformi nelle acque</i>	Mineral Modified Glutamate medium Base		2-029	500 gr
Cod. 3-720 Sodium glutamate				
Cod. 3-721 Ammonium chloride			2-029-D	22,7 gr/l
			2-029-G	1 gr
MR-VP medium		/		
<i>Per differenziazione batterica con rosso-metile e di Voges-Proskauer</i>	Glucose Phosphate broth		2-031	500 gr
			2-031-2	100 gr
			2-031-D	17 gr/l
			2-031-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Mueller Hinton agar		MHA		
<i>Terreno di coltura per esecuzione test sensibilità agli antibiotici</i>	/		1-200B	5000 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			1-200	500 gr
			1-200-D	38 gr/l
			1-200-G	1 gr
Mueller Hinton broth		MHB		
<i>Terreno di coltura per esecuzione test sensibilità agli antibiotici</i>	/		2-200	500 gr
			2-200-D	21 gr/l
			2-200-G	1 gr
Mycoplasma agar Base		/		
<i>Base per la ricerca e l'isolamento di Mycoplasma sp.</i>	Mycoplasma PPLO agar Base		1-174	500 gr
Cod. 3-821 Mycoplasma-G supplement			1-174-D	35,5 gr/l
Cod. 3-822 Mycoplasma-P supplement			1-174-G	1 gr
Mycoplasma broth Base		/		
<i>Base per la ricerca e l'isolamento di Mycoplasma sp.</i>	Mycoplasma PPLO broth Base		2-174	500 gr
Cod. 3-821 Mycoplasma-G supplement			2-174-D	25,5 gr/l
Cod. 3-822 Mycoplasma-P supplement			2-174-G	1 gr
Nu Sens agar		/		
<i>Per test di sensibilità</i>	/		1-152	500 gr
			1-152-D	36,5 gr/l
			1-152-G	1 gr
Nutrient agar		NA		
<i>Terreno nutriente universale</i>	Agar nutriente		1-015	500 gr
Cod. 3-770 TTC 1% (Tryphenil Tetrazolium Chloride)			1-015-D	28 gr/l
			1-015-G	1 gr
Nutrient broth		NB		
<i>Terreno nutriente universale</i>	Brodo nutriente			
	Nutrient broth (EP)		2-015	500 gr
			2-015-D	13 gr/l
			2-015-G	1 gr
Nutrient broth n.2		NB2		
<i>Terreno nutriente universale per coltura di microrganismi esigenti</i>	Brodo nutriente (BP)		12-015	500 gr
			12-015-D	25 gr/l
			12-015-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
O.F. medium		/		
<i>Per ricerca microrganismi in base al metabolismo dei carboidrati</i>	Oxidative-Fermentative medium			
	O.F. Basal medium		1-061	500 gr
			1-061-D	9,4 gr/l
			1-061-G	1 gr
Orange Serum agar Base		/		
<i>Per ricerca microrganismi nei prodotti derivati dagli agrumi</i>	/		21-039	500 gr
			21-039-D	37 gr/l
			21-039-G	1 gr
Oxytetra Glucose Yeast agar Base		OGYE		
<i>Per l'isolamento di lieviti e muffe</i>	Oxytetracycline Glucose Yeast Extract agar Base		11-017	500 gr
Cod. 3-862 Oxytetra Selective supplement			11-017-D	37 gr/l
			11-017-G	1 gr
Peptone Water		AP		
<i>Per studi di fermentazione dei carboidrati</i>	Acqua peptonata		2-016B	5000 gr
			2-016	500 gr
			2-016-D	15 gr/l
			2-016-G	1 gr
Peptone Water Alkaline		/		
<i>Terreno di trasporto e per arricchimento di Vibrio sp.</i>	Acqua peptonata alcalina		2-245	500 gr
			2-245-D	15 gr/l
			2-245-G	1 gr
Peptone Water Buffered		APT		
<i>Brodo di prearricchimento per salmonelle</i>	Acqua peptonata tamponata			
	Buffered Peptone Water		2-145B	5000 gr
Cod. 3-767 Polisorbato 80			2-145	500 gr
Cod. 3-737 LP1 solution (Polisorbato 20%/ Lecitina 3%)			2-145-D	20 gr/l
			2-145-G	1 gr
Perfringens agar Base (OPSP)		/		
<i>Terreno Base per isolamento di Clostridium perfringens</i>	OPSP agar Base		1-028	500 gr
Cod. 3-815 Perfringens supplement I			1-028-D	45,5 gr/l
Cod. 3-816 Perfringens supplement II			1-028-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Perfringens agar Base (TSC/SFP)		/		
<i>Terreno Base per isolamento di Clostridium perfringens</i>	Tryptose Sulphate Cycloserine			
	Shahadi Ferguson agar Base		11-028	500 gr
Cod. 3-872 Perfringens SFP supplement			11-028-2	100 gr
Cod. 3-873 Perfringens TSC supplement			11-028-D	46 gr/l
			11-028-G	1 gr
Plate Count agar		PCA		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	Tryptone Glucose Yeast agar		11-025B	5000 gr
Cod. 13-737 LP2 solution (Polisorbato 5% / Lecitina 0.7%)				
Cod. 3-770 TTC 1% (Tryphenil Tetrazolium Chloride)			11-025	500 gr
Cod. 3-747 Neutralin			11-025-2	100 gr
Cod. 3-765 Mug			11-025-D	20,5 gr/l
			11-025-G	1 gr
Plate Count agar (APHA)		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	Plate Count agar (Standard Methods)			
	Tryptone Glucose Yeast agar		1-025B	5000 gr
Cod. 13-737 LP2 solution (Polisorbato 5% / Lecitina 0.7%)				
Cod. 3-770 TTC 1% (Tryphenil Tetrazolium Chloride)			1-025	500 gr
Cod. 3-747 Neutralin			1-025-D	23,5 gr/l
Cod. 3-765 MUG			1-025-G	1 gr
Plate Count agar w/MUG		/		
<i>Determinazione carica batterica con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	PCA con agente fluorogenico		21-025	500 gr
			21-025-D	20,5 gr/l
			21-025-G	1 gr
Potato Dextrose agar		PDA		
<i>Per coltura e conta di lieviti e muffe</i>	/		1-030	500 gr
Cod. 3-705 Acido lattico 10%			1-030-D	39 gr/l
			1-030-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Pseudomonas Aeromonas agar Base		PASA		
<i>Per l'isolamento ed identificazione di Pseudomonas-Aeromonas sp.</i>	GSP Selective agar Pseudomonas Aeromonas Selective agar Base		1-060	500 gr
Cod. 3-823 PASA supplement			1-060-D	44,86 gr/l
			1-060-G	1 gr
Pseudomonas agar Base (CN/CFC)		PAB		
<i>Per isolamento di Pseudomonas sp.</i>	/		1-105	500 gr
Cod. 3-703 Glicerolo				
Cod. 3-836 C.N. supplement			1-105-D	48,4 gr/l
Cod. 3-835 C.F.C. supplement			1-105-G	1 gr
R2A medium		R2A		
<i>Per il conteggio dei batteri eterotrofi</i>	R2A agar		1-202	500 gr
			1-202-D	18,15 gr/l
			1-202-G	1 gr
Rappaport Vassiliadis medium		RVS		
<i>Arricchimento selettivo per la ricerca di Salmonella sp.</i>	Rappaport Vassiliadis Single Component Enrichment broth		2-210	500 gr
			2-210-D	26,75 gr/l
			2-210-G	1 gr
Rappaport Vassiliadis Semisolid Base		MSRV		
<i>Terreno selettivo per la ricerca di ceppi mobili di Salmonella sp.</i>	M.S.R.V. Semi-solid Rappaport medium Base		12-210	500 gr
Cod. 3-860 Salmonella supplement			12-210-D	31,5 gr/l
			12-210-G	1 gr
Reinforced Clostridial agar		RCA		
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Reinforced Clostridium agar		1-026	500 gr
			1-026-D	49,5 gr/l
			1-026-G	1 gr
Reinforced Clostridial medium		RCM		
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Reinforced Clostridium medium		2-026	500 gr
			2-026-D	38 gr/l
			2-026-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Rogosa agar Base		/		
<i>Per isolamento e conteggio di lattobacilli</i>	/		1-286	500 gr
Cod. 3-767 Polisorbato 80			1-286-D	73,72 gr/l
			1-286-G	1 gr
Rose Bengal agar Base		RBA		
<i>Per ricerca di muffe e lieviti nei prodotti alimentari</i>	Agar Base Rosa Bengala		1-032	500 gr
Cod. 3-833 C.A.F. Selective supplement			1-032-D	28,55 gr/l
Cod. 3-862 Oxytetra Selective supplement			1-032-G	1 gr
S.F. medium		SF		
<i>Terreno differenziale per enterococchi</i>	Streptococcus faecalis broth		2-178	500 gr
			2-178-D	36 gr/l
			2-178-G	1 gr
S.I.M. medium		SIM		
<i>Differenziazione Enterobacteriaceae in base a H₂S, indolo e motilità</i>	/		2-233	500 gr
			2-233-D	30 gr/l
			2-233-G	1 gr
S.P.S. agar		SPS		
<i>Per la ricerca di Clostridium perfringens negli alimenti</i>	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine		1-059	500 gr
			1-059-2	100 gr
			1-059-D	41,13 gr/l
			1-059-G	1 gr
Sabouraud Dextrose agar		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	/		1-220B	5000 gr
Cod. 13-737 LP2 solution (Polisorbato 5%/ Lecitina 0.7%)			1-220	500 gr
Cod. 3-747 Neutralin			1-220-D	62 gr/l
Cod. 3-833 C.A.F. Selective supplement			1-220-G	1 gr
Sabouraud Dextrose agar w/CAF		/		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo		21-220	500 gr
			21-220-D	62,1 gr/l
			21-220-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Sabouraud Dextrose agar w/CAF&CEX		/		
<i>Terreno selettivo per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo e Cicloeximide		31-220	500 gr
			31-220-D	62,2 gr/l
			31-220-G	1 gr
Sabouraud Maltose agar		/		
<i>Terreno universale per micologia</i>	Sabouraud con maltosio (formulazione APHA)		11-220	500 gr
			11-220-D	62 gr/l
			11-220-G	1 gr
Salmonella Shigella agar		SS		
<i>Per l'isolamento di Salmonella e Shigella</i>	Agar SS		1-215	500 gr
			1-215-D	60,02 gr/l
			1-215-G	1 gr
Schaedler agar Base		/		
<i>Terreno Base per la ricerca di anaerobi</i>	Schaedler anaerobe agar Base		1-270	500 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			1-270-D	41,9 gr/l
			1-270-G	1 gr
Selenite broth Base		/		
<i>Arricchimento per Salmonella sp.</i>	Base brodo selenite		32-222	500 gr
Cod. 3-775 Sodium biselenite			32-222-D	19 gr/l
			32-222-G	1 gr
Selenite Cystine broth Base		/		
<i>Arricchimento per Salmonella sp.</i>	Base brodo selenite con cistina		52-222	500 gr
Cod. 3-775 Sodium biselenite			52-222-2	100 gr
			52-222-D	19,01 gr/l
			52-222-G	1 gr
Sensitivity Test agar Base		STA		
<i>Terreno per antibiogrammi</i>	Diagnostic sensitivity test agar			
	DSTA		1-107	500 gr
			1-107-D	40 gr/l
			1-107-G	1 gr
Simmons Citrate agar		SCA		
<i>Differenziazione Enterobacteriaceae in base all'utilizzo del citrato</i>	Agar citrato di Simmons		1-236	500 gr
			1-236-D	24 gr/l
			1-236-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Staphylococcus medium n°110		/		
<i>Per isolamento ed identificazione di Staphylococcus sp.</i>	Staphylococcus agar		1-071	500 gr
			1-071-D	150 gr/l
			1-071-G	1 gr
Staphylococcus Selective agar Base		/		
<i>Per isolamento ed identificazione di Staphylococcus sp.</i>	4-S medium / Single Step		1-064	500 gr
Cod. 3-702 Egg Yolk Emulsion			1-064-D	80 gr/l
Cod. 3-773 Potassium Tellurite 3,5%			1-064-G	1 gr
Stuart Transport medium		/		
<i>Per il trasporto di batteri esigenti</i>	/		1-201	500 gr
			1-201-D	16 gr/l
			1-201-G	1 gr
Sugar Free agar		/		
<i>Per la conta dei batteri Gram - nei prodotti lattiero-caseari</i>	Sugar Free Gelatin agar		1-273	500 gr
			1-273-D	34 gr/l
			1-273-G	1 gr
T.C.B.S. Cholera medium		TCBS		
<i>Per l'isolamento di Vibrio sp.</i>	Thiosulphate Citrate Bile Salts Sucrose agar		1-167	500 gr
			1-167-D	87,58 gr/l
			1-167-G	1 gr
Tergitol-7 agar Base		T7		
<i>Per identificazione e conteggio dei coliformi nelle acque minerali</i>	Agar Base tergitolo		11-252	500 gr
Cod. 13-770 TTC 0,5 % (Tryphenil Tetrazolium Chloride)			11-252-D	54,15 gr/l
			11-252-G	1 gr
Tetrathionate BG Bile broth		TBGBB		
<i>Brodo di arricchimento selettivo per Salmonella sp.</i>	TBGB broth (EP) Tetrathionate Brilliant Green Bile broth		12-284	500 gr
			12-284-D	63,07 gr/l
			12-284-G	1 gr
Tetrathionate broth Base (APHA)		/		
<i>Brodo di arricchimento selettivo per Salmonella sp.</i>	Brodo tetrathionato (formulazione USP)		2-284	500 gr
Cod. 3-740 Iodine solution			2-284-D	46 gr/l
			2-284-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Tetrathionate broth Base, Mueller Kauffman		/		
<i>Brodo di arricchimento per Salmonella sp.</i>	Brodo tetrionato di Mueller Kauffman		2-118	500 gr
Cod. 13-740 Iodine-Iodide solution			2-118-D	82 gr/l
Cod. 3-780 Brilliant green 0,1%			2-118-G	1 gr
Thioglycollate medium, Brewer		/		
<i>Per la ricerca di anaerobi</i>	/		2-006	500 gr
			2-006-D	20 gr/l
			2-006-G	1 gr
Tinsdale agar Base		/		
<i>Isolamento e identificazione di Corynebacterium diphtheriae</i>	Corynebacterium Diphtheriae selective medium		1-086	500 gr
Cod. 3-806 Tinsdale supplement			1-086-D	45 gr/l
			1-086-G	1 gr
Todd Hewitt broth		TH		
<i>Per la ricerca di streptococchi B-emolitici</i>	/		2-041	500 gr
			2-041-D	36,4 gr/l
			2-041-G	1 gr
Trichomonas medium Base		/		
<i>Per la ricerca di Trichomonas vaginalis</i>	/		1-065	500 gr
			1-065-D	37,5 gr/l
			1-065-G	1 gr
Triple Sugar Iron agar		TSI		
<i>Differenziazione Enterobacteriaceae in base a H₂S e fermentazione</i>	Three Sugar Iron agar		1-153	500 gr
			1-153-2	100 gr
			1-153-D	64,62 gr/l
			1-153-G	1 gr
Tryptone Bile agar		/		
<i>Ricerca di E.coli in alimenti tramite produzione dell' indolo</i>	/		1-044	500 gr
			1-044-2	100 gr
			1-044-D	36,5 gr/l
			1-044-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Tryptone Bile Glucuronide agar		TBX		
<i>Terreno cromogenico per identificazione di E.coli in alimenti</i>	Tryptone Bile con agente cromogenico			
	TBGA		11-044	500 gr
			11-044-2	100 gr
			11-044-D	36,57 gr/l
			11-044-G	1 gr
Tryptone Glucose Extract agar		TGEA		
<i>Per carica batterica totale nei prodotti lattiero-caseari</i>	/		1-046	500 gr
			1-046-D	24 gr/l
			1-046-G	1 gr
Tryptone Soya agar		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	Soyabean Casein Digest agar		1-101B	5000 gr
Cod. 13-737 LP2 solution (Polisorbato 5%/ Lecitina 0.7%)			1-101	500 gr
Cod. 23-737 LP3 solution (Polisorbato 1%/ Lecitina 0.3%)			1-101-2	100 gr
Cod. 3-747 Neutralin			1-101-D	37 gr/l
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			1-101-G	1 gr
Cod. 3-765 MUG				
Tryptone Soya agar w/MUG		/		
<i>Valutazione carica batterica con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	TSA con agente fluorogenico		11-101	500 gr
			11-101-D	37,1 gr/l
			11-101-G	1 gr
Tryptone Soya broth		TSB		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	Soyabean Casein Digest medium		2-101B	5000 gr
Cod. 3-767 Polisorbato 80			2-101	500 gr
Cod. 3-737 LP1 solution (Polisorbato 20%/ Lecitina 3%)			2-101-2	100 gr
Cod. 3-747 Neutralin			2-101-D	30 gr/l
			2-101-G	1 gr
Tryptone Water		TW		
<i>Per la produzione di indolo</i>	Tryptone broth Acqua triptonata		2-164B	5000 gr
			2-164	500 gr
			2-164-2	100 gr
			2-164-D	15 gr/l
			2-164-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Tryptose agar		/		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Agar triptosio		1-206	500 gr
Cod. 3-777 Sangue defibrinato di montone			1-206-D	41 gr/l
			1-206-G	1 gr
Tryptose broth		/		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Brodo triptosio		2-206	500 gr
			2-206-D	26 gr/l
			2-206-G	1 gr
Tryptose Phosphate broth		/		
<i>Per la coltura di streptococchi e pneumococchi</i>	Glucose Tryptose Phosphate broth		12-206	500 gr
			12-206-D	29,5 gr/l
			12-206-G	1 gr
Urea agar Base, Christensens		/		
<i>Per l'evidenziazione dell'attività ureasica</i>	/		1-244	500 gr
Cod. 3-750 Urea 40%			1-244-2	100 gr
			1-244-D	24 gr/l
			1-244-G	1 gr
Urea broth Base, Christensens		/		
<i>Per l'evidenziazione dell'attività ureasica</i>	/		2-244	500 gr
Cod. 3-750 Urea 40%			2-244-D	9 gr/l
			2-244-G	1 gr
Violet Red Bile agar		VRBA		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	Violet Red Bile Lactose agar			
	Vaiiolet		1-037B	5000 gr
Cod. 3-747 Neutralin			1-037	500 gr
Cod. 3-765 MUG			1-037-2	100 gr
			1-037-D	38,53 gr/l
			1-037-G	1 gr
Violet Red Bile agar w/MUG		/		
<i>Ricerca coliformi in alimenti con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	VRBA con agente fluorogenico		21-037	500 gr
			21-037-2	100 gr
			21-037-D	38,63 gr/l
			21-037-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Violet Red Bile Glucose agar		VRBG		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	Vaiiolet con glucosio		11-037B	5000 gr
Cod. 3-747 Neutralin			11-037	500 gr
Cod. 3-765 MUG			11-037-2	100 gr
			11-037-D	38,53 gr/l
			11-037-G	1 gr
WL Nutrient agar		/		
<i>Per la determinazione della flora microbica in enologia</i>	Wallerstein Laboratory agar		1-073B	5000 gr
Cod. 3-776 Sodium bicarbonate			1-073	500 gr
			1-073-D	75,25 gr/l
			1-073-G	1 gr
WL Nutrient broth		/		
<i>Per la determinazione della flora microbica in enologia</i>	Wallerstein Laboratory broth		2-073	500 gr
Cod. 3-776 Sodium bicarbonate			2-073-D	60,25 gr/l
			2-073-G	1 gr
Wort agar Base		/		
<i>Per evidenziare la presenza di lieviti</i>	/		1-242	500 gr
Cod. 3-703 Glicerolo			1-242-D	48,28 gr/l
			1-242-G	1 gr
Wort broth Base		/		
<i>Per evidenziare la presenza di lieviti</i>	/		2-242	500 gr
Cod. 3-703 Glicerolo			2-242-D	33,3 gr/l
			2-242-G	1 gr
Wurtz Lactose agar		/		
<i>Per differenziare gli enterobatteri</i>	/		1-068	500 gr
			1-068-D	38,5 gr/l
			1-068-G	1 gr
Xylose Lysine Desoxicholate agar		XLDA		
<i>Per la ricerca di Salmonella e Shigella</i>	XLD agar		1-055	500 gr
			1-055-D	53,43 gr/l
			1-055-G	1 gr
Y.E.G.C. agar Base		YEGC		
<i>Per la valutazione di muffe e lieviti nei derivati lattiero-caseari</i>	Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Base		1-137	500 gr
Cod. 3-833 C.A.F. Selective supplement			1-137-D	40 gr/l
			1-137-G	1 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Yeast Extract agar		/		
<i>Per carica batterica totale nelle acque e prodotti lattiero-caseari</i>	Yeastrel Milk agar		1-299	500 gr
			1-299-D	23 gr/l
			1-299-G	1 gr
Yersinia Selective agar Base		/		
<i>Per ricerca di Yersinia enterocolitica in campioni clinici e alimenti</i>	CIN agar Base			
	Schiemann CIN agar Base		1-277	500 gr
Cod. 3-879 Yersinia Selective supplement (CIN)			1-277-D	58 gr/l
			1-277-G	1 gr
YM agar		YM		
<i>Per mantenimento e isolamento di lieviti e muffe</i>	Yeast & Mould agar		1-189	500 gr
	Yeast and Mold M-green		1-189-D	41 gr/l
			1-189-G	1 gr

SUPPLEMENTI

Miscele di antibiotici liofilizzati sterili da aggiungere ai terreni di coltura

Prodotto fornito in flaconi da utilizzare nella preparazione di 500 ml di terreno (salvo diversa specifica indicazione)

Confezioni per numero richiesto o da 10 pezzi

Durata per tutti 1 anno, salvo eccezioni

Conservazione 2-8

<u>Nome</u>	<u>Composizione</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Actinomyces supplement			
<i>Per Fastidiosus Anaerobe agar Base</i>	Metronidazole, Nalidixic acid	3-858-5	10 vI/500ml
		3-858-1	1 vI/500ml
Bacillus Cereus Selective supplement			
<i>Per Bacillus cereus medium Base (PREP)</i>	Polymyxin B	3-803-5	10 vI/500ml
		3-803-1	1 vI/500ml
Bacillus Cereus supplement			
<i>Per Bacillus cereus agar Base</i>	Polymyxin B	13-803-5	10 vI/500ml
		13-803-1	1 vI/500ml
Brucella supplement			
<i>Per Brucella agar Base</i>	Polymyxin B, Bacitracin, Cycloheximide, Nalidixic acid, Nystatin, Vancomycin	3-839-5	10 vI/500ml
		3-839-1	1 vI/500ml
C.A.F. Selective supplement			
<i>Per Rose Bengal, Sabouraud, Y.E.G.C. e D.T.M. agar Base</i>	Chloramphenicol	3-833-5	10 vI/500ml
		3-833-1	1 vI/500ml
C.F.C. supplement			
<i>Per Pseudomonas agar Base e Fluorescent agar Base</i>	Cephaloridine, Fucidin, Cetrimide	3-835-5	10 vI/500ml
		3-835-1	1 vI/500ml
C.N. supplement			
<i>Per Pseudomonas agar Base</i>	Cetrimide, Nalidixic acid	3-836-5	10 vI/500ml
		3-836-1	1 vI/500ml
Campylobacter Growth supplement			
<i>Per Campylobacter agar Base</i>	/	3-840-5	10 vI/500ml
		3-840-1	1 vI/500ml

<u>Nome</u>	<u>Composizione</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Campylobacter supplement I (Blaser Wang)			
<i>Per Campylobacter agar Base</i>	Polymyxin B, Vancomycin, Trimethoprim, Amphotericin, Cephalothin	3-841-5 3-841-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
Campylobacter supplement II (Butzler)			
<i>Per Campylobacter agar Base</i>	Bacitracin, Cycloheximide, Colistin sulphate, Cephazolin sodium, Novobiocin	3-842-5 3-842-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
Campylobacter supplement III (Skirrow)			
<i>Per Campylobacter agar Base</i>	Vancomycin, Polymyxin B, Trimethoprim	3-843-5 3-843-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
Campylobacter supplement IV (Preston)			
<i>Per Campylobacter agar Base</i>	Cefoperazone, Vancomycin, Rifampicin, Polymyxin B	3-844-5 3-844-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
CCDA supplement			
<i>Per Campylobacter Blood Free medium Base</i>	Cefoperazone, Anphomicin	3-845-5 3-845-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
Clostridium Difficile supplement(CC-suppl.)			
<i>Per Fastidiosus Anaerobe, Brazier e Clostridium Difficile agar Base</i>	Cycloserine, Cefoxitin	3-801-5 3-801-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
CT supplement			
<i>Per Mac Conkey Sorbitol agar Base</i>	Cefixime, Tellurite	3-824-5 3-824-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
CVTC supplement			
<i>Per Campylobacter Enrichment broth</i>	Cefoperazone, Vancomycin, Trimethoprim, Cycloheximide	3-846-5 3-846-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
G.N. Anaerobic Selective supplement			
<i>Per Fastidiosus Anaerobe ed Anaerobic medium Base</i>	Nalidixic acid, Vancomycin	3-854-5 3-854-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml
Gardnerella Vaginalis supplement			
<i>Per Columbia Blood agar Base</i>	Colistin, Nalidixic acid	3-813-5 3-813-1	10 vI/500ml 1 vI/500ml

<u>Nome</u>	<u>Composizione</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Gram Positive Cocci supplement (C.N.A.)			
<i>Per Columbia Blood agar Base</i>	Colistin, Nalidixic Acid	3-820-5	10 vI/500ml
		3-820-1	1 vI/500ml
Helicobacter Pylori supplement			
<i>Per Helicobacter Pylori agar Base</i>	Vancomycin, Cephalothin, Amphotericin	3-830-5	10 vI/500ml
		3-830-1	1 vI/500ml
Kanamycin 75 supplement			
<i>Per Fastidious Anaerobe agar Base</i>	/	3-859-5	10 vI/500ml
L.C.A.T. supplement			
<i>Per G.C. agar Base</i>	Lincomycin, Colistin, Amphotericin, Trimethoprim	13-804-5	10 vI/500ml
		13-804-1	1 vI/500ml
L.C.T. supplement			
<i>Per G.C. agar Base</i>	Lincomycin, Colistin, Trimethoprim	23-804-5	10 vI/500ml
		23-804-1	1 vI/500ml
Listeria Enrichment supplement			
<i>Per Listeria Enrichment e Listeria Buffered broth Base</i>	NAC Nalidixic acid, Acriflavine, Cycloheximide	3-818-5	10 vI/500ml
		3-818-1	1 vI/500ml
Listeria Fraser supplement 1 (1/2 Fraser)			
<i>Per Listeria Fraser broth Base</i>	Ferric Ammonium Citrate, Acriflavine, Nalidixic acid	3-810-5	10 vI/500ml
		3-810-1	1 vI/500ml
Listeria Fraser supplement 2			
<i>Per Listeria Fraser broth Base</i>	Ferric Ammonium Citrate, Acriflavine, Nalidixic acid	3-819-5	10 vI/500ml
		3-819-1	1 vI/500ml
Listeria Oxford supplement			
<i>Per Listeria Oxford Isolation agar Base</i>	Cefotetan, Cycloheximide, Colistin, Acriflavine, Fosfomicin	3-811-5	10 vI/500ml
		3-811-1	1 vI/500ml
Listeria PALCAM Selective supplement			
<i>Per Listeria PALCAM agar e broth Base</i>	Polymyxin B, Acriflavine, Ceftazidime	3-817-5	10 vI/500ml
		3-817-1	1 vI/500ml

<u>Nome</u>	<u>Composizione</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Listeria UVM-1 supplement			
<i>Per Listeria UVM Enrichment broth Base</i>	Nalidixic acid, Acriflavine	3-812-5	10 vI/500ml
		3-812-1	1 vI/500ml
Listeria UVM-2 supplement			
<i>Per Listeria UVM Enrichment broth Base</i>	Nalidixic acid, Acriflavine	3-814-5	10 vI/500ml
		3-814-1	1 vI/500ml
Mycoplasma-G supplement			
<i>Per Mycoplasma agar e broth Base</i>	/	3-821-5	10 vI/100ml
		3-821-1	1 vI/100ml
Mycoplasma-P supplement			
<i>Per Mycoplasma agar e broth Base</i>	/	3-822-5	10 vI/30ml
		3-822-1	1 vI/30ml
N.S. Anaerobic Selective supplement			
<i>Per Fastidiosus Anaerobe ed Anaerobic medium Base</i>	Nalidixic acid	3-855-5	10 vI/500ml
		3-855-1	1 vI/500ml
Neomycin 100 supplement			
<i>Per Fastidiosus Anaerobe agar Base</i>	/	3-857-5	10 vI/500ml
Neomycin 75 supplement			
<i>Per Fastidiosus Anaerobe agar Base</i>	/	3-856-5	10 vI/500ml
Oxytetra Selective supplement			
<i>Per OGYE e Rose Bengal agar Base</i>	/	3-862-5	10 vI/500ml
		3-862-1	1 vI/500ml
PASA supplement			
<i>Per Pseudomonas Aeromonas Selective agar</i>	Sodium Benzyl Penicillin (1.000.000 UI)	3-823-1	1 vI/10litri
Perfringens SFP supplement			
<i>Per Perfringens agar Base (SFP/TSC)</i>	/	3-872-5	10 vI/500ml
Perfringens supplement I			
<i>Per Perfringens agar Base (OPSP)</i>	Sulphadiazine	3-815-5	10 vI/500ml
		3-815-1	1 vI/500ml
Perfringens supplement II			
<i>Per Perfringens agar Base (OPSP)</i>	Oleandomycin phosphate, Polymyxin	3-816-5	10 vI/500ml
		3-816-1	1 vI/500ml

<u>Nome</u>	<u>Composizione</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Perfringens TSC supplement			
<i>Per Perfringens agar Base (SFP/TSC)</i>	/	3-873-5	10 vI/500ml
		3-873-1	1 vI/500ml
		3-873-52	10 vI/200ml
Pre-incubation supplement			
<i>Per Milk agar</i>	Penicillin, Nisin, Crystal Violet	3-870-5	10 vI/500ml
		3-870-1	1 vI/500ml
R.P.F. supplement			
<i>Per Baird Parker agar Base</i>	/	3-826-5	10 vI/100ml
		3-826-1	1 vI/100ml
Salmonella supplement			
<i>Per Rappaport Vassiliadis semisolid (MSRV) e DIASSALM agar Base</i>	Novobiocin	3-860-5	10 vI/500ml
		3-860-1	1 vI/500ml
Streptococci supplement			
<i>Per Columbia Blood agar Base</i>	Colistin, Oxolinic acid	3-802-5	10 vI/500ml
		3-802-1	1 vI/500ml
T.M.A.O. Selenite supplement			
<i>Per Easter & Gibson Salmonella medium Base</i>	Trimethylamine-N-oxide, Sodium biselenite	13-850-5	10 vI/500ml
		13-850-1	1 vI/500ml
T.M.A.O. supplement			
<i>Per Easter & Gibson Pre-enrichment medium Base</i>	Trimethylamine-N-oxide	3-850-5	10 vI/500ml
		3-850-1	1 vI/500ml
Tinsdale supplement			
<i>Per Tinsdale agar Base</i>	Serum, Potassium Tellurite, Sodium Thiosulphate	3-806-5	10 vI/200ml
		3-806-1	1 vI/200ml
V.C.N. supplement			
<i>Per G.C. agar Base</i>	Vancomycin, Colistin, Nystatin	33-804-5	10 vI/500ml
		33-804-1	1 vI/500ml

<u>Nome</u>	<u>Composizione</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
V.C.N.T. supplement			
<i>Per G.C. agar Base</i>	Vancomycin, Colistin, Nystatin, Trimethoprim	43-804-5	10 vI/500ml
		43-804-1	1 vI/500ml
Vitamino Growth supplement(Vitox/Polivitex)			
<i>Per G.C. agar Base</i>	/	3-804-5	10 vI/500ml
		3-804-1	1 vI/500ml
Yersinia Selective supplement (CIN)			
<i>Per Yersinia Selective agar Base</i>	Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin	3-879-5	10 vI/500ml
		3-879-1	1 vI/500ml

COMPLEMENTI

Prodotti vari da impiegare nella preparazione dei terreni di coltura o di comune utilizzo nei laboratori.

Possono essere: preparati per diluizioni, soluzioni, coloranti, neutralizzanti, sangue, reagenti vari.

Confezioni specifiche per ogni prodotto

Durata variabile per singolo prodotto

Conservazione variabile

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Tipo</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Acido lattico 10%				
<i>Per Malt Extract agar e Potato Dextrose agar</i>	Lactic acid, soluzione di acido lattico al 10%		3-705-71	50 ml
Acqua bidistillata sterile				
	/		3-758-89	9 ml
			3-758-8	10 ml
			3-758-7	100 ml
			3-758-57	500 ml
Acqua demineralizzata sterile				
	/		3-708-89	9 ml
			3-708-8	10 ml
			3-708-7	100 ml
			3-708-57	500 ml
Acqua peptonata 0,1%				
	Acqua demineralizzata con 1 gr/l di peptone		3-745-7	100 ml
			3-745-57	500 ml
Acqua triptonata 1%				
	Acqua demineralizzata con 10 gr/l di tryptone		3-746-7	100 ml
Ammonium chloride				
<i>Per Mineral Glutammate medium Base</i>	/		3-721	250 gr
Blu di metilene 5%				
	Soluzione di Blu di metilene al 5%		3-763-27	250 ml
Brilliant green 0,1%				
<i>Per Tetrathionate broth Base, Mueller Kauffman</i>	Soluzione di Verde brillante al 0,1%		3-780-757	25 ml

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Tipo</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Buffer solution				
	Soluzione tamponata		3-739-79	90 ml
			3-739-79P	90 ml
Buffer solution w/Polisorbato 80				
	Soluzione tamponata con Polisorbato 80		13-739-79	90 ml
			13-739-79P	90 ml
Citrato di sodio 3,8%				
	Soluzione di Citrato di sodio al 3,8%		3-783-7	100 ml
Cloruro ferrico 10%				
	Soluzione di Cloruro ferrico al 10%		3-785-7	100 ml
Egg Yolk Emulsion				
<i>Per Bacillus cereus agar e medium, Brazier's e Staphylococcus agar</i>	Emulsione di tuorlo d'uovo		3-702-71	50 ml
			3-702-7	100 ml
Egg Yolk Tellurite Emulsion				
<i>Per Baird-Parker agar Base</i>	Emulsione di tuorlo d'uovo con tellurite		3-701-757	25 ml
			3-701-71	50 ml
			3-701-7	100 ml
Epifluorescenza Color kit (40 det)				
<i>Kit completo per colorazione in Epifluorescenza</i>	/		3-740	1 pz
Fucsina basica				
<i>Per Endo agar Base</i>	/		3-710	25 gr
Glicerolo				
<i>Per Cetrimide agar e vari terreni per Pseudomonas e micobatteri</i>	/		3-703-8	10 ml
			3-703-71	50 ml
			3-703-7	100 ml
Glicina 20%				
	Soluzione di Glicina al 20%		3-781-7	100 ml

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Tipo</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Gram Color (Soluzione cristallvioletto)				
<i>Reagente per colorazione di Gram</i>	/		3-769-27	250 ml
Gram Color (Soluzione decolorante)				
<i>Reagente per colorazione di Gram</i>	/		3-779-27	250 ml
Gram Color (Soluzione di Lugol + PVP)				
<i>Reagente per colorazione di Gram</i>	/		13-759-27	250 ml
Gram Color (Soluzione di Lugol)				
<i>Reagente per colorazione di Gram</i>	/		3-759-27	250 ml
Gram Color (Soluzione di Safranina)				
<i>Reagente per colorazione di Gram</i>	/		3-789-27	250 ml
Gram Color Kit (4x250ml)				
<i>Kit completo per colorazione di Gram</i>	/		3-715	1 pz
Idrossido di potassio 40%	Soluzione di Idrossido di potassio al 40%		3-782-7	100 ml
Iodine solution				
<i>Per Tetrathionate broth Base (APHA)</i>	Soluzione iodine		3-740-27	250 ml
Iodine-Iodide solution				
<i>Per Tetrathionate broth Base, Mueller Kauffman</i>	Soluzione iodata		13-740-27	250 ml
Kovac's Reagent				
<i>Per indolo test</i>	Reattivo di Kovac		3-725-747	30 ml
LP1 solution				
<i>Soluzione neutralizzante per brodi culturali</i>	Polisorbato 20%/ Lecitina 3%		3-737-7	100 ml
LP2 solution				
<i>Soluzione neutralizzante per terreni agarizzati</i>	Polisorbato 5%/ Lecitina 0,7%		13-737-7	100 ml
LP3 solution				
<i>Soluzione neutralizzante per terreni agarizzati</i>	Polisorbato 1%/ Lecitina 0,3%		23-737-7	100 ml

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Tipo</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
MUG				
<i>Agente fluorogenico per ricerca di E.coli</i>	Methyl Umbelliferyl Glucuronide		3-765	50 mg
			3-765-5	10x50 mg
Neutralin				
<i>Soluzione bilanciata di neutralizzanti</i>	/		3-747-71	50 ml
			3-747-7	100 ml
	/		3-747-27	250 ml
Neutralising diluent				
<i>Soluzione neutralizzante per cosmesi</i>	/		3-757-8	10 ml
			3-757-57	500 ml
Olio di vaselina sterile				
	/		3-713-8	10 ml
			3-713-7	100 ml
Polisorbato 80				
<i>Base neutralizzante</i>	/		3-767-8	10 ml
			3-767-71	50 ml
			3-767-7	100 ml
Potassium Tellurite 1%				
<i>Per Baird-Parker Liquid medium Base</i>	Soluzione di Tellurite di potassio al 1%		13-773-8	10 ml
Potassium Tellurite 3,5%				
<i>Per Giolitti Cantoni broth Base e Staphylococcus Selective agar Base</i>	Soluzione di Tellurite di potassio al 3,5%		3-773-8	10 ml
			3-773-747	30 ml
Ringer solution (1/4 Strenght)				
	Soluzione di Ringer 1/4 di Potenza		3-760-89	9 ml
			3-760-8	10 ml
			3-760-8P	10 ml
			3-760-79	90 ml
			3-760-7	100 ml
			3-760TB	100 tablets
			3-760-57	500 ml
			3-760	500 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Tipo</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Ringer solution (Calgon)				
	Soluzione di Ringer (Calgon)		13-760-7	100 ml
			13-760-57	500 ml
			13-760	500 gr
Ringer solution (Thiosulphate)				
	Soluzione di Ringer (Tiosolfato)		23-760-7	100 ml
			23-760-57	500 ml
			23-760	500 gr
Rosolic acid				
<i>Per m-FC agar e broth</i>	Acido rosolico		3-709	5 gr
			3-709-2	100 gr
Sangue defibrinato di montone				
<i>Per preparazione di terreni al sangue</i>	/		3-777-8	10 ml
			3-777-71	50 ml
			3-777-7	100 ml
			3-777-57	500 ml
Skim Milk powder solution 10%				
	Soluzione di latte in polvere al 10%		5-931-89	9 ml
			5-931-89P	9 ml
Sodium bicarbonate				
<i>Per WL Nutrient agar e broth</i>	Bicarbonato di sodio		3-776	500 gr
Sodium biselenite				
<i>Per Selenite broth Base e Selenite Cystine broth Base</i>	/		3-775	100 gr
Sodium chloride bacteriological				
	Sale comune, batteriologico		3-704	500 gr
			3-704K	1000 gr
Sodium glutamate				
<i>Per Mineral Glutammate medium Base</i>	Sodio Glutammato		3-720	250 gr
			3-720K	1000 gr

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Tipo</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
Soluzione di Alsever	/		3-786-7	100 ml
			3-786-57	500 ml
Soluzione fisiologica sterile				
<i>Tipica soluzione per prelievi, diluizioni ecc.</i>	Soluzione salina		3-756-89	9 ml
			3-756-89P	9 ml
			3-756-8	10 ml
			3-756-79	90 ml
			3-756-7	100 ml
			3-756-77	200 ml
			3-756-57	500 ml
			3-756-777	1000 ml
Tampone Fosfato 0,25 N + Neutralizzanti	/		13-757-57	500 ml
Tampone Fosfato 0,25 N, mod + Neutralizzanti	/		23-757-57	500 ml
Tampone Fosfato 0,25 N, mod2 + Neutralizzanti	/		33-757-57	500 ml
Tampone Fosfato 0,25 N, mod3 + Neutralizzanti	/	(pvPST+tmp)	43-757-8T	10 ml
TTC 0,5%				
<i>Per Tergitol-7 agar Base</i>	Soluzione di Tryphenil Tetrazolium Chloride al 0,5%		13-770-71	50 ml
TTC 1%				
<i>Per K.F. Streptococcal agar Base, Nutrient agar e Plate Count agar</i>	Soluzione di Tryphenil Tetrazolium Chloride al 1%		3-770-8	10 ml
			3-770-71	50 ml
			3-770-7	100 ml
Urea 40%				
<i>Per Urea agar e broth Base, Christensens</i>	Soluzione di urea al 40%		3-750-7	100 ml

TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRE

Piastre diam.60mm, piastre diam.90mm, piastre diam.150mm, piastre diam.120mm, piastre per controllo aria (diam.60 e 90 grigliate per esposizione e/o campionatore), piastre contatto per controllo superfici (diam.60 e 90 grigliate con menisco), piastre irradiate.

LA PRODUZIONE DELLE PIASTRE E' DEDICATA, PERTANTO SI POSSONO AVERE PREPARAZIONI SPECIFICHE PER OGNI ESIGENZA

Confezioni dedicate. Confezioni proposte 35 piastre diam.60, 10-40 piastre diam.90, 5 piastre diam.150 e quadrate,

32 piastre aria e contatto diam.60, 10-40 piastre aria e contatto diam.90

Durata per tutti 3 mesi ad eccezione di alcune piastre particolari 2 mesi e piastre al sangue, cioccolato, con uovo o addizionate con altre sostanze: 40gg.

Conservazione 2-8

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Alicyclo agar		/		
<i>Per ricerca Alicyclobacillus</i>	Alicyclobacillus agar		1-157-66	Ø 60
Azide Blood agar + 5% s.m.		/		
<i>Isolamento di streptococchi da campioni ipercontaminati</i>	Azide agar sangue di montone		1-034-6	Ø 90
Azide Violet Blood agar + 5% s.m.		/		
<i>Ricerca ed isolamento di enterococchi</i>	Azide con cristallio violetto agar sangue di montone		11-034-6	Ø 90
Bacillus cereus agar		/		
<i>Per ricerca ed isolamento selettivo di Bacillus cereus</i>	Bacillus cereus agar PEMBA		1-096-6	Ø 90
Bacillus cereus medium		PREP		
<i>Per ricerca ed isolamento selettivo di Bacillus cereus</i>	Phenol Red Egg Yolk Polymyxin agar			
	Mannitol EY Polymyxin agar		11-096-6	Ø 90
Baird-Parker agar		BP		
<i>Isolamento e conta di Staphylococcus aureus coagulasi positivo</i>	Baird-Parker medium		1-058-66	Ø 60
			1-058-6	Ø 90
			1-058-666	Ø 150
			1-058-667	quadrata
			1-058-46	aria
			1-058-466	Ø 90 aria
			1-058-56	contatto
			1-058-566	Ø 90 contatto
Bi.G.G.Y. agar		BIGGY		
<i>Per isolamento e differenziazione di Candida sp.</i>	Nickerson agar			
	Candida selective agar		1-023-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Bile Aesculin agar		/		
<i>Terreno differenziale per isolamento enterococchi</i>	/		1-050-6	Ø 90
Bile Aesculin Azide agar		/		
<i>Terreno selettivo per isolamento enterococchi</i>	Aesculin Bile Azide		11-050-66	Ø 60
			11-050-6	Ø 90
Bismuth Sulphite agar		BSA		
<i>Isolamento Salmonella typhi ed altri bacilli enterici</i>	Wilson and Blair medium Wilson Blair		1-112-6	Ø 90
Blood agar + 5% s.m.		/		
<i>Terreni di crescita generale e per valutazione emolisi</i>	Agar sangue di montone		1-199-6	Ø 90
			1-199-666	Ø 150
			1-199-667	quadrata
Blood agar + 5% s.m. (doppio strato)		/		
<i>Terreni di crescita generale e per valutazione emolisi</i>	Agar sangue di montone in doppio strato		21-199-6	Ø 90
			21-199-666	Ø 150
Blood agar + 7% s.c.		/		
<i>Terreni di crescita generale e per valutazione emolisi</i>	Agar sangue di cavallo		31-199-6	Ø 90
Brain Heart Infusion agar		BHIA		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Agar cuore-cervello		1-119-6	Ø 90
			1-119-666	Ø 150
			1-119-667	quadrata
Brazier's CCEY agar		/		
<i>Per isolamento di Clostridium difficile</i>	Brazier's Clostridium difficile agar		1-114-6	Ø 90
Brilliant Green agar		BGA		
<i>Per isolamento salmonelle ad eccezione di S. typhi</i>	BPL agar		1-115-66	Ø 60
			1-115-6	Ø 90
Brilliant Green agar, modified		/		
<i>Isolamento ed identificazione salmonelle e conferma altri coliformi</i>	Phenol Red Brilliant Green agar BPLS agar modified		11-115-66	Ø 60
			11-115-6	Ø 90
			11-115-666	Ø 150

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Brucella agar <i>Per coltura di Brucella sp.</i>	/	/	1-018-6	Ø 90
C.L.E.D. agar <i>Per valutazione contaminazione microbiologica delle urine</i>	Cystine Lactose Electrolyte Deficient Single indicator Broth agar	CLED	1-045-6	Ø 90
C.L.E.D. agar w/Andrade indicator <i>Per valutazione contaminazione microbiologica delle urine</i>	Bevis modification Double indicator	/	11-045-6	Ø 90
C.L.E.D. agar w/MUG <i>Carica microbica nelle urine con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	CLED con agente fluorogenico	/	21-045-6	Ø 90
C+C <i>Per la crescita di batteri lattici nel settore enologico</i>	/	/	1-084-66	Ø 60
C+C+CEX <i>Per la crescita di batteri lattici nel settore enologico</i>	C+C con Cicloeximide	/	11-084-66	Ø 60
Campylobacter agar (Blaser Wang) <i>Terreno per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Blaser Wang agar	/	21-042-6	Ø 90
Campylobacter agar (Butzler) <i>Terreno per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Butzler agar	/	31-042-6	Ø 90
Campylobacter agar (Karmali) <i>Terreno per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Karmali agar	/	71-042-6	Ø 90
Campylobacter agar (Preston) <i>Terreno per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Preston agar	/	51-042-6	Ø 90
Campylobacter agar (Skirrow) <i>Terreno per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Skirrow agar	/	41-042-6	Ø 90
Campylobacter Blood Free medium <i>Terreno per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Campylobacter modified CCDA	/	61-042-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Cetrimide Pseudomonas agar		CGA		
<i>Per l'isolamento selettivo di Pseudomonas sp.</i>	Cetrimide agar		1-146-66	Ø 60
			1-146-6	Ø 90
			1-146-46	aria
			1-146-56	contatto
Clostridium Difficile agar		/		
<i>Per l'isolamento selettivo di Clostridium difficile</i>	FAA Clostridium Difficile medium		1-021-6	Ø 90
CM2G		/		
<i>Terreno di crescita generale</i>	/		1-043-6	Ø 90
CM2S		/		
<i>Terreno di crescita generale</i>	/		1-047-6	Ø 90
Columbia Blood agar + 5% s.m.		/		
<i>Terreno altamente nutritivo di crescita generale e per test emolitici</i>	Columbia agar sangue di montone		1-135-6	Ø 90
			1-135-666	Ø 150
Columbia Blood agar w/Gentamicina		/		
<i>Terreno altamente nutritivo di crescita generale e per test emolitici</i>	Columbia agar con Gentamicina		41-135-6	Ø 90
Columbia Blood agar+5% s.m. (doppio strato)		/		
<i>Terreno altamente nutritivo di crescita generale e per test emolitici</i>	Columbia agar sangue di montone in doppio strato		21-135-6	Ø 90
Columbia CNA agar + 5% s.m.		CNA		
<i>Per isolamento selettivo di streptococchi e stafilococchi</i>	CNA agar sangue di montone		11-135-6	Ø 90
Czapek Dox agar		/		
<i>Per coltura di funghi</i>	/		1-224-6	Ø 90
			1-224-46	aria
D.C.L.S. agar		DCLS		
<i>Per isolamento Gram negativi</i>	Desoxicholate Citrate Lactose Sucrose agar		31-070-6	Ø 90
D.N.ase Test agar		/		
<i>Per il saggio della DNAsi</i>	Dnase agar		1-067-6	Ø 90
D.T.M. agar		DTM		
<i>Per l'isolamento selettivo di funghi patogeni in infezioni cutanee</i>	Dermatophyte Test medium		1-165-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Desoxicholate agar		/		
<i>Per isolamento enterobatteri</i>	Agar desossicolato		1-070-6	Ø 90
Desoxicholate Citrate agar		DCA		
<i>Per isolamento enterobatteri patogeni</i>	D.C.A. Agar desossicolato citrato		11-070-6	Ø 90
Desoxicholate Citrate agar (Hynes)		/		
<i>Per isolamento Salmonella e Shigella</i>	Agar desossicolato di Hynes		21-070-6	Ø 90
Desoxicholate Citrate agar, mod		/		
<i>Per isolamento Gram negativi</i>	D.C.A. modificato		41-070-6	Ø 90
Dextrose Tryptone agar		DTA		
<i>Per identificazione microrganismi termofili e mesofili degli alimenti</i>	/		1-176-6	Ø 90
Dichloran Glycerol agar		DG18		
<i>Terreno selettivo per la crescita di muffe e lieviti</i>	/		21-128-6 21-128-266	Ø 90 Ø 120
Dichloran Rose Bengal Caf agar		DRBC		
<i>Terreno selettivo per la crescita di muffe e lieviti</i>	/		31-128-6 31-128-266	Ø 90 Ø 120
E.coli Selective agar		/		
<i>Terreno cromogenico per ricerca Escherichia coli</i>	/		1-211-66 1-211-6 1-211-46 1-211-56	Ø 60 Ø 90 aria contatto
E.coli X-Glucuronide agar		/		
<i>Terreno cromogenico per ricerca Escherichia coli</i>	/		11-211-66 11-211-6 11-211-46	Ø 60 Ø 90 aria
E.M.B. agar, Levine		EMB		
<i>Per la ricerca ed il conteggio dei coliformi</i>	Eosin Methylene Blue agar		1-186-6	Ø 90
Endo agar		/		
<i>Per la ricerca ed il conteggio di coliformi</i>	/		1-022-66 1-022-6	Ø 60 Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Fastidiosus GN Anaerobe agar		FAA		
<i>Terreno universale per anaerobi</i>	/		11-103-6	Ø 90
			11-103-666	Ø 150
Fastidiosus NS Anaerobe agar		FAA		
<i>Terreno universale per anaerobi</i>	/		21-103-6	Ø 90
			21-103-666	Ø 150
G.C. Chocolate agar		GC		
<i>Per isolamento Neisseria-Haemophilus</i>	Agar cioccolato		1-004-66	Ø 60
			1-004-6	Ø 90
G.C. Chocolate agar w/Bacitracina		GC		
<i>Per isolamento Neisseria-Haemophilus</i>	Agar cioccolato con Bacitracina		41-004-6	Ø 90
G.C. Chocolate agar w/Vitox		GC		
<i>Per isolamento Neisseria-Haemophilus</i>	Agar cioccolato arricchito		11-004-66	Ø 60
			11-004-6	Ø 90
Gardnerella Vaginalis agar		/		
<i>Per isolamento selettivo di Gardnerella vaginalis</i>	/		31-135-66	Ø 60
			31-135-6	Ø 90
Gardnerella Vaginalis agar, mod		/		
<i>Per isolamento selettivo di Gardnerella vaginalis</i>	/		71-135-6	Ø 90
Hektoen Enteric agar		HEA		
<i>Per l'isolamento di Salmonella e Shigella</i>	Hektoen agar		1-100-6	Ø 90
			1-100-56	contatto
Herellea agar		/		
<i>Terreno differenziale Acinetobacter e Neisseria in campioni urinari</i>	/		1-040-6	Ø 90
Iron Sulphite agar		ISA		
<i>Per ricerca di anaerobi sulfitoriduttori</i>	/		1-117-66	Ø 60
Iso-Sensitest agar		/		
<i>Per test di sensibilità agli agenti antimicrobici</i>	/		1-057-6	Ø 90
			1-057-666	Ø 150
			1-057-667	quadrata

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
K.F. Streptococcal agar		KF		
<i>Per isolamento di streptococchi fecali</i>	Azide maltose agar Kenner Fecal agar		1-007-66 1-007-6	Ø 60 Ø 90
K.F. Streptococcal agar Base		KF		
<i>Per isolamento di streptococchi fecali</i>	Azide maltose agar Kenner Fecal agar		11-007-66	Ø 60
Kanamycin Aesculin Azide agar		KAA		
<i>Per isolamento e conta di enterococchi</i>	K.A.A. agar		1-013-6	Ø 90
Legionella agar (BCYE)		/		
<i>Terreno per isolamento selettivo di Legionella</i>	Legionella CYE agar Edelstein BCYE medium		11-054-6	Ø 90
Legionella agar (BMPA)		/		
<i>Terreno per isolamento selettivo di Legionella</i>	Legionella BMPA selective agar		31-054-6	Ø 90
Legionella agar (GVPC)		/		
<i>Terreno per isolamento selettivo di Legionella</i>	Legionella GVPC selective agar		21-054-6 21-054-46 21-054-56	Ø 90 aria contatto
Legionella agar (MWY)		/		
<i>Terreno per isolamento selettivo di Legionella</i>	Legionella MWY selective agar		41-054-6	Ø 90
Listeria Aloa agar		/		
<i>Terreno colturale per ricerca di Listeria</i>	/		21-151-6 21-151-56 21-151-266	Ø 90 contatto Ø 120
Listeria Oxford Isolation agar		/		
<i>Terreno colturale per ricerca di Listeria</i>	Oxford		11-151-6	Ø 90
Listeria PALCAM Identification agar		/		
<i>Terreno colturale per ricerca di Listeria</i>	Polymyxin Acriflavine Litium Chloride Ceftazidine Aesculin Mannitol		1-151-6 1-151-56 1-151-266	Ø 90 contatto Ø 120
L-S Differential agar		LS		
<i>Per la ricerca dei lattobacilli nello yogurt</i>	/		1-076-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
m- CP agar		MCP		
<i>Per la ricerca di Clostridium perfringens nelle acque</i>	Membrane Clostridium Perfringens agar		11-298-66	Ø 60
			11-298-6	Ø 90
m- Endo agar LES		/		
<i>Per la ricerca ed il conteggio di coliformi con tecnica MF</i>	Membrane Endo LES		11-022-66	Ø 60
			11-022-6	Ø 90
m- Enterococcus agar		/		
<i>Per la ricerca degli enterococchi fecali</i>	Slanetz & Bartley medium		1-106-66	Ø 60
			1-106-6	Ø 90
			1-106-46	aria
			1-106-56	contatto
m- FC agar w/acido rosolico		FCA		
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con tecnica MF</i>	FC agar con acido rosolico		1-003-66	Ø 60
			1-003-6	Ø 90
m- FC agar w/o acido rosolico		FCA		
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con tecnica MF</i>	FC agar senza acido rosolico		11-003-66	Ø 60
			11-003-6	Ø 90
M.R.S. Lactobacillus agar		MRSA		
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	de Mann, Rogosa&Sharpe agar		1-156-66	Ø 60
			1-156-6	Ø 90
M.R.S. Lactobacillus agar w/CEX		MRSA		
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	de Mann, Rogosa&Sharpe agar con Cicloeximide		21-156-66	Ø 60
M.R.S. Lactobacillus agar, acid.		MRSA		
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	Agar MRS acidificato		11-156-66	Ø 60
			11-156-6	Ø 90
M-17 agar		/		
<i>Per colture di streptococchi lattici in particolare di S.thermophilus</i>	/		1-184-66	Ø 60
			1-184-6	Ø 90
Mac Conkey agar n°2 (w/CV)		MCA2		
<i>Per ricerca enterobatteri, enterococchi e stafilococchi</i>	/		31-020-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Mac Conkey agar n°3 (w/CV) <i>Per ricerca e conteggio coliformi</i>	MCA3 con cristalvioletto	MCA3	21-020-66 21-020-6 21-020-666 21-020-46 21-020-56	Ø 60 Ø 90 Ø 150 aria contatto
Mac Conkey agar n°3 w/MUG <i>Ricerca e conteggio coliformi con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	MCA3 con agente fluorogenico	/	41-020-6	Ø 90
Mac Conkey agar w/o Salt <i>Per ricerca e conteggio coliformi tramite fermentazione del lattosio</i>	MCA senza sale	/	11-020-66 11-020-6	Ø 60 Ø 90
Mac Conkey agar w/Salt <i>Per ricerca e conteggio coliformi bile-resistenti</i>	MCA con sale	/	1-020-6	Ø 90
Mac Conkey Sorbitol agar <i>Per ricerca ed identificazione Escherichia coli O157:H7</i>	MCA con sorbitolo	SMAC	1-246-6	Ø 90
Malt agar <i>Per coltura di funghi e muffe</i>	Agar malto	/	31-083-6	Ø 90
Malt Extract agar <i>Per coltura di funghi e muffe</i>	Agar malto	MEA	1-083-66 1-083-6 1-083-666	Ø 60 Ø 90 Ø 150
Malt Extract agar w/CEX <i>Per coltura di funghi e muffe</i>	Agar malto con Cicloeximide	MEA	21-083-66 21-083-6	Ø 60 Ø 90
Malt Extract agar, acidificato <i>Per coltura di funghi e muffe</i>	Agar malto acidificato	MEA	11-083-66 11-083-6	Ø 60 Ø 90
Mannitol Salt agar <i>Per isolamento ed identificazione di stafilococchi patogeni</i>	Sale mannite	MSA	1-033-66 1-033-6 1-033-46 1-033-56	Ø 60 Ø 90 aria contatto

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Marine agar		/		
<i>Per batteri con habitat marino</i>	/		1-051-6	Ø 90
Mueller Hinton agar		MHA		
<i>Terreno di coltura per esecuzione test sensibilità agli antibiotici</i>	/		1-200-6	Ø 90
			1-200-666	Ø 150
			1-200-667	quadrata
Mueller Hinton agar + 5% s.m.		MHA		
<i>Per esecuzione test di sensibilità agli antibiotici e di emolisi</i>	Mueller Hinton agar sangue di montone		11-200-6	Ø 90
			11-200-666	Ø 150
			11-200-667	quadrata
Mueller Hinton Chocolate agar		/		
<i>Per isolamento Neisseria-Haemophilus</i>	Mueller Hinton agar cioccolato		21-200-6	Ø 90
			21-200-666	Ø 150
Mycoplasma agar		/		
<i>Per la ricerca e l'isolamento di Mycoplasma sp.</i>	Mycoplasma PPLO agar		1-174-6	Ø 90
New York City (GC+LCAT)		/		
<i>Per la ricerca di Neisserie patogene</i>	/		21-004-6	Ø 90
New York City, modified (GC+LCT)		/		
<i>Per la ricerca di Neisserie patogene</i>	/		51-004-6	Ø 90
Nu Sens agar		/		
<i>Per test di sensibilità</i>	/		1-152-666	Ø 150
			1-152-667	quadrata
Nutrient agar		NA		
<i>Terreno nutriente universale</i>	Agar nutriente		1-015-6	Ø 90
			1-015-46	aria
			1-015-56	contatto
Nutrient agar w/TTC		/		
<i>Terreno nutriente universale</i>	Agar nutriente con Trifeniltetrazoliodicloruro		11-015-66	Ø 60
			11-015-6	Ø 90
Orange Serum agar		/		
<i>Per ricerca microrganismi nei prodotti derivati dagli agrumi</i>	/		1-039-66	Ø60
			1-039-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Orange Serum agar w/60% Glucosio		/		
<i>Per ricerca microrganismi nei prodotti derivati dagli agrumi</i>	/		11-039-6	Ø 90
Oxytetra Glucose Yeast agar		OGYE		
<i>Per l'isolamento di lieviti e muffe</i>	Oxytetracycline Glucose Yeast Extract agar		1-017-6	Ø 90
			1-017-666	Ø150
Perfringens agar (OPSP)		OPSP		
<i>Per l'isolamento di Clostridium perfringens</i>	OPSP agar		1-028-6	Ø 90
Perfringens agar (SFP)		SFP		
<i>Per l'isolamento di Clostridium perfringens</i>	SFP agar		21-028-6	Ø 90
Perfringens agar (SFPw/EYE)		/		
<i>Per l'isolamento di Clostridium perfringens</i>	/		31-028-6	Ø 90
Perfringens agar (TSC)		TSC		
<i>Per l'isolamento di Clostridium perfringens</i>	TSC agar		11-028-66	Ø 60
			11-028-6	Ø 90
Perfringens agar (TSCw/EYE)		/		
<i>Per l'isolamento di Clostridium perfringens</i>	/		41-028-6	Ø 90
Phenol Red agar		/		
<i>Per l'isolamento degli enterobatteri in base a test fermentativi</i>	Agar rosso fenolo		1-052-6	Ø 90
Plate Count agar		PCA		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	Tryptone Glucose Yeast agar		11-025-66	Ø 60
			11-025-6	Ø 90
			11-025-666	Ø 150
			11-025-667	quadrata
			11-025-46	aria
			11-025-466	Ø 90
				aria
			11-025-56	contatto
			11-025-566	Ø 90
				contatto

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Plate Count agar (APHA)		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	Plate Count agar (Standard Methods) Tryptone Glucose Yeast agar		1-025-66 1-025-6 1-025-666 1-025-46 1-025-466 1-025-56 1-025-566	Ø 60 Ø 90 Ø 150 aria Ø 90 aria contatto Ø 90 contatto
Plate Count agar (APHA) w/LP		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA (Standard Methods) con Lecitina e Polisorbato 80		111-025-6 111-025-46 111-025-56 111-025-566	Ø 90 aria contatto Ø 90 contatto
Plate Count agar (APHA) w/Neutralin		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA (Standard Methods) con Neutralin		71-025-6 71-025-46 71-025-56 71-025-566	Ø 90 aria contatto Ø 90 contatto
Plate Count agar (APHA) w/TTC		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA (Standard Methods) con Trifeniltetrazoliodocloruro		61-025-66 61-025-6	Ø 60 Ø 90
Plate Count agar (APHA) w/TTC&CEX		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA (Standard Methods) con Trifeniltetrazoliodocloruro e Cicloeximide		91-025-66 91-025-6	Ø 60 Ø 90
Plate Count agar w/LP		PCA		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA con Lecitina e Polisorbato 80		31-025-6 31-025-46 31-025-56 31-025-566	Ø 90 aria contatto Ø 90 contatto

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Plate Count agar w/MUG		/		
<i>Determinazione carica batterica con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	PCA con agente fluorogenico		21-025-6	Ø 90
Plate Count agar w/Neutralin		PCA		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA con Neutralin		41-025-6	Ø 90
			41-025-46	aria
			41-025-56	contatto
			41-025-566	Ø 90 contatto
Plate Count agar w/TTC		PCA		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA con Trifeniltetrazoliodocloruro		51-025-66	Ø 60
			51-025-6	Ø 90
			51-025-46	aria
			51-025-466	Ø 90 aria
			51-025-56	contatto
			51-025-566	Ø 90 contatto
Plate Count agar w/TTC&CEX		PCA		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA con Trifeniltetrazoliodocloruro e Cicloeximide		81-025-66	Ø 60
			81-025-6	Ø 90
Plate Count agar, modified Water		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale nelle acque</i>	Water Plate Count agar		101-025-6	Ø 90
Politi Hettinga		/		
<i>Terreno per ricerca batteri propionici</i>	/		1-078-6	Ø 90
Potato Carrot agar		/		
<i>Per coltura e conta di lieviti e muffe</i>	/		1-249-6	Ø 90
			11-030-56	contatto
Potato Dextrose agar		PDA		
<i>Per coltura e conta di lieviti e muffe</i>	/		1-030-6	Ø 90
			11-030-56	contatto
Potato Dextrose agar, acidificato		PDA		
<i>Per coltura e conta di lieviti e muffe</i>	PDA acidificato		11-030-66	Ø 60
			11-030-6	Ø 90
			11-030-56	contatto

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Pseudomonas Aeromonas Selective agar		PASA		
<i>Per l'isolamento ed identificazione di Pseudomonas-Aeromonas sp.</i>	GSP Selective agar		1-060-66	Ø 60
			1-060-6	Ø 90
Pseudomonas agar (CFC)		CFC		
<i>Per isolamento di Pseudomonas sp.</i>	CFC agar		21-105-66	Ø 60
			21-105-6	Ø 90
			21-105-56	contatto
Pseudomonas agar (CN)		CN		
<i>Per isolamento di Pseudomonas sp.</i>	CN agar		11-105-66	Ø 60
			11-105-6	Ø 90
			11-105-46	aria
Pseudomonas agar P		PAP		
<i>Per isolamento di Pseudomonas sp. con piocianina test</i>	/		31-105-66	Ø 60
			31-105-6	Ø 90
R2A medium		R2A		
<i>Per il conteggio dei batteri eterotrofi</i>	R2A agar		1-202-66	Ø 60
			1-202-6	Ø 90
			1-202-666	Ø 150
R2A medium, mod		/		
<i>Per il conteggio dei batteri eterotrofi</i>	Agar medium S		11-202-66	Ø 60
Reinforced Clostridial agar		RCA		
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Reinforced Clostridium agar		1-026-6	Ø 90
Rogosa agar		/		
<i>Per isolamento e conteggio di lattobacilli</i>	/		1-286-6	Ø 90
Rose Bengal agar		RBA		
<i>Per ricerca di muffe e lieviti nei prodotti alimentari</i>	Agar Rosa Bengala		1-032-6	Ø 90
			1-032-666	Ø 150
			1-032-667	quadrata
			1-032-46	aria
				Ø 90
			1-032-466	aria
			1-032-56	contatto
			1-032-566	Ø 90
				contatto

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
S.P.S. agar		SPS		
<i>Per la ricerca di Clostridium perfringens negli alimenti</i>	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine		1-059-66	Ø 60
			1-059-6	Ø 90
			1-059-46	aria
Sabouraud Dextrose agar		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	/		1-220-66	Ø 60
			1-220-6	Ø 90
			1-220-6IR	Ø90 IRRADIATA
			1-220-666	Ø 150
			1-220-667	quadrata
			1-220-46	aria
			1-220-46IR	aria IRRADIATA
			1-220-466	Ø 90 aria
			1-220-56	contatto
			1-220-56IR	contatto IRRADIATA
			1-220-566	Ø 90 contatto
			1-220-566IR	Ø 90contatto IRRADIATA
Sabouraud Dextrose agar w/CAF		/		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo		21-220-66	Ø 60
			21-220-6	Ø 90
			21-220-6IR	Ø 90 IRRADIATA
			21-220-666	Ø 150
			21-220-667	quadrata
			21-220-46	aria
			21-220-46IR	aria IRRADIATA
			21-220-466	Ø 90 aria
			21-220-56	contatto
			21-220-56IR	contatto IRRADIATA
			21-220-566	Ø 90 contatto
Sabouraud Dextrose agar w/CAF&CEX		/		
<i>Terreno selettivo per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo e Cicloeximide		31-220-66	Ø 60
			31-220-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Sabouraud Dextrose agar w/CAF&GM		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo e Gentamicina		71-220-66	Ø 60
			71-220-6	Ø 90
Sabouraud Dextrose agar w/CAF&LP		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo, Lecitina e Polisorbato 80		61-220-6	Ø 90
			61-220-6IR	Ø 90 IRRADIATA
			61-220-56	contatto
			61-220-56IR	contatto IRRADIATA
			61-220-566	Ø 90 contatto
Sabouraud Dextrose agar w/CAF&Neutr.		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo e Neutralin		81-220-56	contatto
			81-220-56IR	contatto IRRADIATA
			81-220-566	Ø 90 contatto
Sabouraud Dextrose agar w/LP		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Lecitina e Polisorbato 80		41-220-6	Ø 90
			41-220-6IR	Ø 90 IRRADIATA
			41-220-46	aria
			41-220-46IR	aria IRRADIATA
			41-220-56	contatto
			41-220-56IR	contatto IRRADIATA
			41-220-566	Ø 90 contatto
Sabouraud Dextrose agar w/Neutralin		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Neutralin		51-220-6	Ø 90
			51-220-6IR	Ø 90 IRRADIATA
			51-220-56	contatto
			51-220-56IR	contatto IRRADIATA
			51-220-566	Ø 90 contatto

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Sabouraud Dextrose agar, acidificato		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA acidificato		91-220-66	Ø 60
			91-220-6	Ø 90
Salmonella Differential agar		/		
<i>Terreno cromogenico per l'isolamento di Salmonella sp.</i>	Salmonella detection agar cromogenic		11-123-6	Ø 90
Salmonella Shigella agar		SS		
<i>Per l'isolamento di Salmonella e Shigella</i>	Agar SS		1-215-66	Ø 60
			1-215-6	Ø 90
Schaedler agar + 5% s.m.		/		
<i>Per la ricerca di anaerobi</i>	Schaedler agar sangue di montone		1-270-6	Ø 90
Schaedler agar w/KAN.&VAN.		/		
<i>Per la ricerca di anaerobi</i>	Schaedler agar sangue di montone con Kanamicina e Vancomicina		21-270-6	Ø 90
Schaedler agar w/Vit.K		/		
<i>Per la ricerca di anaerobi</i>	Schaedler agar sangue di montone con vitamina K		11-270-6	Ø 90
Sensitivity Test agar		STA		
<i>Terreno per antibiogrammi</i>	Diagnostic sensitivity test agar DSTA		1-107-666	Ø 150
			1-107-667	quadrata
Simmons Citrate agar		SCA		
<i>Differenziazione Enterobacteriaceae in base all'utilizzo del citrato</i>	Agar citrato di Simmons		1-236-6	Ø 90
T.C.B.S. Cholera medium		TCBS		
<i>Per l'isolamento di Vibrio sp.</i>	Thiosulphate Citrate Bile Salts Sucrose agar		1-167-6	Ø 90
Tergitol-7 agar		T7		
<i>Per identificazione e conteggio dei coliformi nelle acque minerali</i>	Agar tergitolo con trifeniltetrazoliodloruro		1-252-66	Ø 60
			1-252-6	Ø 90
Tergitol-7 agar Base		T7		
<i>Per identificazione e conteggio dei coliformi nelle acque minerali</i>	Agar Base tergitolo		11-252-66	Ø 60
			11-252-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Tergitol-7 agar, mod		LTA		
<i>Per identificazione e conteggio dei coliformi nelle acque minerali</i>	Lactose TTC agar w/Tergitol 7		21-252-66	Ø 60
			21-252-6	Ø 90
Thayer Martin agar		TM		
<i>Per isolamento di batteri anaerobi</i>	Agar cioccolato Thayer Martin (GC+VCNT)		31-004-66	Ø 60
			31-004-6	Ø 90
Thayer Martin agar, mod 1		TM		
<i>Per isolamento di batteri anaerobi</i>	Agar cioccolato Thayer Martin (GC+VCN)		61-004-6	Ø 90
Thayer Martin agar, mod 2		TM		
<i>Per isolamento di batteri anaerobi</i>	Agar cioccolato Thayer Martin (GC+VCAT)		71-004-6	Ø 90
Tinsdale agar		/		
<i>Isolamento e identificazione di Corynebacterium diphtheriae</i>	Corynebacterium Diphteriae selective medium		1-086-6	Ø 90
Tomato Juice agar		/		
<i>Per la coltura e l'enumerazione dei Lactobacilli</i>	Agar Tomato		1-241-66	Ø 60
			1-241-6	Ø 90
Tryptone Bile agar		/		
<i>Ricerca di E.coli in alimenti tramite produzione dell'indolo</i>	/		1-044-66	Ø 60
Tryptone Glucose Extract agar		/		
<i>Per carica batterica totale nei prodotti lattiero-caseari</i>	/	TGEA	1-046-6	Ø 90
Tryptone Bile Glucuronide agar		TBX		
<i>Terreno cromogenico per identificazione di E.coli in alimenti</i>	Tryptone Bile con agente cromogenico			
	TBGA		11-044-66	Ø 60
			11-044-6	Ø 90
			11-044-46	aria

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Tryptone Soya agar		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	Soyabean Casein Digest agar		1-101-66	Ø 60
			1-101-6	Ø 90
			1-101-6IR	Ø 90 IRRADIATA
			1-101-666	Ø 150
			1-101-667	quadrata
			1-101-46	aria
			1-101-46IR	aria IRRADIATA
			1-101-466	Ø 90 aria
			1-101-56	contatto
			1-101-56IR	contatto IRRADIATA
			1-101-566	Ø 90contatto
			1-101-566IR	Ø 90 contatto IRRAD
Tryptone Soya agar + 5% s.m.		TSA		
<i>Terreno al sangue di crescita generale e per test emolitici</i>	Agar sangue di montone		21-101-6	Ø 90
			21-101-666	Ø 150
Tryptone Soya agar + 5% s.m.(doppio strato)		TSA		
<i>Terreno al sangue di crescita generale e per test emolitici</i>	Agar sangue di montone in doppio strato		61-101-6	Ø 90
			61-101-666	Ø 150
Tryptone Soya agar + 7% s.c.		TSA		
<i>Terreno al sangue di crescita generale e per test emolitici</i>	Agar sangue di cavallo		81-101-6	Ø 90
Tryptone Soya agar w/L-cysteina		TSCA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	/		1-091-6	Ø 90
Tryptone Soya agar w/L-cysteina&TTC		TSCA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	/		11-091-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Tryptone Soya agar w/LP		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSA con Lecitina e Polisorbato 80		31-101-6	Ø 90
			31-101-6IR	Ø 90IRRADIATA
			31-101-46	aria
			31-101-46IR	aria IRRADIATA
			31-101-56	contatto
			31-101-56IR	contatto IRRADIATA
			31-101-566	Ø 90 contatto
Tryptone Soya agar w/MUG		/		
<i>Valutazione carica batterica con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	TSA con agente fluorogenico		11-101-6	Ø 90
Tryptone Soya agar w/Neutralin		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSA con Neutralin		51-101-6	Ø 90
			51-101-6IR	Ø 90IRRADIATA
			51-101-666	Ø 150
			51-101-46	aria
			51-101-46IR	ariaIRRADIATA
			51-101-56	contatto
			51-101-56IR	contatto IRRADIATA
			51-101-566	Ø 90 contatto
Tryptone Soya agar w/Penicillinasi		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSA con Penasi		41-101-6	Ø 90
			41-101-6IR	Ø 90IRRADIATA
			41-101-46	aria
			41-101-56	contatto
			41-101-56IR	contatto IRRADIATA
Tryptone Soya agar w/Penicillinasi&LP		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSA con Penasi, Lecitina e Polisorbato 80		91-101-56	contatto
Tryptone Soya agar w/Penicillinasi&Neutr.		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSA con Penasi e Neutralin		101-101-56	contatto
Tryptone Soya agar w/TTC		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale</i>	TSA con Trifeniltetrazoliodocloruro		111-101-6	Ø 90
Tryptone Soya Yeast Extract agar		TSYEA		
<i>Terreno di crescita generale</i>	/		71-101-6	Ø 90

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Tryptose Blood agar + 5% s.m.		/		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Agar triptoso con sangue di montone		11-206-6	Ø 90
Urea agar		/		
<i>Per l'evidenziazione dell'attività ureasica</i>	/		1-244-6	Ø 90
Urine Cromogenic agar		UTI		
<i>Terreno cromogenico per differenziazione dei batteri urinari</i>	/		11-089-6	Ø 90
Urine Selective agar		/		
<i>Terreno cromogenico per differenziazione dei batteri urinari</i>	/		1-089-6	Ø 90
Violet Red Bile agar		VRBA		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	Violet Red Bile Lactose agar Vaiiolet		1-037-66 1-037-6 1-037-666 1-037-667 1-037-46 1-037-466 1-037-56 1-037-566	Ø 60 Ø 90 Ø 150 quadrata aria Ø 90 aria contatto Ø 90contatto
Violet Red Bile agar w/MUG		/		
<i>Ricerca coliformi in alimenti con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	VRBA con agente fluorogenico		21-037-6 21-037-56	Ø 90 contatto
Violet Red Bile agar w/Neutralin		VRBA		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	VRBA con Neutralin		41-037-6	Ø 90
Violet Red Bile agar, modified		VRBA		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	VRBA modificato		31-037-6	Ø 90
Violet Red Bile Glucose agar		VRBG		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	Vaiiolet con glucosio		11-037-6 11-037-46 11-037-56	Ø 90 aria contatto
Violet Red Bile Glucose agar w/Neutralin		VRBG		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	VRBGA con Neutralin		51-037-6 51-037-56	Ø 90 contatto

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>Tipo</u>
Vogel - Johnson agar <i>Per la ricerca di Staphylococcus aureus</i>	Vogel and Johnson agar	/	1-136-6	Ø 90
WL Differential agar (w/CEX) <i>Per la determinazione della flora microbica in enologia</i>	Wallerstein Laboratory agar con Cicloeximide	WL	11-073-66	Ø 60
WL Nutrient agar <i>Per la determinazione della flora microbica in enologia</i>	Wallerstein Laboratory agar	/	1-073-66 1-073-6	Ø 60 Ø 90
Wort agar <i>Per evidenziare la presenza di lieviti</i>	/	/	1-242-66 1-242-6	Ø 60 Ø 90
Wort agar, acidificato <i>Per evidenziare la presenza di lieviti</i>	/	/	11-242-66	Ø 60
XLT4 agar <i>Per la ricerca di Salmonella e Shigella</i>	/	XLT4	11-055-6	Ø 90
Xylose Lysine Desoxicholate agar <i>Per la ricerca di Salmonella e Shigella</i>	XLD agar	XLDA	1-055-6 1-055-666 1-055-46	Ø 90 Ø 150 aria
Y.E.G.C. agar <i>Per la valutazione di muffe e lieviti nei derivati lattiero-caseari</i>	Yeast Extract Glucose Chloramphenicol	YEGC	1-137-6	Ø 90
Yeast Extract agar <i>Per carica batterica totale nella acque e prodotti lattiero-caseari</i>	Yeastrel Milk agar	/	1-299-6	Ø 90
Yersinia Selective agar <i>Per ricerca di Yersinia enterocolitica in campioni clinici e alimenti</i>	CIN agar Schiemann CIN agar	/	1-277-6	Ø 90
YM agar <i>Per mantenimento e isolamento di lieviti e muffe</i>	Yeast & Mould agar Yeast and Mold	YM	M-green 1-189-66 1-189-6	Ø 60 Ø 90

TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRE A SETTORI

Confezioni 10-40 piastre

Durata variabile a seconda della combinazione dei terreni

Conservazione 2÷8

LA PRODUZIONE DELLE PIASTRE E' DEDICATA. PERTANTO SI POSSONO AVERE PREPARAZIONI SPECIFICHE PER OGNI ESIGENZA

<u>Nome</u>	<u>Utilizzo</u>	<u>Codice</u>
2 terreni	2 x 13 ml	
Baird Parker - Cetrimide agar	<i>Per ricerca combinata di Staphylococcus e di Pseudomonas sp.</i>	1-513-6
Baird Parker - Mac Conkey agar n°3	<i>Per ricerca combinata di Staphylococcus e coliformi</i>	1-501-6
Baird Parker - MCA n°3 w/MUG	<i>Per ricerca combinata di Staphylococcus ed E.coli</i>	1-507-6
Baird Parker - Sabouraud w/CAF	<i>Per isolamento di Staphylococcus e miceti</i>	1-528-6
BiGGY - Mac Conkey agar n°3	<i>Per tampone vaginale</i>	1-511-6
Bile Aesculin agar - BHIA	<i>Per isolamento enterococchi e coltura di microrganismi esigenti</i>	1-505-6
Blood agar - Columbia agar	<i>Per crescita generale e test emolitici</i>	1-510-6
Blood agar - Columbia CNA	<i>Per tampone faringeo</i>	1-516-6
Blood agar - Gardnerella Vaginalis	<i>Per tampone vaginale</i>	1-521-6
Blood agar - MCA n°3 w/MUG	<i>Per urinocoltura</i>	1-508-6
C.L.E.D. - Mac Conkey agar n°3	<i>Per urinocoltura</i>	1-502-6
C.L.E.D. - MCA n°3 w/MUG	<i>Per urinocoltura</i>	1-509-6
Columbia - G.C. Chocolate agar	<i>Per microrganismi esigenti</i>	1-517-6
Columbia CNA - G.C. Chocolate agar w/Vitox	<i>Per tampone faringeo</i>	1-522-6
Columbia CNA - Mac Conkey agar n°3	<i>Per ricerca di streptococchi, stafilococchi e coliformi</i>	1-503-6
Columbia CNA - MSA	<i>Per tampone faringeo</i>	1-514-6
D.T.M. - Sabouraud w/CAF	<i>Per isolamento di dermatofiti e miceti</i>	1-512-6
Gardnerella Vaginalis - Thayer Martin	<i>Per tampone vaginale</i>	1-525-6
GC Chocolate - Gardnerella Vaginalis	<i>Per tampone vaginale</i>	1-541-6
GC Chocolate - Thayer Martin	<i>Per tampone vaginale</i>	1-527-6
Hektoen agar - SS	<i>Per ricerca combinata di Salmonella e Shigella</i>	1-515-6

<u>Nome</u>	<u>Utilizzo</u>	<u>Codice</u>
Hektoen agar - XLT4	<i>Per isolamento di salmonelle</i>	1-526-6
Hektoen agar - Yersinia selective agar	<i>Per isolamento di Salmonella, Shigella e Yersinia enterocolitica</i>	1-529-6
Mac Conkey agar n°3 - SS	<i>Per conteggio coliformi e isolamento di Salmonella e Shigella</i>	1-504-6
MSA - Sabouraud Dextrose agar	<i>Per isolamento di stafilococchi patogeni e miceti</i>	1-520-6
Plate Count agar - VRBA	<i>Per carica batterica totale e coliformi</i>	1-519-6
3 terreni	3 x 9 ml	
Baird Parker - Bile Aesculin - SDA w/CAF	<i>Per isolamento stafilococchi, enterococchi e miceti</i>	1-539-6
Baird Parker - Blood agar - MCA n°3	<i>Per uso generale, isolamento Gram - e stafilococchi</i>	1-535-6
BGA, mod - BSA - XLD agar	<i>Per isolamento salmonelle</i>	1-540-6
Bile Aesculin agar - C.L.E.D. - MCA n°3	<i>Per urinocoltura</i>	1-536-6
Blood agar - Columbia CNA - G.C. Chocolate	<i>Per crescita generale e test emolitici</i>	1-533-6
Blood agar - MCA n°3 - MSA	<i>Per crescita generale, ricerca coliformi e stafilococchi patogeni</i>	1-542-6
C.L.E.D. - Cetrimide - MCA n°3	<i>Per urinocoltura</i>	1-538-6
C.L.E.D. - MCA n°3 - SDA	<i>Per analisi delle urine, isolamento di coliformi e miceti</i>	1-532-6
C.L.E.D. - MCA n°3 - SDA w/CAF	<i>Per urinocoltura</i>	1-530-6
Columbia CNA - MCA n°3 - SDA w/CAF	<i>Per tampone faringeo</i>	1-543-6
Gardnerella - Rogosa agar - Thayer Martin	<i>Per tampone vaginale</i>	1-523-6
GC w/Vitox - Gardnerella - Thayer Martin	<i>Per isolamento di Neisseria, Gardnerella ed altri microrganismi</i>	1-544-6
Hektoen agar - MSA - SDA	<i>Per isolamento di Salmonella, stafilococchi patogeni e miceti</i>	1-534-6
Hektoen agar - SS - Yersinia selective agar	<i>Per coprocultura</i>	1-500-6
4 terreni	4 x 7 ml	
Bile Aesculin - CLED - Cetrimide - MCA n°3	<i>Per urinocoltura</i>	1-518-6
C.L.E.D. - Hektoen - SDA - SS	<i>Per analisi delle urine, isolamento di salmonelle e miceti</i>	1-531-6
Columbia - Columbia CNA - Gardnerella - GC	<i>Per tampone vaginale</i>	1-537-6

TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PROVETTE

Terreni liquidi, terreni liquidi in doppia concentrazione e/o con campanula di Durham, terreni solidi anche a becco di clarino

Provette in vetro borosilicato (su richiesta in polistirolo, propilene o altro)

LA PRODUZIONE DELLE PROVETTE E' DEDICATA. PERTANTO SI POSSONO AVERE PREPARAZIONI SPECIFICHE PER OGNI ESIGENZA.

VARIARE I CONTENITORI E LE QUANTITA' IN ML

Confezioni singole in rack da 10-20-30-40-50 pz,

COMBINAZIONE E CONFEZIONE DEDICATA IN ABBINAMENTO A TAMPONI DI PRELIEVO

Durata per tutti 3 mesi salvo eccezioni

Conservazione 2+8

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Acetamide broth		/			
<i>Terreno per la ricerca di Pseudomonas nelle acque</i>	/		2-281-58P	5	(pv PST)
Amies Transport medium w/charcoal		/			
<i>Per trasporto campioni clinici</i>	Amies con carbone		1-127-8	10	
			1-127-8P	10	(pv PST)
Amies Transport medium w/o charcoal		/			
<i>Per trasporto campioni clinici</i>	Amies senza carbone		11-127-8	10	
			11-127-8P	10	(pv PST)
Azide Dextrose broth		ADB			
<i>Determinazione presuntiva di streptococchi fecali</i>	Brodo azide				
	Azide Dextrose broth		2-034-8	10	
	Brodo azide in doppia concentrazione		2-034-88	10	[2X]
Baird-Parker Liquid medium		/			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca stafilococchi</i>	/		2-058-8	10	
	Baird-Parker brodo in doppia concentrazione		2-058-88	10	[2X]
Bi.G.G.Y.agar		BIGGY			
<i>Per isolamento e differenziazione di Candida sp.</i>	Nickerson agar - Candida selective agar a becco di clarino		1-023-87	7	
	Nickerson agar				
	Candida selective agar		1-023-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Bile Aesculin agar		/			
<i>Terreno differenziale per isolamento enterococchi</i>	Aesculin Bile a becco di clarino		1-050-87	7	
Bile Aesculin Azide agar		/			
<i>Terreno selettivo per isolamento enterococchi</i>	Aesculin Bile Azide a becco di clarino		11-050-87	7	
Bile Aesculin Azide broth		/			
<i>Terreno selettivo per coltura di enterococchi</i>	Aesculin Bile broth		2-050-89	9	
Blood agar + 5% s.m.		/			
<i>Terreni di crescita generale e per valutazione emolisi</i>	Agar sangue di montone a becco di clarino		1-199-87	7	
	Agar sangue di montone		1-199-8	10	
Brain Heart Infusion agar		BHIA			
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Agar cuore-cervello a becco di clarino		1-119-87	7	
	Agar cuore-cervello		1-119-8	10	
Brain Heart Infusion broth		BHIB			
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Brodo cuore-cervello		2-119-38	3	
			2-119-58	5	
			2-119-58P	5	(pv PST)
			2-119-89	9	
			2-119-8	10	
Brilliant Green agar, modified		/			
<i>Isolamento ed identificazione salmonelle e conferma altri coliformi</i>	Phenol Red Brilliant Green agar				
	BPLS agar modified		11-115-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Brilliant Green Bile broth 2%		BGBB			
<i>Per la ricerca di coliformi in alimenti, acque e campioni clinici</i>	/		2-115-8	10	
	BGBB con campanula di Durham		2-115-86	10	
	BGBB in doppia concentrazione		2-115-88	10	
	BGBB in doppia concentrazione e campanula di Durham		2-115-84	10	 
Brilliant Green Bile broth 2% w/MUG		/			
<i>Per la ricerca di coliformi con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	BGBB con agente fluorogenico		12-115-8	10	
Buffered NaCl-Peptone pH7,0 w/LP		/			
<i>Diluente peptone salino indicato da EP per controlli microbiologici</i>	Soluzione salina peptonata tamponata con Lecitina e Polisorbato 80		22-063-89	9	
Buffered NaCl-Peptone solution pH7,0		/			
<i>Diluente peptone salino indicato da EP per controlli microbiologici</i>	Soluzione salina peptonata tamponata Pharmacopea diluent		2-063-89 2-063-8	9 10	
Campylobacter Bolton broth		/			
<i>Terreno per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Bolton broth		12-042-8	10	
Campylobacter Enrichment broth		/			
<i>Terreno per la coltura di Campylobacter sp.</i>	Brodo Campylobacter		2-042-8	10	
Cary-Blair Transport medium		/			
<i>Per il trasporto di campioni clinici</i>	Transport medium without charcoal		1-085-8P	10	(pv PST)
Clostridium Difficile agar		/			
<i>Per l'isolamento selettivo di Clostridium difficile</i>	FAA Clostridium Difficile medium a becco di clarino		1-021-87	7	
	FAA Clostridium Difficile medium		1-021-8	10	
Cooked meat medium		/			
<i>Terreno di coltura altamente nutritivo e di mantenimento</i>	/		2-062-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
D.N.ase Test agar		/			
<i>Per il saggio della DNAsi</i>	Dnase agar		1-067-80	20	
D.T.M. agar		DTM			
<i>Per l'isolamento selettivo di funghi patogeni in infezioni cutanee</i>	Dermatophyte Test medium a becco di clarino		1-165-87	7	
	Dermatophyte Test medium		1-165-8	10	
			1-165-80	20	
Dextrose Tryptone agar		DTA			
<i>Per identificazione microrganismi termofili e mesofili degli alimenti</i>	/		1-176-8	10	
E.C. broth		ECB			
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con metodo MPN</i>	E.C. medium		2-150-8	10	
	E.C. medium con campanula di Durham		2-150-86	10	
E.C. broth w/MUG		/			
<i>Coliformi fecali nelle acque con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	E.C. medium con agente fluorogenico		22-150-8	10	
E.coli Selective agar		/			
<i>Terreno cromogenico per ricerca Escherichia coli</i>	/		1-211-82	12	
E.E. broth, Mossel		EEB			
<i>Terreno di arricchimento per Enterobacteriaceae negli alimenti</i>	Enterobacteriaceae Enrichment broth				
	Buffered Glucose BG broth		2-110-8	10	
E.V.A. broth		EVA			
<i>Per la ricerca degli enterococchi</i>	Ethyl Violet Azide broth		2-090-8	10	
	Ethyl Violet Azide broth in doppia concentrazione		2-090-88	10	
Easter&Gibson Pre-enrichment medium		/			
<i>Per identificazione rapida delle salmonelle con test di conduttanza</i>	/		2-180-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Easter&Gibson Salmonella medium		/			
<i>Per identificazione rapida delle salmonelle con test di conduttanza</i>	/		12-180-8	10	
Eugon broth		/			
<i>Terreno di accrescimento per batteri esigenti</i>	Luxurian broth		2-213-8	10	
Fluid Sabouraud medium		FSM			
<i>Per prove di sterilità micologica</i>	Sabouraud Liquid medium (SLM)		12-220-8	10	
			12-220-85	15	
Fluid Sabouraud medium w/Polisorbato80		SLMP			
<i>Per prove di sterilità micologica</i>	Sabouraud Liquid medium con Polisorbato 80		22-220-8	10	
Fluid Thioglycollate medium		FTM			
<i>Per test di sterilità</i>	Thioglycollate medium w/indicator		2-005-8	10	
Fluid Thioglycollate medium w/LP		FTMLP			
<i>Per test di sterilità</i>	FTM con Lecitina e Polisorbato 80		22-005-8	10	
Fluid Thioglycollate medium w/Neutralin		FTMN			
<i>Per test di sterilità</i>	FTM con Neutralin		32-005-8	10	
Fluid Thioglycollate medium w/Polisorbato80		FTMP			
<i>Per test di sterilità</i>	FTM con Polisorbato 80		12-005-8	10	
G.C. Chocolate agar		GC			
<i>Per isolamento Neisseria-Haemophilus</i>	Agar cioccolato		1-004-8	10	
G.C. Chocolate agar w/Vitox		GC			
<i>Per isolamento Neisseria-Haemophilus</i>	Agar cioccolato arricchito		11-004-8	10	
Gelatin Peptone agar		/			
<i>Per conta batterica totale</i>	Agar gelisato		1-035-8	10	
			1-035-80	20	
Giolitti Cantoni broth		/			
<i>Per arricchimento di Staphylococcus aureus</i>	Brodo di Giolitti Cantoni		2-010-89	9	
			2-010-8	10	
	Giolitti Cantoni broth in doppia concentrazione		2-010-88	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Glucose Bromocresol Purple agar		/			
<i>Terreno di coltura per la conferma degli enterobatteri</i>	Agar al glucosio		1-097-8	10	
Glucose broth		/			
<i>Terreno universale per arricchimento generico</i>	Glucose broth con campanula di Durham		2-038-86	10	
GN broth, Hajna		/			
<i>Terreno selettivo per batteri Gram negativi</i>	Brodo GN di Hajna		2-077-8	10	
I.U.T.M. medium		/			
<i>Per l'isolamento di micobatteri</i>	/		2-088-8	10	
Iron Sulphite agar		ISA			
<i>Per ricerca di anaerobi sulfitoriduttori</i>	/		1-117-85	15	
K.F. Streptococcal agar		KF			
<i>Per isolamento di streptococchi fecali</i>	Azide maltose agar Kenner Fecal agar		1-007-85	15	
K.F. Streptococcal broth		KF			
<i>Per isolamento di streptococchi fecali</i>	Azide maltose broth Kenner Fecal broth		2-007-28 2-007-8	2 10	
Kligler Iron agar		KIA			
<i>Differenziale per Enterobacteriaceae in base a test di fermentazione</i>	Kligler Iron agar a becco di clarino /		1-011-87 1-011-8	7 10	
Lactose broth		LB			
<i>Per la ricerca dei coliformi fermentanti il lattosio</i>	Brodo lattosato Brodo lattosato con campanula di Durham Brodo lattosato in doppia concentrazione Brodo lattosato in doppia concentrazione e campanula di Durham		2-002-8 2-002-86 2-002-88 2-002-84	10 10 10 10	  

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Lactose broth w/LP		LB			
<i>Per la ricerca dei coliformi fermentanti il lattosio</i>	Brodo lattosato con Lecitina e Polisorbato 80		12-002-8	10	
Lactose Sulfite broth		/			
<i>Per la determinazione di SH2 da Clostridium perfringens</i>	Brodo lattosio solfito		2-094-8	10	
	Brodo lattosio solfito con campanula di Durham		2-094-86	10	
Letheen broth		/			
<i>Per test sui sali quaternari d'ammonio</i>	/		2-108-8	10	
Listeria 1/2 Fraser broth		/			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	/		72-151-89	9	
			72-151-8	10	
Listeria 1/2 Fraser broth w/LP		/			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	/		112-151-8T	10	(pv PST +tamp)
Listeria Buffered broth (FDA)		BLEB			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Buffered Listeria enrichment broth		12-151-8	10	
			12-151-8P	10	(pv PST)
Listeria Enrichment broth, Lovett		LEB			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Brodo di Lovett		2-151-48	8	
			2-151-8	10	
			2-151-8P	10	(pv PST)
Listeria Fraser broth		/			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Fraser broth		52-151-89	9	
			52-151-89P	9	(pv PST)
			52-151-8	10	
			52-151-8P	10	(pv PST)
Listeria PALCAM Identification agar		/			
<i>Terreno colturale per ricerca di Listeria</i>	Polymyxin Acriflavine Litium Chloride				
	Ceftazidone Aesculin Mannitol		1-151-87	7	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Listeria PALCAM broth		/			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Polymyxin Acriflavine Litium Chloride				
	Ceftazidine Aesculin Mannitol		42-151-8	10	
Listeria UVM 1 Enrichment broth		UVM 1			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Brodo UVM 1		32-151-89	9	
			32-151-8	10	
Listeria UVM 2 Enrichment broth		UVM 2			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Brodo UVM 2		62-151-89	9	
			62-151-8	10	
Lowenstein Jensen medium		/			
<i>Per coltura di micobatteri</i>	Terreno di Lowenstein a becco di clarino		1-048-87	7	
L-S Differential agar		LS			
<i>Per la ricerca dei lattobacilli nello yogurt</i>	/		1-076-8	10	
Lysine Iron agar		LIA			
<i>Terreno differenziale per Salmonella sp.</i>	Lysine Iron a becco di clarino		1-014-87	7	
	/		1-014-8	10	
M- broth		/			
<i>Per identificazione Salmonella</i>	/		2-027-8	10	
m- Endo broth, Membrane Filter		/			
<i>Per la ricerca ed il conteggio di coliformi con tecnica MF</i>	/		2-022-28	2	
			2-022-8	10	
m- FC broth w/acido rosolico		FCB			
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con tecnica MF</i>	FC brodo con acido rosolico		2-003-28	2	
			2-003-8	10	
m- FC broth w/o acido rosolico		FCB			
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con tecnica MF</i>	FC brodo senza acido rosolico		12-003-28	2	
			12-003-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
m- Lauryl Sulphate broth		LSB			
<i>Ricerca dei coliformi nelle acque</i>	Membrane-Lauryl Sulphate broth con campanula di Durham		2-095-86	10	
m- Lauryl Tryptose broth		LTB			
<i>Ricerca dei coliformi nelle acque</i>	Lauryl Sulphate broth		2-104-8	10	
	LTB con campanula di Durham		2-104-86	10	
	LTB in doppia concentrazione LTB in doppia concentrazione		2-104-88	10	
	e campanula di Durham		2-104-84	10	 
m- Lauryl Tryptose broth w/MUG		/			
<i>Ricerca coliformi nelle acque con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	Lauryl Sulphate broth con agente fluorogenico		12-104-8	10	
m- Plate Count broth		/			
<i>Per la determinazione della carica batterica totale con tecnica MF</i>	/		2-025-28	2	
			2-025-58	5	
			2-025-8	10	
M.R.S. Lactobacillus agar		MRSA			
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	de Mann, Rogosa&Sharpe agar		1-156-8	10	
			1-156-80	20	
M.R.S. Lactobacillus broth		MRSB			
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	Brodo de Mann, Rogosa&Sharpe		2-156-89	9	
			2-156-8	10	
M-17 broth		/			
<i>Per colture di streptococchi lattici</i>	/		2-184-89	9	
			2-184-8	10	
Mac Conkey broth		MCB			
<i>Per ricerca e conteggio coliformi</i>	/		22-020-89	9	
			22-020-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Mac Conkey Purple broth		MCB			
<i>Per ricerca e conteggio coliformi fecali ed E.coli</i>	/		2-020-8	10	
	MCB con campanula di Durham		2-020-86	10	
	MCB in doppia concentrazione		2-020-88	10	
Mac Conkey Purple broth w/MUG		/			
<i>Ricerca e conteggio coliformi con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	MCB con agente fluorogenico		12-020-8	10	
Malt Extract broth		/			
<i>Per coltura di funghi e muffe</i>	/		2-083-8	10	
Maximal Recovery Diluent		MRD			
<i>Brodo nutritivo per recupero microrganismi (ISO)</i>	Peptone saline diluent		2-008-89	9	
			2-008-89P	9	(pv PST)
			2-008-8	10	
			2-008-8P	10	(pv PST)
Maximal Recovery Diluent w/LP		MRD			
<i>Brodo nutritivo per recupero microrganismi (ISO)</i>	Peptone saline diluent con Lecitina e Polisorbato 80		12-008-89	9	
			12-008-8	10	
			12-008-8P	10	(pv PST)
			12-008-8T	10	(pv PST +tamp)
Maximal Recovery Diluent w/Polisorbato80		MRD			
<i>Brodo nutritivo per recupero microrganismi (ISO)</i>	Peptone saline diluent con Polisorbato 80		32-008-8	10	
Mineral Glutammate medium		/			
<i>Terreno per il conteggio dei coliformi nelle acque</i>	/		12-029-8	10	
	Mineral Glutammate medium in doppia concentrazione		22-029-8	10	
Middle Brook 7H9 broth		/			
<i>Terreno selettivo per isolamento e coltura di micobatteri</i>	/		2-230-8	10	
MR-VP medium		/			
<i>Per differenziazione batterica con rosso-metile e di Voges-Proskauer</i>	Glucose Phosphate broth		2-031-58	5	
			2-031-58P	5	(pv PST)
			2-031-8	10	
Mueller Hinton agar		MHA			
<i>Terreno di coltura per esecuzione test sensibilità agli antibiotici</i>	/		1-200-80	20	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Mueller Hinton broth		MHB			
<i>Terreno di coltura per esecuzione test sensibilità agli antibiotici</i>	/		2-200-38	3	
			2-200-8	10	
Mycoplasma broth		/			
<i>Per la ricerca e l'isolamento di Mycoplasma sp.</i>	Mycoplasma PPLO broth		2-174-8	10	
Nutrient agar		NA			
<i>Terreno nutriente universale</i>	Agar nutriente a becco di clarino		1-015-87	7	
	Agar nutriente		1-015-8	10	
			1-015-80	20	
Nutrient broth		NB			
<i>Terreno nutriente universale</i>	Brodo nutriente				
	Nutrient broth (EP)		2-015-38	3	
			2-015-8	10	
	Brodo nutriente in doppia concentrazione		2-015-88	10	
Nutrient broth n.2		NB2			
<i>Terreno nutriente universale per coltura di microrganismi esigenti</i>	Brodo nutriente (BP)		12-015-8	10	
Orange Serum broth		/			
<i>Per ricerca microrganismi nei prodotti derivati dagli agrumi</i>	/		2-039-28	2	
Oxytetra Glucose Yeast agar		OGYE			
<i>Per l'isolamento di lieviti e muffe</i>	Oxytetracycline Glucose Yeast Extract agar		1-017-80	20	
Peptone Water		AP			
<i>Per studi di fermentazione dei carboidrati</i>	Acqua peptonata		2-016-38	3	
			2-016-89	9	
			2-016-89P	9	(pv PST)
			2-016-8	10	
Peptone Water Alkaline		/			
<i>Terreno di trasporto e per arricchimento di Vibrio sp.</i>	Acqua peptonata alcalina		2-245-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Peptone Water Buffered		APT			
<i>Brodo di prearricchimento per salmonelle</i>	Acqua peptonata tamponata Buffered Peptone Water		2-145-38	3	
			2-145-89	9	
			2-145-8	10	
			2-145-8P	10	(pv PST)
Peptone Water Buffered w/LP		APT			
<i>Brodo di prearricchimento per salmonelle</i>	Acqua peptonata tamponata con Lecitina e Polisorbato 80		12-145-8	10	
			12-145-8P	10	(pv PST)
			12-145-8T	10	(pv PST +tamp)
Plate Count agar		PCA			
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	Tryptone Glucose Yeast agar		11-025-8	10	
			11-025-82	12	
			11-025-85	15	
			11-025-80	20	
Plate Count agar (APHA)		/			
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	Plate Count agar (Standard Methods) Tryptone Glucose Yeast agar		1-025-8	10	
			1-025-85	15	
			1-025-80	20	
Potato Dextrose agar		PDA			
<i>Per coltura e conta di lieviti e muffe</i>	Potato a becco di clarino		1-030-87	7	
Rappaport Vassiliadis broth		RVB			
<i>Arricchimento selettivo per la ricerca di Salmonella sp.</i>	/		22-210-8	10	
Rappaport Vassiliadis medium		RVS			
<i>Arricchimento selettivo per la ricerca di Salmonella sp.</i>	Rappaport Vassiliadis Single Component Enrichment broth		2-210-89	9	
			2-210-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Rappaport Vassiliadis Semisolid		MSRV			
<i>Terreno selettivo per la ricerca di ceppi mobili di Salmonella sp.</i>	M.S.R.V.				
	Semi-solid Rappaport medium		12-210-8	10	
Reinforced Clostridial broth		RCB			
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Brodo Reinforced per Clostridi		12-026-8	10	
Reinforced Clostridial medium		RCM			
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Reinforced Clostridium medium		2-026-8	10	
Rogosa broth		/			
<i>Terreno selettivo per la coltivazione di lattobacilli</i>	/		2-286-8	10	
Rose Bengal agar		RBA			
<i>Per ricerca di muffe e lieviti nei prodotti alimentari</i>	Agar Rosa Bengala		1-032-80	20	
S.F. medium		SF			
<i>Terreno differenziale per enterococchi</i>	Streptococcus faecalis broth		2-178-8	10	
S.I.M. medium		SIM			
<i>Differenziazione Enterobacteriaceae in base a H₂S, indolo e motilità</i>	/		2-233-8	10	
S.P.S. agar		SPS			
<i>Per la ricerca di Clostridium perfringens negli alimenti</i>	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine		1-059-85	15	
			1-059-80	20	
Sabouraud Dextrose agar		SDA			
<i>Terreno universale per micologia</i>	Sabouraud a becco di clarino		1-220-87	7	
	/		1-220-8	10	
			1-220-85	15	
Sabouraud Dextrose agar w/CAF		/			
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo a becco di clarino		21-220-87	7	
	SDA con Cloramfenicolo		21-220-8	10	
			21-220-80	20	
Sabouraud Dextrose broth		SDB			
<i>Terreno universale per micologia</i>	Brodo di Sabouraud		2-220-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Selenite broth		/			
<i>Arricchimento per Salmonella sp.</i>	Brodo selenite		2-222-8	10	
			2-222-8P	10	(pv PST)
Selenite Cystine broth		/			
<i>Arricchimento per Salmonella sp.</i>	Brodo selenite con cistina		12-222-8	10	
			12-222-8P	10	(pv PST)
Stuart Transport medium w/charcoal		/			
<i>Per il trasporto di batteri esigenti</i>	/		11-201-8	10	
			11-201-8P	10	(pv PST)
Stuart Transport medium w/o charcoal		/			
<i>Per il trasporto di batteri esigenti</i>	/		1-201-8	10	
			1-201-8P	10	(pv PST)
T.C.B.S. Cholera medium					
<i>Per l'isolamento di Vibrio sp.</i>	Thiosulphate Citrate Bile Salts Sucrose agar	TCBS	1-167-8	10	
Tetrathionate BG Bile broth		TBGBB			
<i>Brodo di arricchimento selettivo per Salmonella sp.</i>	TBGB broth (EP)				
	Tetrathionate Brilliant Green Bile broth		12-284-8	10	
Tetrathionate broth Base		/			
<i>Brodo di arricchimento selettivo per Salmonella sp.</i>	Brodo tetrionato		32-284-8	10	
Tetrathionate broth Base (APHA)		/			
<i>Brodo di arricchimento selettivo per Salmonella sp.</i>	Brodo tetrionato (formulazione USP)		2-284-8	10	
			2-284-8P	10	(pv PST)
Tetrathionate broth Base, Mueller Kauffman		/			
<i>Brodo di arricchimento per Salmonella sp.</i>	Brodo tetrionato di Mueller Kauffman		2-118-8	10	
Tetrathionate broth w/CV, Preuss		/			
<i>Brodo di arricchimento selettivo per Salmonella sp.</i>	Brodo tetrionato di Preuss		22-284-8	10	
Thioglycollate medium, Brewer		/			
<i>Per la ricerca di anaerobi</i>	/		2-006-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Todd Hewitt broth		TH			
<i>Per la ricerca di streptococchi B-emolitici</i>	/		2-041-38	3	
			2-041-8	10	
Triple Sugar Iron agar		TSI			
	Three Sugar Iron agar a becco di clarino		1-153-87	7	
<i>Differenziazione Enterobacteriaceae in base a H2S e fermentazione</i>	Three Sugar Iron agar		1-153-8	10	
Tryptone Bile Glucuronide agar		TBX			
	Tryptone Bile con agente cromogenico				
<i>Terreno cromogenico per identificazione di E.coli in alimenti</i>	TBGA		11-044-82	12	
Tryptone Soya agar		TSA			
	Soyabean Casein Digest agar a becco di clarino		1-101-87	7	
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	Soyabean Casein Digest agar		1-101-8	10	
			1-101-85	15	
Tryptone Soya broth		TSB			
	Soyabean Casein Digest medium		2-101-8	10	
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>			2-101-8P	10	(pv PST)
			2-101-83	13	
Tryptone Soya broth, mod w/Acriflavina		/			
<i>Per ricerca ed identificazione E.coli O157:H7</i>	/		12-069-8	10	
Tryptone Soya broth, mod w/Novobiocina		/			
<i>Per ricerca ed identificazione E.coli O157:H7</i>	/		2-069-8	10	
Tryptone Water		TW			
	Tryptone broth				
<i>Per la produzione di indolo</i>	Acqua triptonata		2-164-38	3	
			2-164-58	5	
			2-164-58P	5	(pv PST)
			2-164-89	9	
			2-164-8	10	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	<u>Tipo</u>
Tryptophan broth		NB			
<i>Ricerca di E.coli e coliformi nelle acque</i>	Brodo triptofano		2-219-38P	3	(pv PST)
Tryptose broth		/			
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Brodo triptosio		2-206-8	10	
Tryptose Phosphate broth		/			
<i>Per la coltura di streptococchi e pneumococchi</i>	Glucose Tryptose Phosphate broth		12-206-8	10	
Urea broth		/			
<i>Per l'evidenziazione dell'attività ureasica</i>	/		2-244-58	5	
			2-244-8	10	
Violet Red Bile agar		VRBA			
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	Violet Red Bile Lactose agar				
	Vaiiolet		1-037-82	12	
			1-037-85	15	
Violet Red Bile Glucose agar		VRBG			
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	Vaiiolet con glucosio		11-037-85	15	
WL Nutrient broth		/			
<i>Per la determinazione della flora microbica in enologia</i>	Wallerstein Laboratory broth		2-073-38	3	

TERRENI DI COLTURA PRONTI IN FLACONI

Terreni liquidi, terreni liquidi in doppia concentrazione e/o con campanula di Durham, terreni solidi, terreni semisolidi.

Flaconi in vetro borosilicato con tappo a vite o infusione/perfusione: strappo parziale o totale (su richiesta si possono avere contenitori in polistirolo, propilene o altro)

LA PRODUZIONE DEI FLACONI E' DEDICATA. PERTANTO SI POSSONO AVERE PREPARAZIONI SPECIFICHE PER OGNI ESIGENZA.

VARIARE I CONTENITORI E LE QUANTITA' IN ML

Confezioni singola per n° flaconi richiesti

Durata per tutti 6 mesi ad eccezione di flaconi con contenitori semplici (1 anno) o addizionati con altre particolari sostanze: 3masi

Conservazione 15÷25°C, salvo eccezioni

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Antibiotic Assay medium n° 1		/		
<i>Per dosaggio antibiotici</i>	Seed agar Antibiotic medium n°1		2-001-7	100
AS agar		/		
<i>Terreno di uso generale</i>	/		1-129-7	100
Azide Dextrose broth		ADB		
<i>Determinazione presuntiva di streptococchi fecali</i>	Brodo azide in doppia concentrazione		2-034-717	50
	Brodo azide			
	Azide Glucose broth		2-034-7	100
			2-034-77	200
Bacillus cereus medium Base		PREP		
<i>Base per ricerca ed isolamento selettivo di Bacillus cereus</i>	Phenol Red Egg Yolk Polymyxin agar			
	Mannitol EY Polymyxin agar		11-096-7	100
			11-096-73	300
Baird-Parker agar Base		BP		
<i>Semipreparato per ricerca di Staphylococcus aureus coagulasi positivo</i>	Baird-Parker medium Base		1-058-79	90
			1-058-7	100
			1-058-75	150
			1-058-72	180
			1-058-77	200
Baird-Parker Liquid medium		/		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca stafilococchi</i>	/		2-058-7	100

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Bety		/		
<i>Terreno per prove con Clostridium thermosaccharoliticum</i>	/		1-082-7	100
Bi.G.G.Y.agar		BIGGY		
<i>Per isolamento e differenziazione di Candida sp.</i>	Nickerson agar Candida selective agar		1-023-7	100
Bile Aesculin agar		/		
<i>Terreno differenziale per isolamento enterococchi</i>	/		1-050-7	100
			1-050-77	200
Bile Aesculin Azide agar		/		
<i>Terreno selettivo per isolamento enterococchi</i>	Aesculin Bile Azide		11-050-7	100
			11-050-77	200
Blood agar Base		/		
<i>Semipreparato per terreni al sangue</i>	Infusion agar Base		1-199-7	100
Brain Heart Infusion agar		BHIA		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Agar cuore-cervello		1-119-7	100
			1-119-77	200
Brain Heart Infusion broth		BHIB		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Brodo cuore-cervello		2-119-7	100
			2-119-77	200
			2-119-57	500
Brilliant Green agar		BGA		
<i>Per isolamento salmonelle ad eccezione di S. typhi</i>	BPL agar		1-115-7	100
			1-115-77	200
Brilliant Green agar, modified		/		
<i>Isolamento ed identificazione salmonelle e conferma altri coliformi</i>	Phenol Red Brilliant Green agar BPLS agar modified		11-115-7	100
			11-115-77	200
Brilliant Green Bile broth 2%		BGBB		
<i>Per la ricerca di coliformi in alimenti, acque e campioni clinici</i>	/		2-115-79	90
			2-115-7	100
			2-115-77	200

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Buffered NaCl-Peptone pH7,0 w/LP		/		
<i>Diluyente peptone salino indicato da EP per controlli microbiologici</i>	Soluzione salina peptonata tamponata con Lecitina e Polisorbato 80		22-063-79 22-063-7	90 100
Buffered NaCl-Peptone pH7,0 w/Polisorbato80		/		
<i>Diluyente peptone salino indicato da EP per controlli microbiologici</i>	Soluzione salina peptonata tamponata con Polisorbato 80		12-063-79 12-063-79P 12-063-7	90 90 100
Buffered NaCl-Peptone solution pH7,0		/		
<i>Diluyente peptone salino indicato da EP per controlli microbiologici</i>	Soluzione salina peptonata tamponata Pharmacopea diluent		2-063-79 2-063-79P 2-063-7 2-063-57	90 90 100 500
C.L.E.D. agar		CLED		
<i>Per valutazione contaminazione microbiologica delle urine</i>	Cystine Lactose Electrolyte Deficient Single indicator Brolacin agar		1-045-7 1-045-77	100 200
Cetrimide Pseudomonas agar		CGA		
<i>Per l'isolamento selettivo di Pseudomonas sp.</i>	Cetrimide agar		1-146-7 1-146-77	100 200
Dextrose Tryptone agar		DTA		
<i>Per identificazione microrganismi termofili e mesofili degli alimenti</i>	/		1-176-7 1-176-77	100 200
E.coli Selective agar		/		
<i>Terreno cromogenico per ricerca Escherichia coli</i>	/		1-211-7 1-211-77	100 200
E.coli X-Glucuronide agar		/		
<i>Terreno cromogenico per ricerca Escherichia coli</i>	/		11-211-7 11-211-77	100 200

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
E.E. broth, Mossel		EEB		
<i>Terreno di arricchimento per Enterobacteriaceae negli alimenti</i>	Enterobacteriaceae Enrichment broth			
	Buffered Glucose BG broth		2-110-79	90
			2-110-7	100
E.V.A. broth		EVA		
<i>Per la ricerca degli enterococchi</i>	Ethyl Violet Azide broth		2-090-79	90
			2-090-7	100
Fluid Sabouraud medium		FSM		
<i>Per prove di sterilità micologica</i>	Sabouraud Liquid medium (SLM)		12-220-79	90
			12-220-7	100
			12-220-77	200
Fluid Thioglycollate medium		FTM		
<i>Per test di sterilità</i>	Thioglycollate medium w/indicator		2-005-78	80
			2-005-79	90
			2-005-7	100
			2-005-75	150
			2-005-77	200
			2-005-57	500
Fluid Thioglycollate medium w/LP		FTMLP		
<i>Per test di sterilità</i>	FTM con Lecitina e Polisorbato 80		22-005-57	500
Fluid Thioglycollate medium w/Neutralin		FTMN		
<i>Per test di sterilità</i>	FTM con Neutralin		32-005-57	500
G.C. agar Base		GC		
<i>Base per agar cioccolato per isolamento Neisseria-Haemophilus</i>	/		1-004-7	100
Gelatin Sugar Free agar		/		
<i>Per conta microrganismi contaminanti burro e altri latticini</i>	/		11-035-77	200
Glucose Bromocresol Purple agar		/		
<i>Terreno di conferma per enterobatteri</i>	Agar al glucosio		1-097-57	500
Hektoen Enteric agar		HEA		
<i>Per l'isolamento di Salmonella e Shigella</i>	Hektoen agar		1-100-7	100
			1-100-77	200

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>	
Iron Sulphite agar		ISA			
<i>Per ricerca di anaerobi sulfitoriduttori</i>	/		1-117-7	100	
			1-117-77	200	
Lactose broth		LB			
<i>Per la ricerca dei coliformi fermentanti il lattosio</i>	Brodo lattosato con campanula di Durham		2-002-737	50	
	Brodo lattosato in doppia concentrazione		2-002-717	50	
	Brodo lattosato		2-002-78	80	
			2-002-79	90	
			2-002-7	100	
	Brodo lattosato in doppia concentrazione		2-002-17	100	
	Brodo lattosato		2-002-77	200	
			2-002-57	500	
Lactose broth w/LP		LB			
<i>Per la ricerca dei coliformi fermentanti il lattosio</i>	Brodo lattosato con Lecitina e Polisorbato 80		12-002-79	90	
			12-002-7	100	
			12-002-57	500	
Lactose Sulfite broth		/			
<i>Per la determinazione di SH₂ da Clostridium perfringens</i>	Brodo lattosio solfito		2-094-57	500	
Letheen broth,mod w/LP		/			
<i>Per test sui sali quaternari d'ammonio</i>	Letheen broth con Lecitina e Polisorbato 80		22-108-57	500	
Listeria 1/2 Fraser broth		/			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	/		72-151-79	90	
			72-151-77	200	
			72-151-76	225	
			72-151-57	500	
Listeria Buffered broth (FDA)		BLEB			
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Buffered Listeria Enrichment broth		12-151-77	200	
			12-151-76	225	

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Listeria Enrichment broth, Lovett		LEB		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Brodo di Lovett		2-151-79	90
			2-151-7	100
			2-151-76	225
Listeria Fraser broth		/		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Fraser broth		52-151-79	90
			52-151-77	200
			52-151-76	225
			52-151-57	500
Listeria Fraser broth Base		/		
<i>Semipreparato per arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Fraser broth Base		82-151-77	200
			82-151-76	225
Listeria Mobilità medium		/		
<i>Terreno per ricerca di Listeria</i>	Brodo UVM 1		31-151-57	500
Listeria UVM 1 Enrichment broth		UVM 1		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Brodo UVM 1		32-151-77	200
			32-151-76	225
			32-151-57	500
Listeria UVM 2 Enrichment broth		UVM 2		
<i>Terreno di arricchimento per ricerca di Listeria</i>	Brodo UVM 2		62-151-76	225
			62-151-57	500
L-S Differential agar		LS		
<i>Per la ricerca dei lattobacilli nello yogurt</i>	/		1-076-7	100
m- Endo broth, Membrane Filter		/		
<i>Per la ricerca ed il conteggio di coliformi con tecnica MF</i>	/		2-022-7	100
m- FC broth w/o acido rosolico		FCB		
<i>Per la ricerca dei coliformi fecali nelle acque con tecnica MF</i>	FC brodo senza acido rosolico		12-003-7	100
m- Plate Count broth		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale con tecnica MF</i>	/		2-025-7	100
m- TGE broth		TGE		
<i>Per conta batterica con membrana filtrante</i>	/		2-234-7	100

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
M.R.S. Lactobacillus agar		MRSA		
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	de Mann, Rogosa&Sharpe agar		1-156-7	100
M.R.S. Lactobacillus agar, acid.		MRSA		
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	Agar MRS acidificato		11-156-7	100
			11-156-77	200
M.R.S. Lactobacillus broth		MRSB		
<i>Per la coltura dei lattobacilli</i>	Brodo de Mann, Rogosa&Sharpe		2-156-7	100
M-17 agar		/		
<i>Per colture di streptococchi lattici in particolare di S.thermophilus</i>	/		1-184-77	200
Mac Conkey agar n°3 (w/CV)		MCA3		
<i>Per ricerca e conteggio coliformi</i>	MCA3 con cristalvioletto		21-020-7	100
			21-020-77	200
Mac Conkey broth		MCB		
<i>Per ricerca e conteggio coliformi</i>	/		22-020-7	100
Mac Conkey Purple broth		MCB		
<i>Per ricerca e conteggio coliformi fecali ed E.coli</i>	/		2-020-79	90
			2-020-7	100
	MCB in doppia concentrazione		2-020-17	100
	/		2-020-77	200
			2-020-57	500
Malt Extract agar		MEA		
<i>Per coltura di funghi e muffe</i>	Agar malto		1-083-7	100
Mannitol Salt agar		MSA		
<i>Per isolamento ed identificazione di stafilococchi patogeni</i>	Sale mannite		1-033-7	100
			1-033-77	200

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Maximal Recovery Diluent		MRD		
<i>Brodo nutritivo per recupero microrganismi (ISO)</i>	Peptone saline diluent		2-008-727	20
			2-008-727P	20
			2-008-79	90
			2-008-79P	90
			2-008-7	100
			2-008-72	180
			2-008-77	200
			2-008-76	225
			2-008-57	500
Maximal Recovery Diluent w/LP		MRD		
<i>Brodo nutritivo per recupero microrganismi (ISO)</i>	Peptone saline diluent con Lecitina e Polisorbato 80		12-008-79	90
			12-008-7	100
			12-008-57	500
Maximal Recovery Diluent w/Neutralin		MRD		
<i>Brodo nutritivo per recupero microrganismi (ISO)</i>	Peptone saline diluent con Neutralin		22-008-57	500
Maximal Recovery Diluent w/Polisorbato80		MRD		
<i>Brodo nutritivo per recupero microrganismi (ISO)</i>	Peptone saline diluent con Polisorbato 80		32-008-79	90
			32-008-79P	90
			32-008-57	500
Milk PCA		MPCA		
<i>Per carica batterica nei prodotti lattiero-caseari</i>	Milk Plate Count agar		11-019-77	200
MR-VP medium		/		
<i>Per differenziazione batterica con rosso-metile e di Voges-Proskauer</i>	Glucose Phosphate broth		2-031-57	500
Mueller Hinton agar		MHA		
<i>Terreno di coltura per esecuzione test sensibilità agli antibiotici</i>	/		1-200-7	100
			1-200-77	200
Mueller Hinton broth		MHB		
<i>Terreno di coltura per esecuzione test sensibilità agli antibiotici</i>	/		2-200-7	100
			2-200-77	200
Nutrient agar		NA		
<i>Terreno nutriente universale</i>	Agar nutriente		1-015-7	100
			1-015-77	200

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Nutrient broth		NB		
<i>Terreno nutriente universale</i>	Brodo nutriente Nutrient broth (EP)		2-015-7 2-015-77 2-015-57	100 200 500
Nutrient semisolid				
<i>Terreno semisolido nutriente universale</i>	/		41-015-7	100
Orange Serum broth		/		
<i>Per ricerca microrganismi nei prodotti derivati dagli agrumi</i>	/		2-039-71 2-039-7 2-039-57	50 100 500
Oxytetra Glucose Yeast agar		OGYE		
<i>Per l'isolamento di lieviti e muffe</i>	Oxytetracycline Glucose Yeast Extract agar		1-017-7 1-017-77	100 200
Oxytetra Glucose Yeast agar Base		OGYE		
<i>Per l'isolamento di lieviti e muffe</i>	Oxytetracycline Glucose Yeast Extract agar Base		11-017-7	100
Peptone Water		AP		
<i>Per studi di fermentazione dei carboidrati</i>	Acqua peptonata		2-016-79 2-016-7 2-016-75 2-016-77 2-016-73 2-016-57	90 100 150 200 300 500
Peptone Water Alkaline		/		
<i>Terreno di trasporto e per arricchimento di Vibrio sp.</i>	Acqua peptonata alcalina		2-245-7 2-245-76	100 225
Peptone Water Alkaline Saline		/		
<i>Terreno di trasporto e per arricchimento di Vibrio sp.</i>	Acqua peptonata alcalina salina		32-245-76	225
Peptone Water Alkaline, mod 1		/		
<i>Terreno di trasporto e per arricchimento di Vibrio sp.</i>	Acqua peptonata alcalina, mod 1		12-245-76	225
Peptone Water Alkaline, mod 2		/		
<i>Terreno di trasporto e per arricchimento di Vibrio sp.</i>	Acqua peptonata alcalina, mod 2		22-245-76	225

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Peptone Water Buffered		APT		
<i>Brodo di prearricchimento per salmonelle</i>	Acqua peptonata tamponata Buffered Peptone Water		2-145-79 2-145-7 2-145-72 2-145-77 2-145-76 2-145-57	90 100 180 200 225 500
Peptone Water Buffered w/LP		APT		
<i>Brodo di prearricchimento per salmonelle</i>	Acqua peptonata tamponata con Lecitina e Polisorbato 80		12-145-79 12-145-7 12-145-77 12-145-57	90 100 200 500
Perfringens agar (SFP)		SFP		
<i>Per l'isolamento di Clostridium perfringens</i>	SFP agar		21-028-7	100
Perfringens agar Base (OPSP)		/		
<i>Semipreparato per isolamento di Clostridium perfringens</i>	OPSP agar Base		1-028-7	100
Perfringens agar Base (TSC/SFP)		/		
<i>Semipreparato per l'isolamento di Clostridium perfringens</i>	Tryptose Sulphate Cycloserine Shahadi Ferguson agar Base		11-028-7 11-028-77	100 200
Plate Count agar		PCA		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	Tryptone Glucose Yeast agar		11-025-7 11-025-77	100 200
Plate Count agar (APHA)		/		
	Plate Count agar (Standard Methods)			
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	Tryptone Glucose Yeast agar		1-025-7 1-025-77	100 200

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Plate Count agar (APHA) w/Neutralin		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA (Standard Methods) con Neutralin		71-025-7	100
Plate Count agar w/Neutralin		PCA		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale</i>	PCA con Neutralin		41-025-7	100
Plate Count agar, modified Water		/		
<i>Per la determinazione della carica batterica totale nelle acque</i>	Water Plate Count agar		101-025-7	100
Politi Hettinga agar Base		/		
<i>Terreno per ricerca batteri propionici</i>	/		1-078-77	200
R2A medium		R2A		
<i>Per il conteggio dei batteri eterotrofi</i>	R2A agar		1-202-7	100
			1-202-77	200
Rappaport Vassiliadis broth		RVB		
<i>Arricchimento selettivo per la ricerca di Salmonella sp.</i>	/		22-210-79	90
			22-210-7	100
Rappaport Vassiliadis medium		RVS		
<i>Arricchimento selettivo per la ricerca di Salmonella sp.</i>	Rappaport Vassiliadis			
	Single Component Enrichment broth		2-210-79	90
			2-210-7	100
			2-210-77	200
			2-210-57	500
RCM - Lattato		/		
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Reinforced Clostridial medium-Lattato		22-026-77	200
Reinforced Clostridial agar		RCA		
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Reinforced Clostridium agar		1-026-7	100
Reinforced Clostridial agar, mod		RCA		
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Reinforced Clostridium agar modificato		11-026-7	100
Reinforced Clostridial medium		RCM		
<i>Per coltura e conteggio di clostridi ed altri anaerobi</i>	Reinforced Clostridium medium		2-026-7	100
			2-026-77	200

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Rogosa agar		/		
<i>Per isolamento e conteggio di lattobacilli</i>	/		1-286-7	100
			1-286-77	200
Rose Bengal agar		RBA		
<i>Per ricerca di muffe e lieviti nei prodotti alimentari</i>	Agar Rosa Bengala		1-032-7	100
			1-032-77	200
S.P.S. agar		SPS		
<i>Per la ricerca di Clostridium perfringens negli alimenti</i>	Sulfite Polymyxin Sulfadiazine		1-059-7	100
			1-059-77	200
Sabouraud Dextrose agar		SDA		
<i>Terreno universale per micologia</i>	/		1-220-7	100
			1-220-75	150
			1-220-77	200
			1-220-57	500
Sabouraud Dextrose agar w/CAF		/		
<i>Terreno universale per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo		21-220-7	100
			21-220-75	150
			21-220-77	200
Sabouraud Dextrose agar w/CAF&CEX		/		
<i>Terreno selettivo per micologia</i>	SDA con Cloramfenicolo e Cicloeximide		31-220-7	100
Sabouraud Dextrose agar, mod w/LP3		SDA		
<i>Terreno selettivo per micologia</i>	Agar SDA,mod con Lecitina e Polisorbato 80(LP3)		101-220-77	200
Sabouraud Dextrose broth		SDB		
<i>Terreno universale per micologia</i>	Brodo di Sabouraud		2-220-7	100
			2-220-77	200
Salmonella Shigella agar		SS		
<i>Per l'isolamento di Salmonella e Shigella</i>	Agar SS		1-215-7	100
			1-215-77	200
Selenite broth		/		
<i>Arricchimento per Salmonella sp.</i>	Brodo selenite		2-222-7	100
			2-222-77	200
			2-222-76	225

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Selenite Cystine broth		/		
<i>Arricchimento per Salmonella sp.</i>	Brodo selenite con cistina		12-222-7	100
			12-222-77	200
			12-222-76	225
Selenite Cystine broth, modified		/		
<i>Arricchimento per Salmonella sp.</i>	Brodo selenite con cistina, modificato		42-222-7	100
Sporulation agar n°1		/		
<i>Per la preparazione di spore di Bacillus subtilis ATCC6633</i>	/		1-289-7	100
Sporulation agar n°2		/		
<i>Per la preparazione di spore di Bacillus stearothermophilus ATCC7953</i>	/		11-289-7	100
Test agar Base pH 6,0		/		
<i>Terreno Base per test sugli antibiotici</i>	/		11-072-71	50
Test agar Base pH 7,2		/		
<i>Terreno Base per test sugli antibiotici</i>	/		1-072-71	50
			1-072-7	100
Test agar Base pH 8,0		/		
<i>Terreno Base per test sugli antibiotici</i>	/		21-072-71	50
Tetrathionate BG Bile broth		TBGBB		
<i>Brodo di arricchimento selettivo per Salmonella sp.</i>	TBGB broth (EP)			
	Tetrathionate Brilliant Green Bile broth		12-284-79	90
			12-284-7	100
Tetrathionate broth Base, Mueller Kauffman		/		
<i>Brodo di arricchimento per Salmonella sp.</i>	Brodo tetrionato di Mueller Kauffman		2-118-71	50
Tetrathionate broth w/CV, Preuss		/		
<i>Brodo di arricchimento selettivo per Salmonella sp.</i>	Brodo tetrionato di Preuss		22-284-7	100
Todd Hewitt broth		TH		
<i>Per la ricerca di streptococchi B-emolitici</i>	/		2-041-7	100

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Triple Sugar Iron agar		TSI		
<i>Differenziazione Enterobacteriaceae in base a H₂S e fermentazione</i>	Three Sugar Iron agar		1-153-7	100
Tryptone Bile Glucuronide agar		TBX		
<i>Terreno cromogenico per identificazione di E.coli in alimenti</i>	Tryptone Bile con agente cromogenico			
	TBGA		11-044-7	100
			11-044-77	200
Tryptone Glucose Extract agar		TGEA		
<i>Per carica batterica totale nei prodotti lattiero-caseari</i>	/		1-046-7	100
Tryptone Glucose Extract medium		/		
<i>Per la preparazione di spore di Bacillus stearothermophilus ATCC7953</i>	/		2-288-7	100
Tryptone Soya agar		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	Soyabean Casein Digest agar		1-101-7	100
			1-101-75	150
			1-101-77	200
			1-101-57	500
Tryptone Soya agar w/LP3		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSA con Lecitina e Polisorbato 80(LP3)		121-101-77	200
Tryptone Soya agar, acidificato		TSA		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	Soyabean Casein Digest agar acidificato		131-101-7	100
Tryptone Soya broth		TSB		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	Soyabean Casein Digest medium		2-101-78	80
			2-101-79	90
			2-101-7	100
			2-101-75	150
			2-101-77	200
			2-101-57	500
Tryptone Soya broth + 5% horse serum		TSB		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSB con siero di cavallo		32-101-7	100

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Tryptone Soya broth w/LP		TSB		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSB con Lecitina e Polisorbato 80		12-101-79	90
			12-101-7	100
			12-101-57	500
Tryptone Soya broth w/Neutralin		TSB		
<i>Per valutazione della carica batterica totale ed i test di sterilità</i>	TSB con Neutralin		22-101-79	90
			22-101-7	100
			22-101-57	500
Tryptone Soya broth, mod w/Novobiocina		/		
<i>Per ricerca ed identificazione E.coli O157:H7</i>	/		2-069-57	500
Tryptone Soya Yeast Extract agar		TSYEA		
<i>Terreno di crescita generale</i>	/		71-101-7	100
Tryptone Water		TW		
<i>Per la produzione di indolo</i>	Tryptone broth Acqua triptonata		2-164-71	50
			2-164-79	90
			2-164-7	100
			2-164-75	150
			2-164-77	200
			2-164-57	500
Tryptose agar		/		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Agar triptosio		1-206-7	100
			1-206-77	200
Tryptose broth		/		
<i>Per la coltura di microrganismi esigenti</i>	Brodo triptosio		2-206-71	50
			2-206-79	90
			2-206-7	100
			2-206-77	200
			2-206-57	500

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Violet Red Bile agar		VRBA		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	Violet Red Bile Lactose agar Vaiiolet		1-037-7 1-037-77 1-037-73	100 200 300
Violet Red Bile agar w/MUG		/		
<i>Ricerca coliformi in alimenti con lettura in fluorescenza di E.coli</i>	VRBA con agente fluorogenico		21-037-7 21-037-77 21-037-73	100 200 300
Violet Red Bile Glucose agar		VRBG		
<i>Per la ricerca dei coliformi negli alimenti</i>	Vaiiolet con glucosio		11-037-7 11-037-77 11-037-73	100 200 300
Weinzirl broth, modified		/		
<i>Per ricerca di clostridi</i>	/		2-075-71 2-075-7 2-075-75 2-075-77 2-075-74 2-075-57	50 100 150 200 400 500
Wort broth		/		
<i>Per evidenziare la presenza di lieviti</i>	/		2-242-71 2-242-7 2-242-77	50 100 200
Wort broth, acidificato		/		
<i>Per evidenziare la presenza di lieviti</i>	/		12-242-7 12-242-77	100 200
Xylose Lysine Desoxicholate agar		XLDA		
<i>Per la ricerca di Salmonella e Shigella</i>	XLD agar		1-055-7 1-055-77	100 200

<u>Nome</u>	<u>Altro nome</u>	<u>Sigla</u>	<u>Codice</u>	<u>ml</u>
Y.E.G.C. agar		YEGC		
<i>Per la valutazione di muffe e lieviti nei derivati lattiero-caseari</i>	Yeast Extract Glucose Chloramphenicol		1-137-7	100
			1-137-77	200
Yeast Extract agar		/		
<i>Per carica batterica totale nelle acque e prodotti lattiero-caseari</i>	Yeastrel Milk agar		1-299-77	200
Yersinia Selective agar Base		/		
	CIN agar Base			
<i>Per ricerca di Yersinia enterocolitica in campioni clinici e alimenti</i>	Schiemann CIN agar Base		1-277-7	100
YM broth		YM		
	Yeast & Mould broth			
<i>Per mantenimento di lieviti e muffe</i>	Yeast and Mold M-green		2-189-71	50
			2-189-7	100
			2-189-77	200
			2-189-57	500

TERRENI DI COLTURA PRONTI IN SLIDES

Slides 1 terreno a paletta rigida o flessibile (slides con lo stesso terreno da ambo i lati), Slides 2 terreni terreni a paletta rigida o flessibile (slides con terreni diversificati nei rispettivi lati), slides 3 terreni a paletta rigida (slides aventi un lato con un terreno e l'altro lato con due terreni diversificati)

LA PRODUZIONE DI SLIDES E' DEDICATA. PERTANTO SI POSSONO AVERE PREPARAZIONI SPECIFICHE PER OGNI ESIGENZA.

Confezioni da 50 pz

Durata per tutti **6 mesi**, salvo eccezioni

Conservazione 15+25°C, salvo eccezioni

<u>Nome</u>	<u>Utilizzo</u>	<u>Codice</u>
slides 1 terreno a paletta flessibile		
Nutrientw/TTC-Nutrientw/TTC (Nutrientslide)	<i>Per uso generale: lettura agevolata dal TTC</i>	7-458F
PCA - PCA	<i>Per carica batterica totale</i>	7-462F
PCA w/TTC - PCA w/TTC	<i>Per carica batterica totale: lettura agevolata dal TTC</i>	7-474F
SDA - SDA	<i>Per isolamento miceti</i>	7-486F
TSA - TSA	<i>Per carica batterica totale e test di sterilità</i>	7-488F
slides 1 terreno a paletta rigida		
Nutrientw/TTC-Nutrientw/TTC (Nutrientslide)	<i>Per uso generale: lettura agevolata dal TTC</i>	7-458
PCA - PCA	<i>Per carica batterica totale</i>	7-462
PCA w/TTC - PCA w/TTC	<i>Per carica batterica totale: lettura agevolata dal TTC</i>	7-474
SDA - SDA	<i>Per isolamento miceti</i>	7-486
TSA - TSA	<i>Per carica batterica totale e test di sterilità</i>	7-488
slides 2 terreni a paletta flessibile		
Nutrient w/TTC - Malt Extract agar	<i>Per uso generale, ricerca di muffe e funghi</i>	7-447F
PCA - Baird Parker	<i>Per carica batterica totale e Staphylococcus</i>	7-445F
PCA - Bile Aesculin agar	<i>Per carica batterica totale e per isolamento enterococchi</i>	7-497F
PCA - Cetrimide agar	<i>Per carica batterica totale e Pseudomonas</i>	7-463F
PCA - E.coli X-Glucuronide agar	<i>Per carica batterica totale e per ricerca Escherichia coli</i>	7-499F
PCA - MCA n°3	<i>Per carica batterica totale e coliformi</i>	7-446F
PCA - OGYE	<i>Per carica batterica totale, muffe e lieviti</i>	7-468F
PCA - Rose Bengal agar	<i>Per carica batterica totale, muffe e lieviti</i>	7-449F
PCA - SDA (Countslide)	<i>Per carica batterica totale e miceti</i>	7-441F
PCA - VRBA	<i>Per carica batterica totale e coliformi</i>	7-467F
PCA - VRBGA	<i>Per carica batterica totale e coliformi</i>	7-443F

<u>Nome</u>	<u>Utilizzo</u>	<u>Codice</u>
PCA w/Neutralin - MCA n°3	Per carica batterica totale e coliformi	7-444F
PCA w/Neutralin - Rose Bengal agar	Per carica batterica totale, muffe e lieviti	7-483F
PCA w/Neutralin - VRBA w/Neutralin	Per carica batterica totale e coliformi	7-466F
PCA w/TTC - Baird Parker	Per carica batterica totale e Staphylococcus	7-454F
PCA w/TTC - Rose Bengal agar	Per carica batterica totale, muffe e lieviti	7-476F
PCA w/TTC - SDA	Per carica batterica totale e miceti	7-451F
PCA w/TTC - SDA w/CAF	Per carica batterica totale e miceti	7-442F
PCA w/TTC - VRBA	Per carica batterica totale e coliformi	7-440F
PCA w/TTC - VRBGA w/Neutralin	Per carica batterica totale e coliformi	7-475F
Potato Dextrose agar - MEA	Per isolamento di funghi, lieviti e muffe	7-471F
Potato Dextrose agar - MEA acid.	Per isolamento di funghi, lieviti e muffe	7-479F
Potato Dextrose agar acid. - MEA acid.	Per isolamento di funghi, lieviti e muffe	7-498F
SDA - SDA w/CAF	Per isolamento miceti, muffe e lieviti	7-472F
SDA w/CAF - Rose Bengal agar	Per isolamento miceti, muffe e lieviti	7-485F
TSA - SDA (Sterislide)	Per carica totale, funginea e test di sterilità	7-448F
TSA - SDA w/CAF	Per carica batterica totale e miceti	7-477F
slides 2 terreni a paletta rigida		
C.L.E.D. - MCA n°3 (Urislide)	Per urinocoltura	7-450
C.L.E.D. - SDA	Per urinocoltura	7-465
D.T.M. agar - MEA	Per isolamento di dermatofiti ed altri miceti	7-459
G.C.Chocolate - Thayer Martin (NG slide)	Per tampone vaginale	7-457
Nutrient w/TTC - Malt Extract agar	Per uso generale, ricerca di muffe e funghi	7-447
PCA - Baird Parker	Per carica batterica totale e Staphylococcus	7-445
PCA - Bile Aesculin agar	Per carica batterica totale e per isolamento enterococchi	7-497
PCA - Cetrimide agar	Per carica batterica totale e Pseudomonas	7-463
PCA - E.coli X-Glucuronide agar	Per carica batterica totale e per ricerca Escherichia coli	7-499
PCA - MCA n°3	Per carica batterica totale e coliformi	7-446
PCA - Rose Bengal agar	Per carica batterica totale, muffe e lieviti	7-449
PCA - SDA (Countslide)	Per carica batterica totale e miceti	7-441
PCA - VRBA	Per carica batterica totale e coliformi	7-467
PCA - VRBGA	Per carica batterica totale e coliformi	7-443

<u>Nome</u>	<u>Utilizzo</u>	<u>Codice</u>
PCA w/Neutralin - MCA n°3	<i>Per carica batterica totale e coliformi</i>	7-444
PCA w/Neutralin - Rose Bengal agar	<i>Per carica batterica totale, muffe e lieviti</i>	7-483
PCA w/Neutralin - VRBA w/Neutralin	<i>Per carica batterica totale e coliformi</i>	7-466
PCA w/TTC - Baird Parker	<i>Per carica batterica totale e Staphylococcus</i>	7-454
PCA w/TTC - Rose Bengal agar	<i>Per carica batterica totale, muffe e lieviti</i>	7-476
PCA w/TTC - SDA	<i>Per carica batterica totale e miceti</i>	7-451
PCA w/TTC - SDA w/CAF	<i>Per carica batterica totale e miceti</i>	7-442
PCA w/TTC - VRBA	<i>Per carica batterica totale e coliformi</i>	7-440
PCA w/TTC - VRBGA w/Neutralin	<i>Per carica batterica totale e coliformi</i>	7-475
Potato Dextrose agar - MEA	<i>Per isolamento di funghi, lieviti e muffe</i>	7-471
SDA - Rose Bengal agar	<i>Per isolamento miceti, muffe e lieviti</i>	7-473
SDA - SDA w/CAF	<i>Per isolamento miceti, muffe e lieviti</i>	7-472
SDA w/CAF - Rose Bengal agar	<i>Per isolamento miceti, muffe e lieviti</i>	7-485
SDA w/CAF&GM - SDA w/CAF&CEX (Dermaslide)	<i>Per isolamento dermatofiti e miceti</i>	7-452
TSA - SDA (Sterislide)	<i>Per carica totale, funginea e test di sterilità</i>	7-448
TSA - SDA w/CAF	<i>Per carica batterica totale e miceti</i>	7-477
slides 3 terreni a paletta rigida		
Bile Aesculin - CGA - VRBGA	<i>Per ricerca combinata di enterococchi, Pseudomonas e coliformi</i>	7-468
C.L.E.D. - MCA n°3 - Bile Aesculin agar	<i>Per urinocoltura</i>	7-460
C.L.E.D. - MCA n°3 - Cetrimide agar	<i>Per urinocoltura</i>	7-470
C.L.E.D. - MCA n°3 - D.T.M. agar	<i>Per ricerca mirata di funghi dermatofiti</i>	7-464
C.L.E.D. - MCA n°3 - Malt Extract agar	<i>Per analisi delle urine, isolamento di funghi e muffe</i>	7-480
C.L.E.D. - MCA n°3 - SDA	<i>Per analisi delle urine, isolamento di coliformi e miceti</i>	7-490
C.L.E.D. - MCA n°3 - SDA w/CAF	<i>Per analisi delle urine, isolamento di coliformi e miceti</i>	7-461
C.L.E.D. - MCA n°3 w/MUG - Cetrimide agar	<i>Per urinocoltura</i>	7-492
G.C. - Rogosa - Thayer Martin (Vaginslide)	<i>Per tampone vaginale</i>	7-456
MEA - MEA w/CEX - C.L.E.D. (Micoslides)	<i>Per analisi delle urine, isolamento di funghi e muffe</i>	7-453
Thayer Martin - G.C.w/Vitox - Gardnerella	<i>Per tampone vaginale</i>	7-455
TSA - MCA n°3 w/MUG - VRBA	<i>Per carica batterica totale, E.coli e coliformi</i>	7-489

<u>Nome</u>	<u>Utilizzo</u>	<u>Codice</u>
VRBGA - Baird Parker - TSA w/TTC	<i>Per coliformi, Staphylococcus e carica batterica totale</i>	7-481
VRBGA - Bile Aesculin - TSA w/TTC	<i>Per ricerca coliformi, enterococchi e carica batterica totale</i>	7-491
VRBGA - BP - Rose Bengal agar	<i>Per ricerca coliformi, Staphylococcus e miceti</i>	7-484
VRBGA - Rose Bengal - TSA	<i>Per ricerca coliformi, miceti e carica batterica totale</i>	7-482

INDICATORI DI STERILIZZAZIONE

Indicatori biologici per vapore, calore secco ed ETO: in provetta, in strip, in dischetti, sospensioni.

<u>Nome</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
INDICATORI BIOLOGICI in provetta per ETO e vapore		
Doppio indicatore BST E5/BGL E6	S3061	10
	S3064	50
	S3060	100
INDICATORI BIOLOGICI in provetta per vapore		
Indicatore BST E6	S3111	100
INDICATORI BIOLOGICI in provetta per ETO		
Indicatore BGL E6	S3112	100
INDICATORI BIOLOGICI in provetta		
Set attivante indicatore	S3075	1
Set indicatore per ETO	S3070	20
Set indicatore per vapore	S3065	20
INDICATORI BIOLOGICI in strip per calore secco-ETO e vapore		
Doppio indicatore strip BST E4/BGL E6	NA010	100
	NA008	500
INDICATORI BIOLOGICI in strip per vapore		
Strip BST E3	NA035	500
Strip BST E4	NA006	100
	NA007	500
Strip BST E5	NA036	500
Strip BST E6 (D-val 1.5-1.9)	NA143	100
	NA142	500
Strip BST E6 (D-val 1.5-2.5)	NA039	100
	NA037	500
Strip BST E6 (D-val 2.0-2.5)	NA139	100
	NA141	500
INDICATORI BIOLOGICI in strip per calore secco ed ETO		
Strip BGL E3	NA112	500
Strip BGL E4	NA031	500
Strip BGL E5	NA032	500
Strip BGL E6	NA004	100
	NA005	500
Strip BGL E7	NA033	500
Strip BGL E8	NA034	500

<u>Nome</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
INDICATORI BIOLOGICI in dischetti per calore secco-ETO e vapore		
Doppio indicatore disc BST E4/BGL E6	NA094	1000
INDICATORI BIOLOGICI in dischetti per vapore		
Disc BST E6	NA111	1000
INDICATORI BIOLOGICI in dischetti per calore secco ed ETO		
Disc BGL E3	NA120	1000
Disc BGL E6	NA130	100
	NA075	1000
Disc BGL E7	NA105	1000
Disc BGL E8	NA082	1000
SOSPENSIONI per vapore (10 ml/vl)		
Sosp. E4/. 1ml BST	NA003	1
Sosp. E5/. 1ml BST	NA040	1
Sosp. E6/. 1ml BST	NA030	1
Sosp. E7/. 1ml BST	NA091	1
SOSPENSIONI per calore secco ed ETO (10 ml/vl)		
Sosp. E3/. 1ml BGL	NA051	1
Sosp. E4/. 1ml BGL	NA095	1
Sosp. E5/. 1ml BGL	NA041	1
Sosp. E6/. 1ml BGL	NA002	1
Sosp. E7/. 1ml BGL	NA026	1
Sosp. E8/. 1ml BGL	NA027	1
Sosp. E9/. 1ml BGL	NA028	1
NASTRI INDICATORI CHIMICI per vapore		
13 mm x 55 m	NI258	18
19 mm x 55 m	NI259	12
25 mm x 55 m	NI260	9
blu 19 mm x 55 m	NI261B	12
giallo 19 mm x 55 m	NI261G	12
nero 19 mm x 55 m	NI261N	12
rosso 19 mm x 55 m	NI261R	12
NASTRI INDICATORI CHIMICI per ETO		
13 mm x 55 m	NI408	18
19 mm x 55 m	NI409	12
25 mm x 55 m	NI410	9

MATERIALE PER STERILIZZAZIONE

A vapore ed ETO: buste e rotoli, carte protettive, sacchetti per eliminazione rifiuti

<u>Nome</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>
BUSTE AUTOSALDANTI in polipropilene e poliestere/carta Kraft medicale		
cm 8 x 23	BU810	100
	BU811	500
cm 8 x 58	BU815	500
cm 13 x 18	BU807	500
cm 13 x 27	BU805	100
	BU806	500
cm 15 x 55	BU817	500
cm 18 x 36	BU800	100
	BU801	500
cm 20 x 40	BU840	250
cm 30 x 45	BU845	250
BUSTE in polipropilene e poliestere/carta Kraft medicale		
cm 8 x 21	BU610	1000
cm 8 x 60	BU615	1000
cm 10 x 13	BU620	100
	BU621	1000
cm 11 x 27	BU605	100
	BU606	1000
cm 12 x 37	BU609	1000
cm 13 x 20	BU607	100
	BU608	1000
cm 15 x 25	BU612	1000
cm 18 x 36	BU600	100
	BU601	1000
cm 20 x 40	BU640	250
cm 30 x 45	BU645	250
cm 40 x 40	BU625	250
cm 52 x 60	BU630	250
ROTOLI in polipropilene e poliestere/carta Kraft medicale		
cm 7 x 6100	RT650	5
cm 10 x 6100	RT652	5
cm 15 x 6100	RT655	5
cm 22 x 6100	RT660	3

Nome

Codice

Quantità

CARTA PROTETTIVA medical grade

cm 20 x 20	NE920	1000
cm 30 x 30	NE930	1000
cm 40 x 40	NE940	1000
cm 50 x 50	NE950	1000
cm 60 x 60	NE960	500
cm 75 x 75	NE975	300
cm 90 x 90	NE990	300
cm 100 x 100	NE910	250
cm 120 x 120	NE912	100
cm 135 x 135	NE913	100
cm 135 x 185	NE918	100

CARTA PROTETTIVA ad alta resistenza

cm 30 x 30	NE830	500
cm 50 x 50	NE850	600
cm 60 x 60	NE860	250
cm 75 x 75	NE875	150
cm 90 x 90	NE890	150
cm 100 x 100	NE810	100
cm 110 x 110	NE811	100
cm 120 x 120	NE812	50
cm 135 x 135	NE813	50
cm 135 x 185	NE818	50
cm 110 x 90m (rotolo)	NE819	1

SACCHETTI per sterilizzazione a vapore dei rifiuti

rossi cm 35 x 50	NY-704	200
rossi cm 50 x 60	NY-705	200
rossi cm 65 x 90	NY-706	200
trasparenti cm 30 x 35 con simbolo	NY-701	200
trasparenti cm 60 x 75 con simbolo	NY-702	200

MATERIALE DISPOSABILE

Vario materiale monouso di laboratorio

<u>Nome</u>	<u>Confezione</u>	<u>Capacità</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
PIASTRE PETRI in PST/CX					
diam.60 mm	in cfz da 10		PS-865	500	
	in cfz da 10		PS-866	500	sterili
diam.90 mm	in cfz da 20		PS-891	500	
	in cfz da 20		PS-890	500	sterili
diam.90 mm a 2 settori	in cfz da 20		PS-892	600	sterili
diam.90 mm a 3 settori	in cfz da 20		PS-893	600	sterili
diam.90 mm a 4 settori	in cfz da 20		PS-894	600	sterili
diam.150 mm	in cfz da 5		PS-822	180	
	in cfz da 5		PS-815	180	sterili
quadrate 120x120 mm	in cfz da 5		PS-895	270	
	in cfz da 5		PS-898	270	sterili
diam.60 mm grigliate per controllo ambientale	in cfz da 10		PS-855	690	
	in cfz da 10		PS-856	690	sterili
diam.90 mm grigliate per controllo ambientale	in cfz da 10		PS-875	500	
	in cfz da 10		PS-878	500	sterili
MICROPROVETTE in PPL					
10 x 40 tipo Eppendorf coniche con tappo	sfuse	1,5 ml	PR-166	8000	
	sfuse	1,5 ml	PR-017	8000	sterili
PROVETTE coniche in PPL					
16 x 100 graduate	sfuse	10 ml	PR-012	2000	
16 x 100 graduate con etichetta e tappo a pressione	sfuse	10 ml	PR-015	800	sterili
30 x 115 graduate con tappo a vite	sfuse	50 ml	PR-002	300	sterili
	in cfz sing	50 ml	PR-086	300	sterili

<u>Nome</u>	<u>Confezione</u>	<u>Capacità</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
PROVETTE cilindriche in PPL					
12 x 56 fondo piatto, graduate	<i>sfuse</i>	3 ml	PR-038	6000	
13 x 75 con bordo, graduate	<i>sfuse</i>	3 ml	PR-060	4000	
12 x 86 graduate	<i>sfuse</i>	5 ml	PR-016	4000	
12 x 86 graduate con etichetta e tappo a pressione	<i>sfuse</i>	5 ml	PR-307	1500	sterili
16 x 58 fondo piatto, graduate	<i>sfuse</i>	5 ml	PR-301	3500	
16 x 100 graduate	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-004	2000	
16 x 100 graduate con tappo a pressione	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-085	800	sterili
16 x 100 graduate con etichetta e tappo a pressione	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-007	800	sterili
	<i>in cfz sing</i>	10 ml	PR-025	800	sterili
16 x 150	<i>sfuse</i>	15 ml	PR-027	2000	
16 x 150 con tappo	<i>sfuse</i>	15 ml	PR-028	800	sterili
PROVETTE in MTL cilindriche (per sierare)					
12 x 86 graduate	<i>sfuse</i>	5 ml	PR-300	4000	
16 x 100 graduate	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-310	2000	
PROVETTE cilindriche in PST					
11 x 70 per RIA	<i>sfuse</i>	3 ml	PR-026	5000	
12 x 56	<i>sfuse</i>	3 ml	PR-042	6000	
12 x 56 fondo piatto, graduate	<i>sfuse</i>	3 ml	PR-054	5000	
12 x 75 tipo Sorwal	<i>sfuse</i>	3 ml	PR-056	4000	
12 x 86 graduate	<i>sfuse</i>	5 ml	PR-020	4000	
12 x 86 graduate con etichetta e tappo a pressione	<i>sfuse</i>	5 ml	PR-417	1500	sterili
16 x 58 fondo piatto, graduate	<i>sfuse</i>	5 ml	PR-341	3500	
16 x 100 graduate	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-008	2000	
16 x 100 graduate con tappo a pressione	<i>in cfz sing</i>	10 ml	PR-019	800	sterili
16 x 100 graduate con etichetta e tappo a pressione	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-011	800	sterili
	<i>in cfz sing</i>	10 ml	PR-022	800	sterili

<u>Nome</u>	<u>Confezione</u>	<u>Capacità</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
16 x 100 con tappo a vite	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-024	1000	sterili
17 x 105 con bulbo di sedimentazione (per urine)	<i>sfuse</i>	12 ml	PR-169	1500	
17 x 105 con fondo conico (per urine)	<i>sfuse</i>	12 ml	PR-159	1500	
16 x 150	<i>sfuse</i>	15 ml	PR-412	1000	
16 x 150 con tappo a pressione	<i>sfuse</i>	15 ml	PR-414	950	sterili
	<i>in cfz sing</i>	15 ml	PR-415	950	sterili
16 x 150 con etichetta e tappo a pressione	<i>in cfz sing</i>	15 ml	PR-030	950	sterili
16 x 150 con tappo vite	<i>sfuse</i>	15 ml	PR-058	625	sterili
18 x 150	<i>sfuse</i>	20 ml	PR-083	1000	
18 x 150 con tappo a pressione	<i>sfuse</i>	20 ml	PR-001	950	sterili
18 x 150 con etichetta e tappo a pressione	<i>in cfz sing</i>	20 ml	PR-003	950	sterili
PROVETTE coniche in PST					
16 x 100 graduate	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-304	2000	
16 x 100 graduate con etichetta e tappo a pressione	<i>sfuse</i>	10 ml	PR-303	800	sterili
PROVETTE in vetro borosilicato					
16 x 125 fondo piatto, con tappo nero a vite	<i>sfuse</i>	13 ml	PR-150	100	
	<i>sfuse</i>	13 ml	PR-223	100	sterili
	<i>in cfz sing</i>	13 ml	PR-266	100	sterili
16 x 125 fondo tondo, con tappo nero a vite	<i>sfuse</i>	13 ml	PR-125	100	
16 x 140 fondo piatto, con tappo nero a vite	<i>sfuse</i>	15 ml	PR-141	100	
	<i>in cfz sing</i>	15 ml	PR-138	100	sterili
16 x 160 fondo tondo, con tappo nero a vite	<i>sfuse</i>	18 ml	PR-126	100	sterili
18 x 150 fondo piatto, con tappo a vite in metallo	<i>sfuse</i>	20 ml	PR-091	50	
	<i>in cfz sing</i>	20 ml	PR-095	50	sterili
20 x 140 con tappo nero a vite	<i>sfuse</i>	25 ml	PR-140	50	
	<i>in cfz sing</i>	25 ml	PR-096	50	sterili

<u>Nome</u>	<u>Confezione</u>	<u>Capacità</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
PROVETTE in vetro per batteriologia					
16 x 160	<i>sfuse</i>	18 ml	PR-099	100	
20 x 200	<i>sfuse</i>	30 ml	PR-151	100	
CONTENITORI PER PRODOTTI BIOLOGICI in PPL					
con tappo a vite ed etichetta	<i>sfusi</i>	60 ml	CT-138	600	sterili
con tappo a vite, graduati	<i>in cfz sing</i>	125 ml	CT-179	300	sterili
CONTENITORI PER PRODOTTI BIOLOGICI in PST					
con tappo a vite ed etichetta, fondo conico	<i>sfusi</i>	30 ml	CT-472	400	sterili
con tappo a vite ed etichetta, fondo conico	<i>sfusi</i>	30 ml	CT-476	400	sterili
con paletta					
con tappo a vite ed etichetta, fondo conico	<i>sfusi</i>	30 ml	CT-129	450	sterili
con spatola					
con tappo a vite ed etichetta, fondo piatto	<i>sfusi</i>	60 ml	CT-729	300	sterili
con tappo a vite ed etichetta	<i>sfusi</i>	100 ml	CT-389	240	
	<i>in cfz sing</i>	100 ml	CT-391	150	sterili
	<i>sfusi</i>	200 ml	CT-106	140	
	<i>in cfz sing</i>	200 ml	CT-107	140	sterili
con tappo a vite, tappino ed etichetta	<i>in cfz sing</i>	100 ml	CT-397	150	sterili
con tappo a vite	<i>in cfz sing</i>	125 ml	CT-024	150	sterili
con tappo a pressione	<i>sfusi</i>	150 ml	CT-730	240	
	<i>sfusi</i>	150 ml	CT-309	150	sterili
	<i>in cfz sing</i>	150 ml	CT-731	150	sterili
CONTENITORI CAPITOL					
con tappo a pressione	<i>sfusi</i>	50 ml	CP-052	600	sterili
	<i>sfusi</i>	90 ml	CP-090	400	sterili
	<i>sfusi</i>	120 ml	CP-120	250	sterili
	<i>sfusi</i>	240 ml	CP-240	140	sterili
alti, con tappo a pressione	<i>sfusi</i>	300 ml	CP-301	100	sterili
bassi, con tappo a pressione	<i>sfusi</i>	300 ml	CP-300	90	sterili

<u>Nome</u>	<u>Confezione</u>	<u>Capacità</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
CONTENITORI YELLOW					
con tappo a vite ermetico giallo	<i>sfusi</i>	20 ml	CT-820	200	sterili
	<i>sfusi</i>	40 ml	CT-840	600	sterili
	<i>sfusi</i>	60 ml	CT-860	500	sterili
	<i>sfusi</i>	90 ml	CT-890	400	sterili
	<i>sfusi</i>	120 ml	CT-812	300	sterili
	<i>sfusi</i>	250 ml	CT-825	100	sterili
	<i>in cfz sing</i>	250 ml	CT-826	100	sterili
	<i>sfusi</i>	500 ml	CT-850	100	sterili
	<i>in cfz sing</i>	500 ml	CT-851	100	sterili
	<i>sfusi</i>	1000ml	CT-800	100	sterili
	<i>in cfz sing</i>	1000ml	CT-801	100	sterili
CONTENITORI IN VETRO					
con tappo a vite	<i>sfusi</i>	500 ml	CT-533	1	sterili
	<i>cfz sing</i>	500 ml	CT-528	1	sterili
con tappo infusione/perfusione	<i>sfusi</i>	500 ml	CT-562	1	sterili
	<i>cfz sing</i>	500 ml	CT-516	1	sterili
ANSE CALIBRATE					
1 microlitro	<i>sfuse</i>		AN-286	2000	
	<i>in cfz da 20</i>		AN-201	2000	sterili
	<i>in cfz sing</i>		AN-209	2000	sterili
10 microlitri	<i>sfuse</i>		AN-288	2000	
	<i>in cfz da 20</i>		AN-202	2000	sterili
	<i>in cfz da 5</i>		AN-202A	1000	sterili
	<i>in cfz sing</i>		AN-211	2000	sterili
ASTE ad L					
ad angolo ottuso	<i>sfuse</i>		AS-290	1000	
	<i>in cfz da 5</i>		AS-295	1000	sterili
	<i>in cfz sing</i>		AS-298	1000	sterili

<u>Nome</u>	<u>Confezione</u>	<u>Capacità</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
PIPETTE PASTEUR L. 150 mm					
capillari	<i>sfuse</i>	4 ml	PP-800	3000	
	<i>in cfz sing</i>	4 ml	PP-805	1000	sterili
micrograduate (1 ml)	<i>sfuse</i>	5 ml	PP-807	3000	
	<i>in cfz sing</i>	5 ml	PP-803	1000	sterili
micrograduate (1 ml) ampolla grande	<i>sfuse</i>	6,5 ml	PP-821	3000	
	<i>in cfz sing</i>	6,5 ml	PP-823	1000	sterili
macrograduate (3 ml)	<i>sfuse</i>	7 ml	PP-809	3000	
	<i>in cfz sing</i>	7 ml	PP-802	1000	sterili
PIPETTE cotonate per batteriologia					
da 1 ml	<i>in cfz da 25</i>		PG-806	1000	sterili
	<i>in cfz sing</i>		PG-801	500	sterili
da 2 ml	<i>in cfz da 25</i>		PG-812	1000	sterili
	<i>in cfz sing</i>		PG-802	250	sterili
da 5 ml	<i>in cfz da 25</i>		PG-815	500	sterili
	<i>in cfz sing</i>		PG-805	200	sterili
da 10 ml	<i>in cfz sing</i>		PG-810	125	sterili
da 25 ml	<i>in cfz sing</i>		PG-825	150	sterili
TAMPONI secchi					
in legno	<i>sfusi</i>		BS-341	100	
	<i>in cfz sing</i>		BS-340	100	sterili
in plastica	<i>sfusi</i>		BS-345	100	
	<i>in cfz sing</i>		BS-344	100	sterili
TAMPONI di plastica in provetta 18x160					
secchi	<i>in cfz sing</i>		BS-366	1	sterili

<u>Nome</u>	<u>Confezione</u>	<u>Capacità</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
TAMPONI di legno in provetta 18x160					
secchi	<i>sfusi</i>		BS-346	1	
	<i>in cfz sing</i>		BS-342	1	sterili
umettati in soluzione di Ringer	<i>in cfz sing</i>		BS-363	1	sterili
umettati in soluzione fisiologica	<i>in cfz sing</i>		BS-350	1	sterili

MATERIALE VARIO

<u>Nome</u>	<u>Descrizione</u>		<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
MEMBRANE FILTRANTI RETINATE diam.47 mm					
porosità 0,2 micron, bianche	<i>in cfz sing</i>		MF-741	200	sterili
porosità 0,45 micron, bianche	<i>in cfz sing</i>		MF-730	200	sterili
porosità 0,45 micron, nere	<i>in cfz sing</i>		MF-731	200	sterili
porosità 0,8 micron, nere	<i>in cfz sing</i>		MF-733	200	sterili
PIASTRE diam.60 mm per filtrazione con tampone di cellulosa					
senza membrana filtrante	<i>sfuse</i>		PS-731	100	sterili
con membrana filtrante 0,2 micron, bianca	<i>in cfz sing</i>		PS-735	200	sterili
con membrana filtrante 0,45 micron, bianca	<i>in cfz sing</i>		PS-748	200	sterili
con membrana filtrante 0,45 micron, nera	<i>in cfz sing</i>		PS-732	200	sterili
con membrana filtrante 0,8 micron, nera	<i>in cfz sing</i>		PS-752	200	sterili
CONTENTORI con membrana filtrante					
porosità 0,2 micron, bianca	<i>in cfz sing</i>	200ml	CT-020	50	sterili
porosità 0,45 micron, bianca	<i>in cfz sing</i>	200ml	CT-045	50	sterili
	<i>in cfz sing</i>	300ml	CT-015	20	sterili
porosità 0,45 micron, nera	<i>in cfz sing</i>	200ml	CT-021	50	sterili
porosità 0,8 micron, nera	<i>in cfz sing</i>	200ml	CT-080	50	sterili
MULTIDISC PER ANTIBIOGRAMMA					
Gram urinari ed altri campioni	<i>antibiotici</i>	10	MD440	30	sterili
Gram+ streptococchi e stafilococchi	<i>antibiotici</i>	10	MD420	30	sterili
Pseudomonas	<i>antibiotici</i>	10	MD390	30	sterili
Miceti	<i>antibiotici</i>	8	MD450	50	sterili
PINZETTE MONOUSO					
in plastica bianca	<i>sfuse</i>		AS-048	50	
	<i>in cfz sing</i>		AS-050	50	sterili

<u>Nome</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Codice</u>	<u>Quantità</u>	
GUANTI				
in polietilene	<i>sfusi</i>	AN-200	100	
in lattice	<i>sfusi</i>	tg. XS AN-222	100	
	<i>paio</i>	tg. XS AN-291	1	sterili
	<i>sfusi</i>	tg. S AN-237	100	
	<i>paio</i>	tg. S AN-290	1	sterili
	<i>sfusi</i>	tg. M AN-247	100	
	<i>paio</i>	tg. M AN-295	1	sterili
	<i>sfusi</i>	tg. L AN-257	100	
	<i>paio</i>	tg. L AN-231	1	sterili
per chirurgia	<i>paio</i>	AN-444	1	sterili
VETRINI				
portaoggetto tagliati 26 x 76 mm	<i>cfz 50 pz</i>	VE-176	1	
portaoggetto molati 26 x 76 mm	<i>cfz 50 pz</i>	VE-276	1	
portaoggetto tagliati 26 x 76 mm con banda smerigliata	<i>cfz 50 pz</i>	VE-286	1	
portaoggetto molati 26 x 76 mm con banda smerigliata	<i>cfz 50 pz</i>	VE-296	1	
coprioggetto 24 x 24 mm	<i>cfz 50 pz</i>	VE-224	1	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GLI ORDINI dovranno essere indirizzati alla sede di Muggia.

Saranno accettati solo se conformi alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BIOCOLTURALAB, che si ritengono conosciute ed approvate dal Cliente.

Ogni ordine ricevuto sarà tempestivamente inoltrato alle competenti sezioni: di produzione, di controllo qualità del prodotto, di confezionamento e spedizione.

BIOCOLTURALAB si impegna ad evadere ciascun ordine nei termini di consegna concordati salvo cause di forza maggiore. In tal caso sarà legittimo differire od annullare eventuali forniture ed impegni assunti con il Cliente.

LA SPEDIZIONE dei prodotti sarà effettuata con mezzo celere ed imballo adeguato gratuito.

La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente.

Eventuali reclami, per merce pervenuta manomessa, deteriorata o non conforme all'ordine, potranno essere segnalati telefonicamente e tassativamente confermati per iscritto entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce nella nostra sede.

LA RESTITUZIONE, SOSTITUZIONE O L'ACCREDITO della merce saranno accettate solo se preventivamente concordate.

I PREZZI riportati nel listino BIOCOLTURALAB si intendono tassativi e potranno variare solo per forniture di prodotti con condizioni particolari precedentemente convenuti.

L'IVA è sempre a carico del Cliente.

I PAGAMENTI dovranno essere effettuati alle condizioni concordate ed espresse in fattura.

Trascorsi otto giorni dal ricevimento le fatture si intendono accettate.

Scaduto il termine di pagamento verrà applicato un interesse di mora nella misura del tasso applicato dagli Istituti Bancari.

I prodotti elencati nel presente listino sono ad esclusivo uso di laboratorio e perciò utilizzabili soltanto da personale qualificato.

BIOCOLTURALAB non si ritiene responsabile per qualsiasi danno a persone o cose derivante dall'uso e dalla conservazione impropria del prodotto.